



CATALOGO
GENERALE N.8



2016-2017

orione® orione^{Okped}® Jolie mamã® BENACTIV® urania®

L'AZIENDA THE COMPANY

TEXTILE ORTHOPAEDICS ITEMS
SINCE 1926

Fondata nel 1926 come fabbrica di tessuti elastici, la SAFTE si è evoluta nel corso degli anni fino a diventare una delle aziende leader nel settore dei prodotti medicali in tessuto elastico. Grazie all'impiego di materie prime sceltissime, ad un esclusivo processo di tessitura, alla cura per i particolari e l'accurata rifinitura, oltre che ad una continua ricerca, i nostri articoli sono altamente apprezzati dai consumatori. Inoltre, il personale tecnico altamente qualificato permette di offrire per ogni singolo problema, una risposta adeguata

con prodotti di grande efficacia che soddisfano concretamente le esigenze del cliente. La politica SAFTE prevede il continuo allargamento delle proprie attività con lo sviluppo di nuovi prodotti studiati per rispondere a tutte le specifiche esigenze del mercato. Il marchio SAFTE comprende le linee ORIONE®, JOLIE MAMAN®, URANIA®, BENACTIV®. Il Sistema Gestione Qualità è certificato ISO 9001 e i nostri prodotti sono marchiati CE ove richiesto.



SAFTE is italian company. Was established in 1926, and since that time has engaged in the manufacture and distribution of textile orthopaedic products. SAFTE is a leader in terms of quality, service and innovation. The high quality of yarns, the special weaving processes and the constant research have led SAFTE products to be highly appreciated by customers. SAFTE products are distributed on national and international

market. SAFTE is able to customize products to suit market needs. One of SAFTE goal is to provide premium quality products with the highest service level. SAFTE includes different lines: ORIONE® - JOLIE MAMAN® - BENACTIV® - URANIA®. Quality System is certified with standard ISO 9001 and the most of products are CE marked where need.



MADE IN ITALY

orione®

SLIP ELASTICI CONTENITIVI SUPPORT ELASTIC BRIEFS	5
SLIP ERNIA HERNIA SUPPORT BRIEFS	8
CINTI ERNIARI HERNIA TRUSSES	11
SLIP SPORTIVI - SOSPENSORI SPORT BRIEFS - ATHLETIC SUPPORT	12
FASCE POST OPERATORIE ABDOMINAL SUPPORTS BELTS	13
CORSETTI LUMBOSACRAL SUPPORTS	17
LINEA LANA: CINTURE - GINOCCHIERA WOOL LINE - WOOLEN BELTS - WOOLEN KNEE CAP	21
LINEA ANGORA ANGORA LINE	22
FASCIA PER STOMIZZATI OSTOMY SUPPORT BELT	23
SLIP PER STOMIZZATI OSTOMY BRIEF UNDERWEAR	24
REGGISENI POST-OPERATORI POST-OPERATIVE BRA	25
REGGISENO POST OPERATORIO PER MASTECTOMIA POST MASTECTOMY BRA	27
RADDRIZZASPALLE POSTURE CONTROL-SHOULDER BRACE	28
REGGISENO RADDRIZZASPALLE BRA WITH FITTED SHOULDER BRACE	29
POLSIERE / ORTESI POLSO WRIST BRACES	30
ORTESI PER IMMOBILIZZAZIONE DEL POLLICE THUMB IMMOBILIZER	32
PRESSORI EPICONDILITE EPICONDYLITIS ELBOW BRACE	33
REGGIBRACCIO - IMMOBILIZZATORE BRACCIO / SPALLA UNIVERSAL ARM SLING / SHOULDER IMMOBILIZER	34
CUSCINI PER ABDUZIONE SPALLA ABDUCTION PILLOWS	35
GINOCCHIERE KNEE CAPS	36
COSCIALE THIGH SUPPORT	39
CAVIGLIERE ANKLE SUPPORT	40
FASCIA MULTIUSO MULTIPURPOSE BANDAGE	41
COLLARI CERVICALI CERVICAL COLLARS	42
BENDAGGI BANDAGES	43
CALZE MEDICALI ELASTOCOMPRESSIVE MEDICAL STOCKINGS	44
CALZE ANTITROMBOSI ANTI-EMBOLISM STOCKINGS	46
CALZINO RIPOSANTE MEN'S SUPPORT SOCKS	48

Okped
orione®

PLANTARI ANATOMICI ANATOMIC ARCH SUPPORTS	50
SOLETTA IN GEL POLIMERO GEL INSOLES	51
SOLETTE IN SILICONE SILICONE INSOLES	52
TALLONETTE IN SILICONE SILICONE HEEL CUPS	54
ARTICOLI PER IL PIEDE IN GEL POLIMERO ITEMS FOR FEET - POLYMER GEL	56

CORRETTORI DIURNO / NOTTURNO ALLUCE VALGO DAY AND NIGHT HALLUS VALGUS CORRECTORS	63
ARTICOLI IN SCHIUMA DI LATTICE FOAM ITEMS	64
CEROTTI PIEDE - ARTICOLI VARI FOOT PLASTERS - ITEMS FOR FOOT	65
RIALZI TALLONE PER DISMETRIE HEEL THICKNESS PADS	67
SOLETTE INSOLES	68
SCARPE POST OPERATORIE POST SURGERY SHOES	69
SCARPA COPRIGESSO CAST BOOT LACE	70
SCARPA CONFORT CONFORT SHOE	71

Homecare
orione®

ALZA WC RAISED TOILET SEAT	73
MANIGLIE BAGNO HANDLES FOR BATH	74
LINEA TELI SALVAMATERASSO MATTRES COVERING	76
LINEA ANTIACARO ANTI-DUST MITE COLLECTION	77
GUANCIALE ORTOPEDICO CERVICALE CERVICAL ORTOPHAEDIC PILLOW	78
PIGIAMI SANITARI SANITARY PYJAMAS WITH REAR ZIP	79

Okrehab
orione®

PALLINA RIABILITATIVA REHABILITATION BALL	80
BANDE ELASTICHE PER RIABILITAZIONE E FITNESS ELASTIC TRAINING BAND FOR FITNESS	80

flexyfoot

FLEXYFOOT PUNTALE AMMORTIZZATO SNODABILE FLEXYFOOT	81
---	----

BENACTIV®

PRODOTTI ANTICELLULITE - SNELLENTI ANTICELLULITIS SLIMMING PRODUCTS	82
--	----

Jolie
maman®

GUAINETTE PRE PARTO MATERNITY GIRDLES	86
REGGISENI PRE PARTO MATERNITY BRA	88
REGGISENI ALLATTAMENTO NURSING BRAS	88
GUAINETTE POST PARTO POST PARTUM GIRDLES	90

urania®

CORSETTERIA CORSETRY	92
CUSCINETTO PER SPALLINA IN GEL SILICONE GEL INSERT	93

LINEE DISTRIBUITE REPRESENTED BRANDS	94
---	----



orione®

SLIP ELASTICI CONTENITIVI
SUPPORT ELASTIC BRIEFS

SLIP PER ERNIA
HERNIA SUPPORT BRIEFS

SLIP PER ERNIOPLASTICA
POST-OPERATIVE "DAY
HOSPITAL" BRIEF

CINTI ERNIARI
HERNIA TRUSSES

SLIP SPORTIVI
SPORT BRIEFS

SOSPENSORI
ATHLETIC SUPPORTS





SLIP ELASTICI CONTENITIVI SUPPORT ELASTIC BRIEFS

CARATTERISTICHE GENERALI

Grazie ai particolari ed esclusivi tipi di tessuti, gli SLIP ELASTICI CONTENITIVI ORIONE®, offrono a chi li indossa un particolare senso di benessere e confortevolezza.

- » La particolare tecnica costruttiva svolge un'azione di sostegno (della massa viscerale) e non di compressione.
- » Si indossano in sostituzione dei normali slip.
- » I tessuti particolarmente aerati sono confortevoli per tutta la giornata.
- » Consentono un'ottima contenzione ed un'ampia libertà di movimento.

INDICAZIONI

- » Particolarmente indicati per rilassamenti addominali.
- » Come coadiuvante nei postumi di interventi addominali ed inguinali.
- » Coadiuvante nelle pratiche lavorative e sportive.
- » Permettono ai visceri una posizione di stabilità e riposo assoluta.
- » Sostengono senza comprimere.

GENERAL FEATURES

Thanks to the particular fabric, the Orione® support elastic briefs give comfort and well being.

- » The particular shape gives a support action and doesn't press on to the bowels area.
- » The briefs are worn instead of normal ones.
- » The particular airy fabric is comfortable to wear all day.
- » The exclusive elastic fabric gives a great supporting action and freedom of movement.


INDICATIONS

- » These briefs are ideal to prevent abdominal relaxation
- » They are good help after abdominal and inguinal surgeries.
- » They are helpful for work and sports activities.
- » They give the bowels stability and absolute rest.
- » They support without pressuring.



I TESSUTI UTILIZZATI SONO DI DUE TIPI

TESSITURA DIFFERENZIATA DIFFERENTIATED ELASTICITY



TENSIONE MEDIA
MEDIUM TENSION

TENSIONE FORTE
HARD TENSION

TENSIONE BASSA
SOFT TENSION



CON INNOVATIVO ED ESCLUSIVO
TESSUTO REALIZZATO IN PURO
COTONE CON ELASTOMERI.
SPECIAL AND INNOVATIVE COTTON
FABRIC WITH ELASTOMERS

La freccia mostra l'azione di sostegno verso l'alto.
The arrow indicates the upward support action.



ART 307



MODELLO UOMO CHIUSO
Particolarmente indicato nei rilassamenti addominali e nel post-operatorio di interventi addominali ed inguinali. Sostiene senza comprimere.

MALE VERSION - CLOSED
Prevents abdominal relaxation. After abdominal and inguinal surgeries. Support without compression.



TAGLIE / SIZE

1°	71-75	3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	9°	111-115
2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110	10°	116-120

COLORE / COLOUR



ART 309



MODELLO UOMO APERTO
Particolarmente indicato nei rilassamenti addominali e nel post-operatorio di interventi addominali ed inguinali. Sostiene senza comprimere.

MALE VERSION - OPEN
Prevents abdominal relaxation. After abdominal and inguinal surgeries. Support without compression.



TAGLIE / SIZE

1°	71-75	3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	9°	111-115
2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110	10°	116-120

COLORE / COLOUR



ART 302



Versione donna.
Particolarmente indicato nelle ptosi gastriche o renali e come post-parto. Aiuta a riequilibrare i muscoli addominali e la massa intestinale restituendo un ritrovato benessere e una perfetta forma fisica. Disponibile anche in versione aperta Art. 202.

Female version.
This is particularly suitable in gastric or renal ptosis as well as after childbirth. They are helpful to re-equilibrate the abdominal muscles and the intestine and also to regain the perfect shape. There is also open version Art. 202.



TAGLIE / SIZE

1°	60-64	3°	70-74	5°	80-84	7°	90-94	9°	100-104
2°	65-69	4°	75-79	6°	85-89	8°	95-99	10°	105-110

COLORE / COLOUR



ART 300



Mutandina donna contenitiva in seamless senza cuciture. Grazie all'azione contenitiva aiuta a equilibrare i muscoli addominali.

Seamless soft feel microfibre design. Best comfort and supporting action.



TAGLIE / SIZE

S	55-65	L	75-85
M	65-75	XL	85-100

COLORE / COLOUR





100% COTONE
100% COTTON

ART 510



MODELLO UOMO APERTO – TESSUTO COTONE

Particolarmente indicato nei rilassamenti addominali e nel post-operatorio di interventi addominali ed inguinali. Sostiene senza comprimere.

MALE VERSION OPEN – COTTON FABRIC

Prevents abdominal relaxation. After abdominal and inguinal surgeries Support without compression.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR



ART 508



MODELLO UOMO APERTO – TESSUTO COTONE

Particolarmente indicato nei rilassamenti addominali e nel post-operatorio di interventi addominali ed inguinali. Sostiene senza comprimere. Indicato anche come prevenzione e sostegno durante l'attività sportiva.

MALE VERSION OPEN – COTTON FABRIC

Prevents abdominal relaxation. After abdominal and inguinal surgeries Helpful during sport activity Support without compression.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105		

COLORE / COLOUR



ART 504



Versione donna.

Particolarmente indicato nelle ptosi gastriche o renali e come post-parto. Aiuta a riequilibrare i muscoli addominali e la massa intestinale restituendo un ritrovato benessere e una perfetta forma fisica.

Female version.

This is particularly suitable in gastric or renal ptosis as well as after childbirth. They are helpful to re-equilibrate the abdominal muscles and the intestine and also to regain the perfect shape.



TAGLIE / SIZE

2°	65-69	4°	75-79	6°	85-89
3°	70-74	5°	80-84	7°	90-94

COLORE / COLOUR



SLIP PER ERNIA

HERNIA SUPPORT BRIEFS

CARATTERISTICHE GENERALI

Grazie ai particolari ed esclusivi tessuti realizzati dalla SAFTE, gli slip per ernia ORIONE® rappresentano la più vasta gamma di prodotti per la contenzione dell'ernia inguinale.

Gli slip per ernia ORIONE® si indossano in sostituzione dei normali slip o cinti erniari. Sono predisposti per l'inserimento di speciali cuscinetti compressivi, in dotazione, per migliorare la perfetta funzionalità ed efficacia. La particolare tecnica costruttiva svolge un'azione di sostegno (della massa viscerale). Sostengono senza comprimere. I tessuti particolarmente aerati ne permettono la sopportabilità per tutta la giornata. L'esclusiva elasticità differenziata consente un'ottima contenzione ed un'ampia libertà di movimento.

INDICAZIONI

- » Contenzione di ernie inguinali riducibili.
- » Postoperatori di interventi di ernia inguinale prevengono notevolmente l'eventuale recidiva, accelerano nell'intervento "free tension" la formazione di tessuto cicatriziale riducendo notevolmente i tempi per una normale ripresa dell'attività.
- » Aiutano nella riduzione del dolore post-operatorio.
- » Preventivi nelle attività lavorative e sportive.

GENERAL FEATURES

Thanks to the special Safte fabric, the Orione® hernia support briefs are the widest range of supporting products for inguinal hernia. These briefs are worn instead of normal briefs or hernia belts and are fitted to add pressure pads, which are sold with the briefs. These pads are perfect to improve efficiency. The particular built provides a supporting action of the bowels area. The aerated fabric makes these briefs easy to wear all day. The exclusive elasticity gives the best support and a wide freedom of movements.

INDICATIONS

- » Support for inguinal hernias.
- » They are ideal for post surgery inguinal hernias and they prevent reoccurrences. They speed up, with the "free tension" action, the reforming of the tissue and they reduce the recovering times.
- » They ease up the post surgery pain.
- » They are helpful for work and sports activities.

I TESSUTI UTILIZZATI SONO DI DUE TIPI

TESSITURA DIFFERENZIATA DIFFERENTIATED ELASTICITY



TENSIONE MEDIA
MEDIUM TENSION

TENSIONE FORTE
HARD TENSION

TENSIONE BASSA
SOFT TENSION



CON INNOVATIVO ED ESCLUSIVO
TESSUTO REALIZZATO IN PURO
COTONE CON ELASTOMERI.
SPECIAL AND INNOVATIVE COTTON
FABRIC WITH ELASTOMERS



La freccia mostra l'azione di sostegno verso l'alto.
The arrow indicates the upward support action.

TUTTI GLI SLIP PER ERNIA SONO COMPRESIVI DI DUE PELOTTE

ART 316



Realizzato in esclusivo tessuto ORIONE ad elasticità differenziata. Sostiene senza comprimere. Versione alta con apertura frontale completamente apribile.

Special manufactured Orione fabric with differentiated elasticity. Support without compression. High model with front opening fully open.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110	10°	116-120
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	9°	111-115		

COLORE / COLOUR



TESSITURA DIFFERENZIATA
DIFFERENTIATED ELASTICITY

TESTURA DIFFERENZIATA
DIFFERENTIATED ELASTICITY

ART 313



Realizzato in esclusivo tessuto ORIONE ad elasticità differenziata. Sostiene senza comprimere. Versione aperta in altezza media.


Special manufactured Orione fabric with differentiated elasticity. Support without compression. Open version medium height.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR



ART 319



Realizzato in esclusivo tessuto ORIONE ad elasticità differenziata. Sostiene senza comprimere. Versione in altezza media.


Special manufactured Orione fabric with differentiated elasticity. Support without compression. Medium height version.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR




SLIP PER ERNIOPLASTICA POST-SURGERY "DAY HOSPITAL" BRIEFS

ART 304



Le frecce evidenziano l'azione di contenimento nella zona del canale inguinale.
The arrows indicate the supporting action in the inguinal canal area.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR



CARATTERISTICHE GENERALI

L'uso dello slip ORIONE® "Day Hospital" è strettamente legato agli interventi di ernioplastica in regime di day-hospital, o di breve ospedalizzazione, e all'adozione delle nuove tecniche di utilizzo di materiale protesico, che permettono di procedere alla deambulazione immediatamente dopo l'intervento. Questo modello di slip, esercita una compressione solo nella zona del canale inguinale, ovvero nella zona dove è stato effettuato l'intervento.

INDICAZIONI

- Appositamente studiato come slip contenitivo post-operatorio per interventi di ernioplastica.
- » Agevola la precoce ripresa dell'attività fisica.
- » Permette assoluta libertà di movimento.
- » Risulta gradevole e confortevole da indossare.
- » Riduce il dolore post-operatorio.

GENERAL FEATURES

These briefs, thanks to the special fabric, provide a compressing action only in the inguinal area, which is where the surgery was performed.

INDICATIONS

- » These briefs are particularly suitable as post hernia plastic surgery.
- » They facilitate a fast return to physical activity.
- » They give absolute freedom of movement.
- » They are pleasant and comfortable to wear.
- » They reduce post surgery pain.

SLIP PER ERNIA

HERNIA SUPPORT BRIEFS - PANT



100% COTONE
100% COTTON

ART 516



- » Massima traspirabilità e comfort.
- » Particolarmente leggeri e contenitivi.
- » Mantengono le loro caratteristiche inalterate nel tempo.

- » Maximum perspiration and comfort.
- » They are particularly light and supportive.
- » They keep their features intact.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105		

COLORE / COLOUR



ART 515



- » Massima traspirabilità e comfort.
- » Particolarmente leggeri e contenitivi.
- » Mantengono le loro caratteristiche inalterate nel tempo.

- » Maximum perspiration and comfort.
- » They are particularly light and supportive.
- » They keep their features intact.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105		

COLORE / COLOUR



ART 560



- » Massima traspirabilità e comfort.
- » Particolarmente leggeri e contenitivi.
- » Mantengono le loro caratteristiche inalterate nel tempo.

- » Maximum perspiration and comfort.
- » They are particularly light and supportive.
- » They keep their features intact.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR



ART 536



Versione donna: studiata tenendo conto delle caratteristiche del corpo femminile. È dotato di pattina apribile. Oltre che per il contenimento dell'ernia inguinale, è indicata per rilassamenti addominali, ptosi viscerali e renali, e nella convalescenza dopo interventi chirurgici addominali.

Female version: This version was designed considering the characteristics of the woman's body. They have an opening flap. This is ideal for the support of the inguinal hernia, the relaxing of the abdominal tissues, the visceral and renal ptosis and the recovering after abdominal surgery.



TAGLIE / SIZE

2°	65-69	4°	75-79	6°	85-89	8°	95-99
3°	70-74	5°	80-84	7°	90-94		

COLORE / COLOUR



TUTTI GLI SLIP PER ERNIA SONO FORNITI CON DUE PELOTTE COMPRESSE NELLA CONFEZIONE
TWO PADS PROVIDED WITH ALL HERNIA BRIEF

CINTI ERNIARI HERNIA TRUSSES

CARATTERISTICHE GENERALI

CONTENIMENTO DELL'ERNIA

I cinti erniari ORIONE®, rappresentano una vasta gamma di prodotti per il contenimento delle ernie inguinali semplici o bilaterali. I cinti ORIONE® aderiscono perfettamente al corpo nei punti ove richiesto e sostengono correttamente. Sono molto confortevoli e permettono libertà di movimento. Particolare attenzione è stata rivolta alle rifiniture ed alla scelta dei materiali di prima qualità. I cinti monolaterali sono disponibili nelle versioni destro e sinistro. I cuscinetti sono rivestiti in morbida nappa.

GENERAL FEATURES

HERNIA CONTAINMENT

The Orione® hernia trusses are a wide range of products for the containment of inguinal or simply bilateral hernias. The Orione® hernia trusses fit the body perfectly where required with a correct support. They are very comfortable and allow freedom of movement. Particular attention was given to the finishing touches by using high quality fabrics. Pads covered with soft leather.

ART 350

Cinto erniario bilaterale in tessuto elastico.
Fornito con due cuscinetti.

Bilateral hernia trusses in elastic fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR



ART 351



Monolaterale DX o SX con cuscinetto anatomico.

Mono lateral right or left with anatomical pad.



TAGLIE / SIZE

5°	85	7°	95	9°	105	11°	115
6°	90	8°	100	10°	110	12°	120

COLORE / COLOUR



ART 353



Monolaterale DX o SX con cuscinetto piatto morbido.

Mono lateral right or left with flat soft pad.



TAGLIE / SIZE

5°	85	7°	95	9°	105	11°	115
6°	90	8°	100	10°	110	12°	120

COLORE / COLOUR



ART 352

Bilaterale con cuscinetti anatomici.

Bilateral with anatomical pads.



TAGLIE / SIZE

5°	85	7°	95	9°	105	11°	115
6°	90	8°	100	10°	110	12°	120

COLORE / COLOUR



ART 354

Bilaterale con cuscinetti piatti morbidi.

Bilateral with flat soft pads.



TAGLIE / SIZE

5°	85	7°	95	9°	105	11°	115
6°	90	8°	100	10°	110	12°	120

COLORE / COLOUR



ART 357



Cinto per ernia ombelicale con pelotta rivestita in pelle.

Umbilical hernia trusse.



TAGLIE / SIZE

5°	90	7°	100	9°	110	11°	120
6°	95	8°	105	10°	115	12°	125

COLORE / COLOUR



SLIP SPORTIVI SOSPENSORI

SPORT BRIEFS ATHLETIC SUPPORTS

CARATTERISTICHE GENERALI

I prodotti ORIONE SPORT® sono realizzati per assicurare una maggiore azione di sostegno e protezione nella zona pelvica, senza peraltro comprimere in modo fastidioso i tessuti addominali. Studiati per chi pratica sport, sono raccomandati per sentirsi più in forma nell'attività quotidiana.

I prodotti ORIONE SPORT®, sono utilissimi per la prevenzione, la cura ed il sostegno del corpo umano. Sono adottati da varie squadre e federazioni sportive e sono consigliati da medici ed allenatori. Si indossano in sostituzione dei normali slip.

INDICAZIONI

- » Funzioni specifiche di sospensorio
- » Contenzione dei casi di varicocele ed idrocele
- » Coadiuvanti e preventivi nelle pratiche lavorative e sportive
- » Realizzati con particolari tessuti ad elasticità differenziata
- » Assicurano una maggiore azione di sostegno e protezione
- » Permettono ampia libertà di movimenti

GENERAL FEATURES

The ORIONE® SPORT products are manufactured to give a higher support and protection action in the pelvic area without pressing the abdominal tissues uncomfortably. They are suitable for sportive people and everyday life.

The ORIONE® SPORT products are very suitable to prevent, cure and support the human body. Sport teams use them and doctors and trainers recommend it to federations and team. They are wear in place of normal briefs.

INDICATIONS

- » Specific characteristics of support
- » Containment of varicocele and idrocele
- » They help in sport and work activities
- » They are manufactured with special differential elasticity fabric
- » They give a higher protection and support action
- » They allow a great freedom of movement

ART 301



Slip sospensorio tensione media.
Realizzato in esclusivo tessuto Orione.

Medium tension support brief.
Orione fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR



ART 311

Sospensorio in puro cotone elasticizzato con cintura sostegno integrata in tessuto millerighe.

Athletic support in cotton. Shaped to provide comfortable support.



TAGLIE / SIZE

S	70-80	L	91-102
M	81-90	XL	103-113

COLORE / COLOUR



ART 318



Sospensorio in puro cotone elasticizzato con cintura sostegno integrata in tessuto Orione. Massimo confort.

Athletic support in cotton. Shaped to provide maximum confort.



TAGLIE / SIZE

S	70-80	L	91-102
M	81-90	XL	103-113

COLORE / COLOUR



FASCE POST-OPERATORIE ABDOMINAL SUPPORTS BELTS

CARATTERISTICHE GENERALI

Addome, ventre, reni, schiena: alla cura ed al benessere di queste importantissime parti del corpo umano abbiamo dedicato, con la stretta collaborazione dei medici, un attento studio fisiologico. Le cinture ORIONE® rispondono, in campo medico-chirurgico, alle necessità di coloro che hanno subito interventi chirurgici e devono indossare fasce contenitive a tensione differenziata, regolabili ed anatomiche. Sono raccomandate anche come cinture post-parto.

PARTICOLARITA' DELLE CINTURE ORIONE®

Le cinture realizzate con l'**esclusivo tessuto ORIONE®**, ad elasticità differenziata, fasciano la figura come una seconda pelle aderendo perfettamente alla conformazione del corpo e permettendo il corretto sostegno. Questa caratteristica conferisce una vestibilità ed un comfort unico rispetto alle cinture realizzate con altri tessuti.

- » Perfetta vestibilità
- » Non si arrotolano
- » Traspiranti

INDICAZIONI

- » Dopo interventi chirurgici
- » Nei casi di rilassamento addominali
- » Nel decorso post-parto

GENERAL FEATURES

Abdomen, stomach, kidneys and back: our attentive physiological study, carried out with the help of doctors is dedicated to the cure and well being of these very important body parts. The Orione® belts are, in the medical-surgery field, perfectly suitable to the needs of people who have undergone surgery and have to wear containment abdominal support, which are adjustable and anatomical and with differentiated tension. They are also recommended as belts following childbirth.


CHARACTERISTICS OF THE ORIONE BELTS

Many belts are manufactured with the exclusive Orione® fabric with a differentiated elasticity and they fit the body perfectly and allow the correct support. This characteristic gives a unique fit and comfort compared to other fabric belts.


- » Perfect fit
- » They don't roll up
- » They allow perspiration

INDICATIONS

- » Post-operative period
- » Post-partum period



Cintura realizzata in tessuto ORIONE®.
La cintura si adatta alla conformazione del corpo.
Belt manufactured with Orione® fabric. This belt fits perfectly to the body.



Cintura realizzata non in tessuto ORIONE®.
La cintura aderisce solo in alcuni punti creando dei vuoti (evidenziati in rosso).
Belt manufactured with a non-Orione® fabric.
The belt is only partially fitting to the body and this creates some gaps (highlighted in red).

ART 3023



Fascia tubolare h. cm. 30.
In esclusivo tessuto Orione.


30 cm high.
Orione fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110	10°	116-120
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	9°	111-115		

COLORE / COLOUR



ART 3027

Fascia in h. cm. 27 rinforzata
sul dorso con stecche.
In esclusivo tessuto Orione.


27 cm high and splints reinforced
on the back.
Orione fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110	10°	116-120
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	9°	111-115		

COLORE / COLOUR



ART 3024



Fascia in altezza cm. 30.
Rinforzata sul dorso con stecche.
In esclusivo tessuto Orione.

30 cm high and splints reinforced on the
back. Orione fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	70-74	4°	80-84	6°	90-94	8°	100-104	10°	110-115
3°	75-79	5°	85-89	7°	95-99	9°	105-109		

COLORE / COLOUR



ART 3028

Fascia in altezza cm. 27. Taglio svasato.
In esclusivo tessuto Orione.

27 cm high. Flared.
Orione fabric.



TAGLIE / SIZE

S	70-80	L	92-102	XXL	114-125
M	81-91	XL	103-113		

COLORE / COLOUR



ART 3500 - 3501 - 3502



Fascia in tessuto di cotone elasticizzato.
Garantisce il massimo comfort a contatto
della pelle ed una perfetta vestibilità.
Pratica chiusura a due pannelli che
permette di calibrare la tensione.
Disponibile 3 altezze.

Art 3501 = h 24 cm
Art 3500 = h 27 cm
Art 3502 = h 30 cm

Breathable elastic cotton fabric.
Maximum comfort and perfect fit.
Central double closure allowing greater
regulation.

Available in 3 high.
Item 3501 = h 24 cm
Item 3500 = h 27 cm
Item 3502 = h 30 cm



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



ART 3030



Fascia in tessuto millerighe in altezza cm. 28. Interno spugna in cotone.

28 cm high in a multi stripes fabric. Soft terry cotton inside.

Interno in morbida spugna di cotone. Soft terry cotton inside.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



ART 3090



Fascia in tessuto millerighe in altezza cm. 28.

28 cm high in a multi stripes fabric.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



ART 3345



Fascia in millerighe h cm. 28. Interno in spugna di cotone. Chiusura con due pannelli. Permette di regolare la cintura con il minimo sforzo.

28 cm high. Pure terry cotton inside the particular fastening allows adjusting the belt with a minimum effort.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104		

COLORE / COLOUR



ART 3099

ART 3097



CINTURA TORACICA

Realizzata con tessuto elastico ad alta traspirazione. Particolarmente indicata nel post-operatorio, interventi di chirurgia toracica e cardiaca. Disponibile in due versioni.

Art. 3099 con pannello frontale imbottito.

Art. 3097 con pannello frontale semplice.

POST-OPERATIVE, THORACIC AND HEART SURGERY.

Made with breathable tissue.

Available in two version.

Art. 3099 with front closure extrasoft.

Art. 3097 with standard front closure.



TAGLIE / SIZE

S	78-88	L	98-108	XXL	119-128
M	89-98	XL	109-118		

COLORE / COLOUR



ART 3333



Fascia in altezza cm. 27.
Interno spugna in puro cotone.

27 cm high. Pure terry cotton filling.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104		

COLORE / COLOUR



ART 3344



Fascia in altezza cm. 27.
Interno spugna in puro cotone.
La particolare chiusura permette di regolare la cintura con il minimo sforzo.

27 cm high.
Pure terry cotton filling.
The particular fastening allows adjusting the belt with the minimum effort.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



ART 3091



Fascia in altezza cm. 28.
Realizzata con tessuto a 3 strisce.

28 cm high. Manufactured with a three stripes fabric.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



ART 3016



Fascia particolarmente indicata per costole h cm. 16.

RIB SUPPORT
Limits chest expansion. Provides support to surgical incision and sternum fractures. (16 cm high)



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104		

COLORE / COLOUR



CORSETTI LUMBOSACRAL SUPPORT

CARATTERISTICHE GENERALI

I corsetti ORIONE® offrono un'efficace azione di sostegno. Sono realizzati utilizzando diversi tipi di tessuto. In svariati modelli sono presenti pratici tiranti che permettono di calibrare il sostegno sul dorso. Tutti i modelli hanno le stecche nella parte posteriore.

INDICAZIONI

- » Dolori della regione lombare.
- » Lombalgie di origine dorsale.
- » Dolori reumatici e infiammazioni dell'articolazione ileosacrale, instabilità lombo sacrale, schiena ipermobile, alterazione del portamento.
- » Tutti i decorsi post-operatori dove non è necessario l'immobilizzo.

GENERAL FEATURES

The ORIONE® lumbosacral support are made with particular type of fabric. Some models have cross back bands in order to calibrate back support

INDICATIONS

- » Lumbar area pains
- » Lumbagos of dorsal origin.
- » Rheumatism and inflammations of the ileosacral articulation, unbalanced lumbosacral area, extra moving back, alteration of posture.
- » These supports are suitable for all post surgery recovery where no immobility is required.

ART 3089



Corsetto lumbosacrale steccato in tessuto elastico tramato. Aderisce perfettamente al corpo garantendo un confortevole e perfetto sostegno dorso-lombare. Doppi tiranti incrociati sul dorso per calibrare la tensione. 4 stecche dorsali integrate termosaldate all'interno. Altezza 27 cm.

Lumbosacral back support. Manufactured with a special fabric providing good support, comfort and perspiration. Double cross back bands help to calibrate additional tension. Integrated inside panel with 4 anatomical sticks. **27 cm high.**



TAGLIE / SIZE

S	75-83	L	91-99	XXL	107-115
M	83-91	XL	99-107		

COLORE / COLOUR



ART 3085



Corsetto realizzato con tessuto elastico in poliestere. Questo particolare materiale è molto elastico, contenitivo e leggero. Estremamente confortevole aderisce perfettamente al corpo. Grazie ai doppi tiranti incrociati sul dorso si può calibrare la tensione. Coadiuvato da 4 stecche posteriori +2 laterali. Altezza 27 cm.

Made of elastic fabric with polyester. This fabric is very elastic, strong and light weight. Double cross back band help calibrate tension. 4 stick the back +2 lateral spirals sticks. **27 cm high.**



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104		

COLORE / COLOUR



ART 3087



Corsetto lombosacrale steccato in tessuto elastico tramato. Aderisce perfettamente al corpo garantendo un confortevole ed efficace sostegno dorso-lombare. 4 stecche anatomiche dorsali integrate termosaldate all'interno. Altezza 27 cm.

Lumbosacral back support manufactured with a special fabric providing an excellent support, lightness and perspiration. On the back 4 anatomical sticks for extra support. **27 cm high.**



TAGLIE / SIZE

S	75-83	L	91-99	XXL	107-115
M	83-91	XL	99-107		

COLORE / COLOUR



ART 3083



Corsetto elastico coadiuvato da pannello posteriore termosaldato senza cuciture con 4 stecche anatomiche. L'apertura/chiusura con doppio pannello permette di calibrare la tensione sul dorso. Altezza 26 cm.

Lumbosacral support with elastic and transpirant fabric. Great rear rigidity thanks integrated panel with four anatomically mouldable sticks. Thanks to double front panel is possible calibrate tension back support. **26 cm high.**



TAGLIE / SIZE

S	75-83	L	91-99	XXL	107-115
M	83-91	XL	99-107		

COLORE / COLOUR



ART 3081



Corsetto in tessuto elastico con chiusura / apertura frontale. Coadiuvato da due tiranti di rinforzo per calibrare il supporto sul dorso. Stecche posteriori. Altezza 24 cm.

Lumbosacral support with two tensioning straps for frontal and back adjustment 4. 4 sticks the back. **24 cm high.**



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



ART 3040



ART 456
Cuscinetto supplementare
per Art. 3040.
Extra pad for art. 3040



Corsetto dotato di sostegno incrociato nella parte posteriore ad elasticità dosata. Coadiuvato da 4 stecche automodellanti + 2 stecche a spirale sui fianchi. Il supporto sul dorso può essere calibrato grazie a due pratici tiranti, per un sostegno personalizzato. Struttura in tessuto traspirante. Disponibile un cuscinetto supplementare da applicare internamente sul retro. Altezza 27 cm.

This support is manufactured with a particular elastic and hypo allergic fabric with high perspiration. It has a cross back band with an adjustable elasticity and two types flexible sticks. Thanks to two pulling stays you can adjust the back support. You can also get a pushing pad for the lumbosacral area with a particular anatomic design, which gives a beneficial massage of the para vertebral muscles. (art.456). 27 cm high.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94
M	75-84	XL	95-104

COLORE / COLOUR



ART 3080



Corsetto elastico lombosacrale con supporti paravertebrali. Rinforzo con incrocio nella parte posteriore. Coadiuvato da 8 stecche automodellanti. Occhiello di chiusura anteriore per facilitare l'apertura. Struttura in tessuto traspirante. Altezza 27 cm.

Lumbo sacral support with cross band on the back. 8 stays on the back. 27 cm high.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104		

COLORE / COLOUR



ART 3041



Corsetto elastico lombosacrale. Incrocio di rinforzo posteriore criss-cross; coadiuvato da 4 stecche posteriori automodellanti + 2 stecche inclinate sul fianco. Struttura in tessuto elastico monoestensivo con alta percentuale di cotone. Altezza 28 cm.

Lumbo sacral support with a high cotton percentage. Back criss cross support. Four back and two side sticks. 28 cm high.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104		

COLORE / COLOUR



ART 3079



La particolarità del pannello posteriore steccato esternamente ha permesso di realizzare un corsetto lombosacrale utilizzando un tessuto leggero e traspirante, ma con un maggior sostegno lombare rispetto ai tessuti convenzionali. **Altezza 26 cm.**

Made with a highly consistent elastic material that offers 50% more compression than those conventionally used, increasing lumbar containment. **26 cm high.**

Il corsetto 3079 è abbinabile al sostegno dorsale EVOLUTION art. 479
Item 3079 can be used with dorsolumbar support item 479.

Il pannello posteriore steccato è applicato senza cuciture, evitando così fastidiosi sfregamenti a contatto della pelle e permettendo alle stecche di adattarsi perfettamente alla conformazione del corpo.

Produced using a stitchless seam technique, thus avoiding uncomfortable friction.

Great rear rigidity thanks to four anatomically mouldable steel whalebones and a velour attached to the elastic material.



Particolare inserto amovibile. Pad inside.

Internamente vi è un inserto amovibile rivestito in morbida spugna per migliorare ulteriormente il confort.

INDICAZIONI

L'art. 3079 è particolarmente indicato per lombalgie e lombosciatalgie, diminuzione del tono muscolare e nei trattamenti pre e post-chirurgici.

INDICATIONS

Lumbago - Lombosciatica - Atony and muscular weakness - Pre and post-surgical treatments - Disc-hernia.

TAGLIE / SIZE	
1°	63-75
2°	75-83
3°	83-91
4°	91-99
5°	99-107
6°	107-115
7°	115-123

COLORE / COLOUR



ART 479



Il sostegno dorsale *evolution* Art.479 permette di convertire il corsetto lombosacrale art. 3079 in un sostegno dorso-lombosacrale. Si avrà così un set di sostegno lombosacrale + dorsolombare con tutti i vantaggi che ne derivano.


Il sostegno dorsale *evolution* art.479 è realizzato con tessuto rigido e traspirante all'esterno, mentre la parte interna a contatto della pelle è in piacevole tessuto morbido.

Le bretelle di sostegno sono realizzate con tessuto ad elasticità differenziata per un corretto confort e sostegno. L'elasticità si sviluppa maggiormente nella zona ascellare. Le bretelle sono imbottite per un confort ottimale.

It's a single-size support which allows to convert the Item 3079 lumbar orthosis into a thoracolumbosacral orthosis.


Made of transpirable fabric outside and soft boucle fabric inside.

Elastic straps made of soft cushioned fabric.



Il sostegno dorsale *evolution* art. 479 si può posizionare in altezze diverse, adattandosi così perfettamente alle esigenze di ogni singola persona. Come potrete notare *evolution* si adatta perfettamente al corsetto art. 3079 formando un unico supporto dorso-lombosacrale con tiranti.

In questo modo è possibile iniziare un trattamento con un sostegno dorsolombare e convertirlo successivamente in supporto lombosacrale.



TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR



LINEA LANA: CINTURE - GINOCCHIERA

WOOL LINE - WOOLEN BELTS - WOOLEN KNEE CAP

CARATTERISTICHE GENERALI

Le cinture in lana ORIONE®, grazie al particolare tessuto, offrono un'azione di calore + sostegno.

Hanno un'elevata morbidezza data dall'elevata qualità di lana utilizzata. Si adattano perfettamente al corpo, permettendo libertà di movimento.

Non si arrotolano e non scendono.

INDICAZIONI

Nella prevenzione ed aiuto delle affezioni reumatiche.

GENERAL FEATURES


The ORIONE woollen belts, thanks to the special fabric, offer a combined action of heat and support. They are very soft because of the high quality of the wool. They fit perfectly to the body and allow freedom of movement.

They don't roll up or slide down.

INDICATIONS

Helps to prevent and reduce rheumatism.

ART 88



Cintura realizzata in esclusivo tessuto ORIONE. Riesce a combinare in un unico prodotto l'azione di sostegno e **contenzione + calore**. Interno a contatto della pelle in cotone.

Belt with a combined heat and support action.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105		

COLORE / COLOUR



ART 90



Per coloro che sono interessati prevalentemente ad un'azione di calore moderatamente contenitiva. Utilizza lana merinos.

Belt in merino's wool.



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95		

COLORE / COLOUR



ART 404



Ginocchiera lana con cotone sulla pelle. Si adatta perfettamente al corpo, permettendo libertà di movimento. Non si arrotola e non scende.

Knee cap with wool on the outside and cotton inside.

Fit perfectly to the body and allow freedom of movement.

INDICAZIONI

Nella prevenzione e aiuto delle affezioni reumatiche.

INDICATIONS

Help to prevent and reduce rheumatism.



TAGLIE / SIZE

S	30-35	L	40-46
M	36-39		

COLORE / COLOUR



LINEA ANGORA

ANGORA LINE



CARATTERISTICHE GENERALI

I capi realizzati utilizzando l'angora abbinata ad altri materiali, danno un immediato confort e benessere

La lana d'angora è realizzata con il pelo del coniglio d'angora, che è estremamente morbido e sottile, ed essendo cavo al suo interno ha un elevato potere di trattenere il calore.

Essendo estremamente fine, ha la punta arrotondata, non punge e non causa il fastidioso effetto chiamato "allergia alla lana".

INDICAZIONI

I capi in lana d'angora sono raccomandati per artrosi, dolori articolari e muscolari, nelle attività sportive invernali.

GENERAL FEATURES

Angora is made with the fur of Angora rabbit

Garments made using the angora wool together with other materials, give immediate confort and well-being

They are very warm and they help evaporate moisture from the body to the outside.

INDICATIONS

Arthritis-joint and muscle pain -sports in winter sports activities.

ART 81




TAGLIE / SIZE

	S	L
	70/85	100/115
	85/100	115/130

COLORE / COLOUR



ART 82



TAGLIE / SIZE

	S	L
	34	40
	37	43

COLORE / COLOUR



ART 84



TAGLIE / SIZE

	S	L
	32/36	42/47
	37/41	

COLORE / COLOUR



ART 83



TAGLIE / SIZE

	S	L
	22/25	30/33
	26/29	

COLORE / COLOUR



FASCE PER STOMIZZATI

OSTOMY SUPPORT BELT

ART 3056



La fascia è stata studiata appositamente per le stomie. Utilizza particolari tessuti molto confortevoli al tatto che riducono al minimo possibili sfregamenti che potrebbero causare arrossamenti alla cute.

La fascia aiuta a supportare in maniera ottimale la sacca redistribuendone il peso ed evitando i possibili distaccamenti improvvisi della sacca.

Compensa i muscoli addominali quando sono deboli, aiutando a prevenire la formazione di ernie stomali.

Attenua notevolmente il rumore causato dallo sfregamento della sacca in materiale plastico.

Riduce il contatto diretto della sacca sulla pelle.

La fascia è composta da 2 pezzi.

- un morbido pannello posizionabile con foro regolabile per il supporto della sacca

- una fascia di stabilizzazione realizzata in un particolare tessuto a maglia tramata che si adatta perfettamente alla configurazione del corpo dando perfetto sostegno.

La fascia di stabilizzazione è dotata altresì di un pratico copri sacca.

INDICAZIONI

Nel post operatorio in seguito ad interventi di stomia.

Aiuta a prevenire formazioni di ernie stomali.

The belt is designed to offer comfort and support to all person that have a stoma

It is made with special fabric for prevent irritation around sensitive area near the stoma hole

Provides additional and correct support to the pouch

Assure more comfort during daily activities

Help to prevent stoma hernias when the abdominal muscle are weakened

Help keep the pouch away from skin

Minimize pouch noise

The belt have two parts

- one comfortable panel with hole, the diameter of hole can be regulate. The front panel must attached to the belt

- one belt made with particular elastic fabric that assure stabilization and support and help to prevent stoma hernia

INDICATION

After stoma operation.


Helps to prevent stoma hernias.



TAGLIE / SIZE

S/M	80-110	L/XL	120-140
M/L	105-125		


COLORE / COLOUR



FASCIA E SLIP PER STOMIZZATI

OSTOMY SUPPORT BELT AND BRIEF/UNDERWEAR

ART 3055



TAGLIE / SIZE

S/M	80-110	L/XL	120-140
M/L	105-125		

COLORE / COLOUR



Fascia con leggera compressione, realizzata in seamless (senza cuciture).
Particolarmente piacevole al tatto, grazie alla tasca interna realizzata nel medesimo tessuto.
Ottimizza un corretto sostegno della sacca, mimetizzandola ed evitando il contatto della stessa sulla pelle. Aiuta inoltre a ridurre il rumore di sfregamento del sacchetto.
Traspirante e discreta sotto i vestiti. Modello **UNISEX**.


Soft and stretchy for sensitive skin.
Inner pocket for safe retention for all type of ostomy pouches.
Help patient to feel secure during physical activity.
Reduces noise of pouches.
High perspiration.
Washable, unisex model.

ART 555

ART 556



TASCA INTERNA
INNER POCKET



Gli slip per stomia hanno una particolare tasca interna realizzata nel medesimo tessuto. La tasca interna è adatta per le diverse posizioni della stomia, sia a destra che a sinistra. Il corretto sostegno della sacca viene ottimizzato, evitando altresì il contatto della sacca sulla pelle e riducendo così il rumore di sfregamento.
Gli slip per stomia hanno un'ottima vestibilità e comfort. Aiutano a sentirsi più sicuri, garantendo riservatezza nelle attività quotidiane.

Soft and stretchy for sensitive skin.
Inner pocket for safe retention for all type of ostomy pouches.
Help patient to feel secure during physical activity.
Reduces noise of pouches.
High perspiration.
Washable, unisex model.



TAGLIE / SIZE

2°	60-65	4°	70-75
3°	67-70	5°	75-80

COLORE / COLOUR



TAGLIE / SIZE

2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105

COLORE / COLOUR




REGGISENI POST-OPERATORI POST-OPERATIVE BRA

Assicurano sostegno ottimale e confort.
Costruzione in seamless con assenza di cuciture sui fianchi, sulle coppe e sottoseno.
Pratica e soffice chiusura/apertura frontale con velcro o cerniera che facilita l'indossamento, oppure con cerniera frontale.
Spalline larghe ed elastiche che garantiscono corretto sostegno alleggerendo la zona cervicale e dorsale. Non si arrotolano.
Fianchi alti per un perfetto contenimento.
Fascia sottoseno ad elasticità differenziata.
Adato per radioterapia.

After surgery bra, offers comfort, support and excellent fit.
Convenient front and soft closure, or with zipper front closure.
Seamless construction with wireless support.
Two-way stretch fabric.
Higher underarm section and extended underbands.
Higher elastic neckline to securely hold the breast form in place.
Seamless elasticated cups for a better coverage.
Underbreast band with differentiated elasticity.



ART 9696



TAGLIE / SIZE

M	80-86	XL	92-96
L	86-92	XXL	96-106

COLORE / COLOUR



ART 9650

Apertura frontale con cerniera.
Front opening with zip.



TAGLIE / SIZE

S	74-80	L	86-92	XXL	96-106
M	80-86	XL	92-96		


COLORE / COLOUR



REGGISENO POST OPERATORIO

POST-OPERATIVE BRA

SEAMLESS DESIGN



Raccomandato nel post operatorio

Assicura un sostegno differenziato ottimale per il massimo confort

Costruzione in seamless con assenza di cuciture sui fianchi, coppe e sottoseno

Pratica e soffice chiusura frontale con zip e gancetti; il reggiseno si apre completamente frontalmente e dalla parte delle spalline facilitando l'indossamento e regolazione

Spalline molto ampie ed elastiche in morbida maglia che garantiscono un corretto sostegno alleggerendo la zona cervicale e dorsale; si possono regolare in modo tale da non irritare la cute

Fianchi alti e coppe estensibili in ogni direzione

Ampia fascia sottoseno

Recommended after breast surgery

Provides a comfortable support and compression

Seamless construction

The bra can be fully opened (both chest and shoulder straps), allowing easy application

Cups four way stretch for correct support and compression

Wide chest band for extra support and comfort

Shoulder straps permit correct support without irritate the skin



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

S	74-80	L	86-92	XXL	96-106
M	80-86	XL	92-96		




ART 9652



Apertura frontale con cerniera e sottostanti gancetti
Front opening zipper with underlying hook and -eye fastener

Tessuto morbido, e traspirante latex free
Ultra soft and breathable material, latex free

Ampia fascia sottoseno per un migliore supporto
Wide chest band for extra and comfortable support




Spalline ampie e regolabili
Wide straps


Coppe elasticizzate in ogni direzione per un migliore supporto
4 way stretch for increased support and compression

Lavorazione seamless senza cuciture
No stitching and seams (seamless)

Le differenti compressioni sono evidenziate dai colori
The different colour shades indicated different support




Possibilità di apertura completa tramite cerniera e spalline
Fully openable for easy application (both chest and shoulder straps)



Evidenza delle differenti compressioni
Compression zones at the back

REGGISENO POST OPERATORIO PER INTERVENTI DI MASTECTOMIA POST MASTECTOMY BRA

SEAMLESS DESIGN



Reggiseno raccomandato nel post-intervento di mastectomia. Dotato di tasche interne nelle coppe, che possono contenere a seconda delle esigenze, una o due protesi di riempimento provvisorie.

Costruzione in seamless: assenza di cuciture sulle coppe, sottoseno e sui fianchi.

Spalline in morbida maglina particolarmente larghe e regolabili, che garantiscono un corretto sostegno, alleggerendo la zona cervicale e dorsale. Non si arrotolano.

Pratica chiusura anteriore imbottita e regolabile che ne facilita l'indossamento. Fianchi alti per un perfetto contenimento.

Recommended for post-mastectomy. Seamless design for sensitive skin.

Bilateral pockets to hold a lightweight breast form.


Front adjustable straps.

Convenient hook & loop eye front closure.


Wide shoulder straps

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR		
S	74-80	L	86-92	XXL	96-106	□
M	80-86	XL	92-96			


ART 9651



Possibilità di aprire completamente il reggiseno, per un facile indossamento da allettati.
The bra can be fully opened, allowing easy application.



Pratica apertura regolabile frontale e spalline regolabili.
Adjustable front closure and adjustable straps.



Possibilità di inserire protesi di riempimento provvisorie.
Possibility to place puff in pocket.

ART 9000



Protesi provvisorie di riempimento. Possono essere diminuite di volume, semplicemente togliendo dell'imbottitura dall'apertura predisposta.
Breast puff can be reduced until size fits.



RADDRIZZASPALLE POSTURE CONTROL SHOULDER BRACE

I raddrizzaspalle unisex permettono una corretta posizione migliorando notevolmente il portamento e la figura. Consentono una corretta e naturale postura. Grazie alla pratica regolazione dei tiranti i raddrizzaspalle si modellano sul corpo senza fastidiosi sfregamenti. Efficaci e discreti. **UNISEX.**

INDICAZIONI

Corretta postura - muscolatura dorsale ipotonica.

This unisex brace gives the perfect posture and improves it. Thanks to the adjustable stays, this brace fits to the body without problems. It is very useful and invisible under clothes. **UNISEX.**

INDICATIONS

Control correct posture.



ART 9494



TAGLIE / SIZE

XS 71-78	M 87-93	XL 102-108
S 79-86	L 94-101	

COLORE / COLOUR

UNISEX	
---------------	--

ART 9797



Raddrizzaspalle unisex permette una corretta postura migliorando notevolmente il portamento e la figura. Grazie alla pratica regolazione dei tiranti il raddrizzaspalle si modella sul corpo senza fastidiosi sfregamenti. Efficace e discreto. **UNISEX.**

Comfortable shoulder support provides a correct posture. Front closure to provide a better fitting. **UNISEX.**



TAGLIE / SIZE

S 80-90	L 100-110	XXL 120-130
M 90-100	XL 110-120	

COLORE / COLOUR

--

L'art 9797 è compreso di imbottitura opzionale sulle spalle.

REGGISENO RADDRIZZASPALLE BRA WITH FITTED SHOULDER BRACE

ReggiX il reggiseno raddrizza-spalle che permette una corretta posizione migliorando notevolmente il portamento e la figura. Consente una corretta, comoda e naturale postura eliminando portamenti anti-estetici e poco attraenti. Efficace grazie alle discrete fasce di sostegno incrociate, integrate sul dorso del reggiseno. Si indossa al posto di un normale reggiseno e l'apertura sul davanti permette di indossarlo facilmente. Con ReggiX la figura migliora incredibilmente e le spalle non sono piu' curve in avanti. Disponibile in varie misure.
STOP AL PORTAMENTO CON LE SPALLE CURVE IN AVANTI con il reggiseno raddrizzaspalle.


ReggiX is the bra with fitted shoulders brace that gives a correct posture and improves it. It gives a correct, comfortable and natural posture and it eliminates unattractive and anaesthetic positions. It is useful thanks to the invisible crossing stays on the back, which are fitted to the bra. It is worn instead of a normal bra and easy to wear thanks to the front opening. With ReggiX the posture improves a great deal and the shoulders are kept straight. It is available in several sizes.
STOP TO THE BENDING SHOULDERS POSTURE with this bra.



ART 9595



Senza art. 9595.
Without item 9595.



Con art. 9595.
With item 9595.

TAGLIE / SIZE		COPPE / CUPS		COLORE / COLOUR	
2°	68-72	4°	78-82	6°	88-92
3°	73-77	5°	83-87	7°	93-97
				B - C	
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

POLSIERE / ORTESI POLSO

WRIST BRACES

ART 200



Polsiere elastiche universali supportano senza comprimere garantendo sostegno temporaneo e prevenendo movimenti eccessivi. Ampie ed elastiche con bordi rifiniti. Spugna di cotone all'interno. Semplice chiusura a strappo.

The ORIONE universal elastic braces provide a temporary support without pressuring and they prevent excessive movements. They are wide and elastic with terry cotton inside. They have a simple Velcro closure.



TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR



ART 203



Polsiere elastiche universali supportano senza comprimere garantendo sostegno temporaneo e prevenendo movimenti eccessivi. Ampie ed elastiche con bordi rifiniti. Spugna di cotone all'interno. Semplice chiusura a strappo.

The ORIONE universal elastic braces provide a temporary support without pressuring and they prevent excessive movements. They are wide and elastic with terry cotton inside. They have a simple Velcro closure.



TAGLIE / SIZE

S	14-16	L	20-22
M	17-19		

COLORE / COLOUR



ART 210



POLSIERA MANOPOLA Realizzata a tramatura differenziata. La contenizione elastica è più rigida sul polso, mentre sul palmo è più morbida. Giro pollice particolarmente confortevole.

WRIST BRACE WITH HANDLE This brace has a differential weft. The elastic support is more rigid on the wrist and softer on the palm.



TAGLIE / SIZE

S	13-15	L	17-19
M	15-17	XL	19-21

COLORE / COLOUR



ART 212



Polsiera realizzata in tessuto a tramatura differenziata. Dotata di stecca palmare sagomata. Cinturino elastico di chiusura supplementare per regolare la compressione. Imbottitura sul lato del polso per ulteriore comfort. Lunghezza 20 cm.

Thanks to the particular fabric this wrist brace gives correct support and comfort. Adjustable straps for individual compression and closure. Splint inside. 20 cm high.



TAGLIE / SIZE

S	14-16	L	18-20
M	16-18	XL	20-22

DESTRO
SINISTRO

LEFT
RIGHT

COLORE / COLOUR



ART 225

Polsiera steccata realizzata in tessuto tristrato traspirante. Completamente apribile per un facile indossamento. Chiusura con regolazioni personalizzabili. Stecca palmare amovibile in alluminio preformato modellabile. Lunghezza 20 cm.



Wrist support with palm and splint. An innovative basic fabric support with malleable aluminium splints. Thanks to a malleable aluminium splint it provides complete immobilization with the possibility of slight modification of position. The last generation fabric is made in triple layer: foam, velour and sponge; it assures very good adaptation, comfort and transpiration. The central adjustment strap can be used to wrap around the forearm or can be cut and used as a simple closing strap.



TAGLIE / SIZE

S	14-16	L	18-20
M	16-18	XL	20-22

DESTRO SINISTRO	LEFT RIGHT
--------------------	---------------

COLORE / COLOUR



ART 240

Struttura in confortevole tessuto tri-strato. Stecche di supporto in alluminio modellabile: una a cucchiaio palmare e due laterali. Permettono una corretta immobilizzazione, mantenendo un allineamento ottimale del polso. Morbidi e ritagliabili cinghietti di regolazione che consentono di calibrare facilmente la chiusura. Ambidestro



Wrist support with palm and two lateral splints. An innovative basic fabric support with malleable aluminium splints. Thanks to a malleable aluminium splint it provides complete immobilization with the possibility of slight modification of position. The last generation fabric is made in triple layer: foam, velour and sponge; it assures very good adaptation, comfort and transpiration.

The design is bilateral for adaptation to the left and right hand. The central adjustment strap can be used to wrap around the forearm or can be cut and used as a simple closing strap.



TAGLIE / SIZE

S	14-18
L	18-22

AMBIDESTRO AMBIDEXTER

COLORE / COLOUR



ART 221

Realizzata in tessuto traspirante che assicura confort ottimale unito ad un'ottima stabilizzazione. È dotato di:

- » Stecca di supporto palmare in alluminio modellabile ed estraibile
- » In dotazione inoltre 2 tipi di stecche anatomiche per il pollice (una lunga ed una corta). A seconda delle esigenze si può utilizzare:
- » Stecca lunga per un **supporto forte**
- » Stecca corta per un **supporto medio**

L'Art 221 è disponibile nella versione Destra e Sinistra



INDICAZIONI

Traumi, distorsioni, tendiniti, trattamento post-traumatico o post-frattura.
Patologie artrosiche e artritiche
Sindrome tunnel carpale

Spacer fabric for skin aeration and functional support.
» One anatomically, moldable and removable aluminum stay
» The Item 221 have included 2 different types of contoured plastic thumb stays (one long for **strong support** one short for **medium support**)

Item 221 is available in version Left or Right

INDICATIONS

Thumb ligaments injuries, inflammation of the wrist, rhizarthrosis, tendinitis and tenosynovitis, after fracture treatment.



TAGLIE / SIZE

S	13-16	L	18-20
M	16-18	XL	20-23

DESTRO SINISTRO	LEFT RIGHT
--------------------	---------------

COLORE / COLOUR



In dotazione 2 tipi di stecche per il pollice

LUNGA = Supporto forte
CORTA = Supporto medio

Supplied: 2 types of thumb contoured stays

LONG = Strong support
SHORT = Medium support

ORTESI PER IMMOBILIZZAZIONE DEL POLLICE

THUMB IMMOBILIZER

ART 241

Facile da indossare.
Struttura termoformabile a caldo.
È dotata di una morbida guaina,
piacevole al tatto, da indossare
prima di applicare l'ortesi.

INDICAZIONI

- » Rizoartrosi
- » Tendiniti e distorsioni del pollice
- » Immobilizzazione pollice

The splint can be thermo-shaped.
Thumb immobilizer including a
perspirable fabric interface.

INDICATIONS

- » Rhizarthrosis of the thumb
- » Ligament injuries post operative rehabilitation.



È POSSIBILE SOSTITUIRE IL GUANTO INTERNO

TAGLIE / SIZE	CIRCONFERENZA POLSO CM	WRIST CIRCUMFERENCE	DESTRO / SINISTRO RIGHT / LEFT	COLORE / COLOUR
S	fino a cm 17	till cm 17	DESTRO / SINISTRO RIGHT / LEFT	
M	da cm 17 a cm 19	from cm 17 till cm 19		
L	oltre 19 cm	over 19 cm		

ART 242

Facile da indossare.
Realizzato in tessuto traspirante e confortevole.
Pratica regolazione sul pollice.
Struttura modellabile e regolabile.
Ambidestro.

INDICAZIONI

- » Rizoartrosi
- » Tendiniti e distorsioni del pollice
- » Immobilizzazione pollice

The thumb immobilizer can be shaped.
Very easy to wear. Made in spacer fabric.
Universal left / right.

INDICATIONS

- » Rhizarthrosis of the thumb
- » Ligament injuries post operative rehabilitation.



TAGLIE / SIZE	CIRCONFERENZA POLSO CM	AMBIDESTRO AMBIDEXTER	COLORE / COLOUR
S	13 -16 cm	AMBIDESTRO AMBIDEXTER	
M	16 -19 cm		
L	19 -26 cm		

EPICONDILITE EPICONDYLITIS



I bracciali per epicondilite ORIONE® hanno al loro interno un cuscinetto in materiale visco elastico. Il cuscinetto è posizionabile secondo le proprie necessità per mezzo del fissaggio a velcro unito al cinturino non elastico ed alla parte termoplastica. In questo modo si permette di agire nel punto interessato senza dover apportare tensioni eccessive evitando così di compromettere il flusso sanguigno e le fasce muscolari.

INDICAZIONI

- » Particolarmente indicati per epicondilite
- » Gomito del tennista



CARTELLO VETRINA / DISPLAY

The ORIONE® epicondylitis elbow braces have a pad inside.

The pad can be adjusted according to the needs thanks to the Velcro together with the non-elastic strap and the thermoplastic side.

This allows the brace to act where necessary without excessive pressure on the blood and the muscles.

INDICATIONS

- » Particularly suitable for epicondylitis
- » Tennis elbow

ART 250



ART. 250 oltre al cuscinetto posizionabile ha anche un inserto in silicone.
Silicone insert which fits to the arm.

TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR

AMBIDESTRO
AMBIDEXTER



ART 251



Cuscinetto posizionabile in gel.
Gel pad can be adjustable.

TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR

AMBIDESTRO
AMBIDEXTER



REGGIBRACCIO IMMOBILIZZATORE BRACCIO/SPALLA UNIVERSAL ARM SLING SHOULDER IMMobilIZER

ART 9333



Realizzato in puro tessuto di cotone molto traspirante. Bretella di sostegno tutta imbottita, permette di sostenere comodamente il braccio. Reggipollice imbottito; particolarità molto comoda che permette all'avambraccio di essere posizionato in modo corretto. Fibbia di aggancio alla bretella con chiudi passante scorrevole che permette la regolazione e la chiusura con una sola mano.

Very perspiring pure cotton. Padded supporting brace that allows holding the arm comfortably. Padded thumb sling; this is a detail that allows to position the forearm in a correct way. Buckle that can be attached to the brace with an adjustable closure and that can be closed with one hand.

TAGLIE / SIZE	COLORE / COLOUR
S 35 L 48	
M 44	



Particolare del reggipollice. Detail of the padded thumb sling.

ART 9336



Bretella di sostegno tutta imbottita, permette di sostenere comodamente il braccio. Fibbia di aggancio alla bretella con chiudi passante scorrevole che permette la regolazione e la chiusura con una sola mano. Completamente apribile. Tessuto traforato. Fascia aggiuntiva per bloccaggio spalla/arto in dotazione..

Mesh-constructed material. Padded supporting brace that allows holding the arm comfortably.

TAGLIE / SIZE	COLORE / COLOUR
S 35 L 48	
M 44	

ART 9338



Immobilizzatore per braccio-spalla in morbido velour imbottito. La parte delle spalle è ampia e confortevole per una migliore ripartizione del peso del braccio. Pratica chiusura e regolazione in velcro senza fibbie. L'assenza di chiusure con fibbie permette all'utilizzatore di regolare le aperture/ chiusure con una sola mano. Fascia regolabile di bloccaggio con chiusura a velcro. Indicato nei casi in cui è necessaria limitazione di movimento spalla e arto. AMBIDESTRO.

Shoulder and arm immobilizer. Support made of velour (soft foam construction). Very easy to wear and comfortable. AMBIDEXTER.



TAGLIE / SIZE	CIRCONFERENZA	CIRCUMFERENCE	COLORE / COLOUR
S	fino a 90 cm	till 90 cm	
L	oltre 90 cm	over 90 cm	

CUSCINI PER ABDUZIONE SPALLA

ABDUCTION PILLOW

Cuscino in gommapiuma ad alta intensità, ricoperto con confortevole tessuto aggrappante dotato di cintura regolabile per garantire ottima vestibilità.

Tasca reggibraccio regolabile con appoggio pollice incorporato. Comprensivo di extra cintura di bloccaggio del reggibraccio al cuscino.

INDICAZIONI

Indicato nel trattamento post-operatorio con abduzione.

Disponibili due modelli: 15° - 30° e 45° - 60°.

Taglia unica – Ambidestro

Two models available: 15° - 30° and 45° - 60°.

Each model is composed of two different sections.

Anatomical pillow for abduction.

Comfortable arm sling with strap in order to securing the arm on the pillow.

Hook and loop closure system.

Easy to apply.

Bilateral positioning – One size.

INDICATIONS

After surgery.

ART 9340

Cuscino abduttore spalla 15° - 30°

Abduction pillow 15° - 30°



TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

AMBIDESTRO - AMBIDEXTER

COLORE / COLOUR



ART 9341

Cuscino abduttore spalla 45° - 60°.

Abduction pillow 45° - 60°.



TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

AMBIDESTRO - AMBIDEXTER

COLORE / COLOUR



GINOCCHIERE TESSUTO ELASTICO

ELASTIC KNEE CAPS

CARATTERISTICHE GENERALI

Le ginocchiere ORIONE®, sono caratterizzate dal particolare tessuto, che garantisce un perfetto sostegno e appoggio nel contenimento articolare, senza creare disturbi alla circolazione sanguigna. Il tessuto estensibile nelle due direzioni consente un'ottima aderenza al ginocchio senza limitarne i movimenti. Le ginocchiere ORIONE® hanno un'alta vestibilità grazie alla struttura anatomica ed alla trama differenziata dietro il ginocchio, in modo da adattarsi perfettamente alla struttura dell'arto. Consigliate in presenza di dolori post-traumatici, strappi, distorsioni, debolezza dei legamenti e nella pratica sportiva a scopo preventivo nel caso di continue sollecitazioni.

INDICAZIONI

- » Assicurano corretto sostegno e protezione.
- » Favoriscono il recupero dell'articolazione nei casi post-traumatici non gravi.
- » Fungono da efficace protezione nell'attività sportiva.

GENERAL FEATURES

The ORIONE® knee caps are manufactured in a particular fabric with a perfect support for the articulations and no problems for blood circulation. The two ways extendable fabric gives a perfect fit for the knee with no movement problems. The ORIONE® kneecaps are very comfortable thanks to their anatomical fabric they can fit to the art perfectly.

They are helpful for post-traumatic pains, muscle torn, sprains, and weakness of ligaments and in sports practise.

INDICATIONS

- » They give the right support and protection.
- » They help in the recovery of the articulation in light post trauma cases.
- » They are helpful in sport activities.

ART 405



TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
S	30-35	L	40-44
M	36-39	XL	45-49

ART 403



TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
S	30-35	L	40-44
M	36-39	XL	45-49

ART 409

Particolare struttura a maglia elastica che permette una perfetta vestibilità ed elevata traspirazione. L'inserto in silicone, integrato nella ginocchiera, permette una costante pressione infrapatellare che aiuta a stabilizzare la rotula. Inoltre il particolare disegno del tessuto, unito al naturale movimento dell'arto, esercita un lieve massaggio che stimola la circolazione, alleviando la patologia dolorosa. Nella zona poplitea il disegno è ad elevata elasticità per migliorare la flessione ed il confort durante il movimento. Stecche a spirale laterali e flessibili per mantenere in posizione la ginocchiera.

INDICAZIONI
Instabilità del ginocchio
Prevenzione nell'attività sportiva
Decorso post-operatorio

Particular knitted elastic fabric very breathable and with excellent comfort. A special design in the popliteal area for a better comfort during movement. The silicone insert helps to maintain a constant compression and favours the stabilization of the patella (in case of unstable kneecap). Two lateral spiral stays retain the shape of the knit.

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
S	28-31	L	34-37
M	31-34	XL	37-40



GINOCCHIERE IN TESSUTO TRI-STRATO



KNEE-BRACES IN THREE LAYERS FABRIC

CARATTERISTICHE GENERALI

Realizzate con un innovativo tessuto elastico laminato a triplo strato che garantisce stabilità ed un'eccellente traspirazione. Le ginocchiere hanno un ottimo sostegno, sono leggere, pratiche da indossare e regolare. Grazie al particolare tessuto traspirante e termoregolante si possono indossare per lungo tempo e durante l'attività sportiva. La parte interna a contatto della pelle è in morbida spugna di cotone particolarmente confortevole. Gli inserti antiscivolo garantiscono un'ottima vestibilità. Disponibili in vari modelli.

GENERAL FEATURES

Knee-braces made with fabric in three layers; breathable lycra material, polyurethane and cotton on the skin. Very comfortable and easy to wear. Different model available.



ART 4119

GINOCCHIERA COMPLETAMENTE APERTA

Grazie alla totale apertura si può indossare facilmente. La doppia chiusura adattabile e regolabile consente di differenziare la pressione tra la parte superiore ed inferiore.

Il foro rotuleo imbottito determina stabilità.

Zona poplitea aperta.

Doppia steccatura flessibile laterale.

INDICAZIONI

Lievi o moderate lesioni legamentose.
Distorsioni.

WRAP AROUND KNEE SUPPORT WITH FLEXIBLE REINFORCEMENTS

Open patella.

Flexible lateral stays, popliteal opening and wrap-around closure system.

Help protection and stabilization.

INDICATIONS

Post-surgical knee treatments.



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

ART 4104

GINOCCHIERA TUBOLARE

Foro rotuleo con cuscinetto stabilizzante in silicone. Stecche rigide con snodo policentrico. Tiranti di regolazione superiore ed inferiore.

Il cuscinetto stabilizzante di rotula, con il movimento del ginocchio, produce un micromassaggio intermittente che favorisce il riassorbimento degli edemi ed ematomi. Aiuta la stabilità del ginocchio.

INDICAZIONI

Dolori articolari. Artrosi - Artriti. Leggere instabilità medio-laterali o capsulo-legamentose.

OPEN KNEE-BRACE

Silicone cushion pad.

Metallic plates with polycentric articulations.

Upper and lower adjustment straps.

Help to give support and stability.

INDICATIONS

Joint pain. Arthrosis and arthritis.

Minor contusions and medio-lateral instabilities or capsuloligamentous.



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

S	34-36	L	38-41
M	36-38	XL	41-44

ART 4112

GINOCCHIERA ARMATA

Ginocchiera armata con apertura superiore frontale ed inferiore sul retro. Foro rotuleo con stabilizzatore. Stecche con snodi policentrici regolabili in flessione estensione 0-15-30-60-90 gradi. Cinghietti di regolazione chiusura superiore-inferiore. Aiuta e mantiene la stabilità medio-laterale in flessione-estensione.

Aiuta e mantiene la stabilità medio-laterale in flessione-estensione.

INDICAZIONI

Post-operatorio, rieducazione dopo lesioni. Quando è richiesto un grado di controllo del ginocchio operato. Chirurgia dei legamenti crociati.

OPEN KNEE-BRACE

Open knee-brace with upper and lower adjustment straps. Polycentric articulations of 0-15-30-60-90 degrees of flexion-extension. Full-length opening in the upper front and lower back. Help support, adjustment and medio-lateral and flexion-extension stability.

INDICATIONS

Post-operative - Rehabilitation after injury.

To obtain a range of control of the mobility.

Crossed ligament surgery.




TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR


S	34-36	L	38-41
M	36-38	XL	41-44

GINOCCHIERE IN NEOPRENE TRASPIRANTE

NEOPRENE KNEE CAPS



PARTICOLARE NEOPRENE INTERNO TRASPIRANTE



PARTICOLARE NEOPRENE ESTERNO TRASPIRANTE



APERTURA REGOLABILE PER FACILITARE INDOSSAMENTO



Ginocchiere realizzate in neoprene traspirante, foderato internamente per garantire confort e vestibilità ottimali. Disegno anatomico.

ART 5708



GINOCCHIERA CON FORO ROTULEO E STABILIZZATORE INTEGRATO

Apertura con regolazione sul bordo superiore per facilitarne l'indossamento.

INDICAZIONI

- » Prevenzione e trattamento lievi traumi del ginocchio.
- » Prevenzione instabilità rotulea nella pratica sportiva.
- » Nelle modeste instabilità rotulee.

NEOPRENE KNEE SUPPORT WITH OPEN PATELLA

- » Integrated, ring-shaped insert surrounds the patella.
- » Easy closing system with adjustment strap.
- » Anatomical design.

INDICATIONS

Minor contusions, medial/lateral instability

TAGLIE / SIZE	
S	34-36
M	36-38

L		XL		XXL	
38-41	41-44	44-47			

COLORE / COLOUR



ART 5709



GINOCCHIERA STECCATA CON FORO ROTULEO E STABILIZZATORE

Dotata di stecche flessibili sui lati. Apertura con regolazione sul bordo superiore per facilitarne l'indossamento. I due tiranti, uno superiore ed uno inferiore, permettono di regolare ulteriormente il sostegno.

INDICAZIONI

Prevenzione e trattamento lesioni e traumi del ginocchio. Stabilizzazione latero-mediale. Prevenzione instabilità rotulea nella pratica sportiva.

NEOPRENE KNEE SUPPORT WITH STAYS AND OPEN PATELLA

- » Integrated, ring-shaped insert surrounds the patella.
- » Flexible lateral stays.
- » Easy closing system with adjustment straps.
- » Anatomical design.

INDICATIONS

Sprains, medial/lateral instability

TAGLIE / SIZE	
S	34-36
M	36-38

L		XL		XXL	
38-41	41-44	44-47			

COLORE / COLOUR



GINOCCHIERA LANA

WOOL KNEE CAPS

Ginocchiera lana con cotone sulla pelle. Si adatta perfettamente al corpo, permettendo libertà di movimento. Non si arrotola e non scende.

INDICAZIONI

Nella prevenzione e aiuto delle affezioni reumatiche.

Knee cap with wool on the outside and cotton inside. Fit perfectly to the body and allow freedom of movement.

INDICATIONS

Help to prevent and reduce rheumatisms.

TAGLIE / SIZE	
S	30-35
M	36-39

L

COLORE / COLOUR



ART 404



SUPPORTO SOTTOROTULEO IMMOBILIZZATORE GINOCCHIO PATELLAR KNEE - KNEE IMMOBILIZER

ART 4110



SUPPORTO SOTTOROTULEO

Supporto sottorotuleo con pressore in silicone posizionabile.
Estremamente pratico e facile da indossare.
Rivestito in morbido velour.
Agisce sul tendine rotuleo appena al di sotto dell'inserzione della tuberosità tibiale.

INDICAZIONI

Morbo di Osgood-Schlatter



PATELLAR KNEE

Patellar knee band incorporates a silicone pad which can be fastened and unfastened. Comfortable and very easy to wear. There is a compression of the patellar tendon, just above insertion in the tibial tuberosity, minimising traction forces in the insertion.

INDICATIONS

Osgood-Schlatter disease



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

TAGLIA UNICA
ONE SIZE



ART 5240



IMMOBILIZZATORE GINOCCHIO 0°

La struttura è realizzata in confortevole tessuto laminato con tessuto in spugna a contatto della pelle. Ha due stecche laterali in alluminio e due posteriori preformate. Le stecche sono estraibili e modellabili.
Disponibile in altezze: cm 40 - cm 50 - cm 60.

INDICAZIONI

Immobilizzazione del ginocchio in estensione.



KNEE IMMOBILIZER

Laminated fabric.
Two lateral aluminum stays + two rear stays.
**Available with different heights;
cm 40 - cm 50 - cm 60.**



ALTEZZA
HEIGHT

CONSIGLIATO
RECOMMENDED

ALTEZZA ART.
HEIGHT ITEM

TAGLIA
SIZE

COLORE
COLOR

< 1,40 mt

ART. 5240

cm 40

UNICA / ONE SIZE

1,40 mt - 1,70 mt

ART. 5250

cm 50

UNICA / ONE SIZE

> 1,70 mt

ART. 5260

cm 60

UNICA / ONE SIZE



COSCIALE THIGH SUPPORT

ART 408

Il cosciale svolge un'azione di sostegno e calore al muscolo. Particolarmente gradevole al tatto. Facile da indossare, non impedisce i movimenti. Consigliato in casi preventivi e nel post traumatico.

INDICAZIONI

- » Assicura corretto sostegno e protezione.
- » Favorisce il recupero nei casi post-traumatici non gravi.
- » Funge da efficace protezione nell'attività sportiva.

The thigh support has a support and heating action. It is nice to the touch. It is easy to wear and it doesn't block movements. It is useful to prevent and in post trauma cases.

INDICATIONS

- » This item gives a correct support and protection.
- » It is easeful in light post trauma cases.
- » It is useful in sport activities.



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

S 43-45 L 49-51

M 46-48 XL 52-55



CAVIGLIERE

ANKLE SUPPORTS

Le cavigliere ORIONE®, svolgono un'azione omogenea di supporto a livello articolare. Assicurano perfetto comfort e vestibilità. Consigliate in caso di distorsioni, instabilità dell'articolazione e, nella pratica sportiva, a scopo preventivo nel caso di sollecitazioni continue.

INDICAZIONI

- » Assicurano corretto sostegno e protezione.
- » Favoriscono il recupero nei casi post-traumatici non gravi.
- » Fungono da efficace protezione nell'attività sportiva.

The ORIONE® ankle supports provide a firm action and protection. Recommended for strains, unbalanced articulations and protection during sport activities. Favours a quicker movability when muscles have been weakened or damaged.

INDICATIONS

- » Provides a correct support and protection.
- » Favour a quicker movability when muscles have been weakened or damaged.
- » Offers the safety protection during sport activities.

ART 400



Tessuto a maglia elastica tramata. Il tallone è in tessuto rinforzato e sottile per non far spessore dentro la scarpa.

INDICAZIONI

Traumi, distorsioni di lieve entità. Nelle attività sportive.

The heel has a reinforced but thin fabric so to avoid bulging inside the shoe.

INDICATIONS

Sprains. Sports activities.



TAGLIE / SIZE

1°	19-21	3°	24-25	5°	28-29
2°	22-23	4°	26-27		

COLORE / COLOUR



ART 444



Cavigliera con bendaggio stabilizzante separato, regolabile in tensione.

INDICAZIONI

Media instabilità della caviglia.

Ankle support with a detached supporting bandage.

INDICATIONS

Mild instability of the ankle.



TAGLIE / SIZE

1°	19-21	3°	24-25	5°	28-29
2°	22-23	4°	26-27		

COLORE / COLOUR



ART 406



Cavigliera con inserti malleolari. Tessuto in particolare maglia elastica con all'interno inserti malleolari sagomati.

INDICAZIONI

Distorsioni, instabilità dei legamenti, artrosi.

Ankle support with silicone insert. Adjustment area on the joint.

INDICATIONS

Sprains, ligaments instability, arthrosis.



TAGLIE / SIZE

S	17-19	L	21-23	XXL	25-27
M	19-21	XL	23-25	XXXL	27-29

COLORE / COLOUR



ART 445



CAVIGLIERA STABILIZZANTE

Struttura in tessuto traspirante (non è neoprene).
 Funzionale ed efficace supporto terapeutico.
 Confortevole ed adattabile a tutti i tipi di scarpa. Ambidestra.

INDICAZIONI

Patologie traumatiche.
 Aiuto nella fase riabilitativa o nella pratica sportiva.

ANKLE SUPPORT

Functional ankle support.
 Comfortable and easy-fitting to any type of shoe. Ambidextrous.

INDICATIONS

Post-traumatic.
 Safety protection during rehabilitation and sport activities.



TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR



ART 470



ART 471

TUTORE BIVALVA PER CAVIGLIA

Struttura esterna anatomica bivalva in materiale plastico estremamente leggero e resistente.
 Imbottitura interna disponibile in due versioni:

ART 470 con cuscinetti bifoderati ad **aria, gonfiabili** secondo esigenze.

ART 471 con cuscinetti **bifoderati in schiuma** automodellante.

Pratica regolazione larghezza tallone e circonferenza tibia a mezzo velcro.
 Misura unica ambidestro.

INDICAZIONI

Instabilità caviglia.
 Traumi distorsivi.
 Riabilitazione post operatoria.

STABILIZING ORTHOSIS FOR ANKLE

The plastic shells are anatomically shaped, in plastic material very light and strong. The design offers advantages when the shell is worn inside shoes.

Available in two versions:

Item 470 with 2 **inflatable air cushions**.
Item 471 with 2 **foam cushions**.

Both versions provide a high stabilization of the ankle.

Very easy and comfortable to wear.

INDICATIONS

Ankle instability.
 Post operative rehabilitation.



TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

COLORE / COLOUR



FASCIA MULTIUSO MULTIPURPOSE BANDAGE



ART 410

TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

84 cm x 6 cm

COLORE / COLOUR



COLLARI CERVICALI

CERVICAL COLLARS

ART 9191



COLLARE CERVICALE RIGIDO TIPO SCHANZ

SCHANZ RIGID CERVICAL COLLAR

INDICAZIONI

- » Colpi di frusta.
- » Artrosi cervicali con discopatie.
- » Nevralgie cervicobrachiali.

INDICATIONS

- » Whip lashes.
- » Cervical arthritis.
- » Cervicobrachial neuralgia.



TAGLIE / SIZE

S	30-35	L	40-45
M	35-40	XL	45-oltre

COLORE / COLOUR

ART 9292



COLLARE CERVICALE RIGIDO TIPO SCHANZ CON APPOGGIO MENTONIERO

SCHANZ RIGID CERVICAL COLLAR WITH CHIN SUPPORT

INDICAZIONI

- » Traumatismi cervicali di media gravità.
- » Cifosi cervicali.
- » Nevralgie cervicobrachiali.

INDICATIONS

- » Medium cervical traumas.
- » Cervical traumas.
- » Cervicobrachial neuralgia.



TAGLIE / SIZE

S	30-35	L	40-45
M	35-40	XL	45-oltre

COLORE / COLOUR

ART 9108



COLLARE MORBIDO RIVESTITO IN MAGLINA
ART. 9108 - H. CM 8
ART. 9110 - H. CM 10

SOFT COLLAR
ITEM 9108 - H. CM 8
ITEM 9110 - H. CM 10

INDICAZIONI

- » Lievi colpi di frusta.
- » Artrosi cervicale.
- » Torcicollo.
- » Impiego notturno.

INDICATIONS

- » Whip lashes.
- » Cervical arthritis.
- » During the night.



TAGLIE / SIZE

S	30-35	L	40-45
M	35-40		

COLORE / COLOUR

ART 9118



COLLARE SEMIRIGIDO RIVESTITO IN MAGLINA
ART. 9118 - H. CM 8

SEMIRIGID COLLAR
ITEM 9118 - H. CM 8

INDICAZIONI

- » Lievi colpi di frusta.
- » Artrosi cervicale.
- » Torcicollo.

INDICATIONS

- » Whip lashes.
- » Cervical arthritis.



TAGLIE / SIZE

S	30-35	L	40-45
M	35-40		

COLORE / COLOUR

BENDAGGI

BANDAGES

Le bende ORIONE® assicurano un perfetto bendaggio adattabile alle differenti necessità sia del medico che del paziente.

Le bende ORIONE® hanno elasticità costante e durevole nel tempo. Grazie al particolare tipo di tessitura sono fortemente aerate e traspiranti. Non scivolano durante i movimenti degli arti. Non risentono di contatti con liquidi organici, pomate, unguenti, detersivi. Mantengono le loro caratteristiche dopo ripetuti lavaggi e sterilizzazioni.

Le bende ORIONE® sono fabbricate sotto un costante controllo di qualità sia dei materiali impiegati, sia delle fasi di lavorazione e confezionamento.

La loro estensibilità varia dal 100% al 200%, a seconda del tipo.

Le bende ORIONE® sono corredate da 2 gancetti per fissare il bendaggio ed ogni rotolo è sigillato ermeticamente in un involucro trasparente.

INDICAZIONI

Possono essere impiegate per tutte le esigenze di fasciatura: lussazioni, strappi, stiramenti, trattamento dei problemi varicosi.

The ORIONE® bandages give the perfect cover suitable to the different needs of doctor and patient. The ORIONE bandages keep elastic and wear for long periods. Thanks to the particular fabric, are highly aerated and have a great perspiration. They keep in position. Organic liquids, creams, oils and washing powders do not affect them. They keep intact even after many washes and sterilizations. The ORIONE bandages are manufactured with constant check of materials, process and packaging. Their elasticity varies from 100% to 200% according to the type. The ORIONE bandages have got two fitted clips to fix the covering and every roll is hermetically closed in a transparent packaging.

INDICATIONS

They can be used for any dressing: dislocations, sprains, strains, and treatments of varicose problems.



POLIESTENSIVA

Compressione FORTE.

POLY-EXTENSIVE

STRONG Compression

ART / ITEM

2008	Biestensiva forte - cm. 8x7 mt estesa
2010	Biestensiva forte - cm. 10x7 mt estesa
2012	Biestensiva forte - cm. 12x7 mt estesa



MONOESTENSIVA

Compressione MEDIO FORTE.

MONO EXTENSIVE

MEDIUM STRONG compression.

ART / ITEM

1008	Monoestensiva media-forte - cm. 8x7 mt estesa
1010	Monoestensiva media-forte - cm. 10x7 mt estesa
1012	Monoestensiva media-forte - cm. 12x7 mt estesa

CALZE MEDICALI ELASTOCOMPRESSIVE MEDICAL STOCKINGS

L'insufficienza venosa degli arti inferiori è un disturbo sempre più frequente che colpisce un gran numero di persone.

Le calze medicali ORIONE® migliorano la circolazione venosa grazie alla loro compressione differenziata.

Le calze medicali ORIONE® garantiscono l'assoluta rispondenza ai valori tecnici e terapeutici.

Compressione differenziata dal basso verso l'alto con compressione alla coscia non inferiore al 50%.

Ottima traspirabilità, grazie alla maglia aerata sono particolarmente confortevoli e tollerate da pelli sensibili.

Bordo superiore con il particolare tipo di cucitura adottato, il bordo risulta molto estensibile e non stringe.

Tallone elasticizzato che oltre ad essere particolarmente sottile e confortevole non causa grinze sul collo del piede.

BORDO ESTENSIBILE
OTTIMA TRASPIRABILITA'
COMPRESSIONE GRADUATA
TALLONE ELASTICIZZATO

L'alta qualità del prodotto e la selezione dei materiali impiegati uniti al costante controllo nelle varie fasi di lavorazione, assicura lunga durata ed azione costante dei valori di compressione. I vari modelli sono disponibili in:

K1 CLASSE 1

(compressione mmHg 20).

- » Varicosi superficiali leggere.
- » Varicosità con tendenza agli edemi leggeri.
- » Teleangectasie.
- » Profilassi trombo embolica.
- » Varici durante e dopo la gravidanza.

K2 CLASSE 2

(compressione mmHg 30).

- » Insufficienza venosa cronica.
- » Insufficienza valvolare delle vene profonde.
- » Profilassi trombosi.
- » Flebiti con edemi leggeri.
- » Post-trombosi venose profonde.
- » Varicosità diffuse.
- » Ulcere varicose.
- » Post-trattamento chirurgico, sclerosante.
- » Linfoedemi leggeri.
- » Post ingessatura nelle fratture dell'articolazione tibiotarsica e distorsioni.



The ORIONE® medical stockings have decreasing elastic pressure. The degree of compression decreases gradually from the ankle to the thigh.


The technically advanced knitting processes ensure that compression remains constant during prolonged use.

Carefully matched choice of materials lend the stockings such qualities as very high perspiration, soft and pleasant to wear, skin friendly.

EXTENDIBLE EDGE
EXCELLENT PERSPIRATION
GRADUATED COMPRESSION
ELASTICIZED HEEL

Two gradient compression options are available:

- K1 CLASS 1 compression mmHg 20 at ankle.
 - K2 CLASS 2 compression mmHg 30 at ankle.
- They are recommended by doctors for treatment of a wide range of venous disorders.



Le calze medicali sono disponibili in due classi di compressione ed in due tipi di filato: con lycra e cotone a contatto della pelle oppure in lycra e poliammide.


Medical stockings are available in two compression classes and with two different fibres content: with Lycra and cotton next to the skin or Lycra and polyamide.

LINEA BASIC SINTETICO / LYCRA AND POLYAMIDE BASIC LINE

K1 MmHg 20	GAMBALETTO CALF-LENGTH	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 501
	GAMBALETTO CALF-LENGTH	PUNTA CHIUSA CLOSED TOE	ART. 601
	COSCIA TIGH	PUNTA CHIUSA CLOSED TOE	ART. 611
	MONOCOLLANT MONO-PANTYHOSE	PUNTA CHIUSA CLOSED TOE	ART. 621
	COLLANT PANTYHOSE	PUNTA CHIUSA CLOSED TOE	ART. 631
K2 MmHg 30	GAMBALETTO CALF-LENGTH	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 602
	COSCIA TIGH	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 612
	MONOCOLLANT MONO-PANTYHOSE	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 622

LINEA COTONE / COTTON LINE

K1 MmHg 20	GAMBALETTO CALF-LENGTH	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 401
	COSCIA TIGH	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 411
	MONOCOLLANT MONO-PANTYHOSE	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 421
K2 MmHg 30	GAMBALETTO CALF-LENGTH	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 402
	COSCIA TIGH	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 412
	MONOCOLLANT MONO-PANTYHOSE	PUNTA APERTA OPEN TOE	ART. 422




COSCIA THIGH

GAMBALETTO CALF-LENGTH

MONO COLLANT MONO-PANTYHOSE

COLLANT PANTYHOSE



Per identificare la taglia corrispondente misurare la circonferenza nei punti indicati a seconda dei modelli.

GAMBALETTO: circonferenza nei punti b - d

COSCIA: circonferenza nei punti b - g

MONOCOLLANT o COLLANT: circonferenza nei punti b - g

b = circonferenza caviglia
d = circonferenza sottoginocchio
g = circonferenza coscia

In order to obtain the size, check measure of circumference in the following points:

CALF-LENGTH: circumference point b - d

THIGH: circumference point b - g

MONO-PANTYHOSE or PANTYHOSE: circumference point b - g

	I	II	III	IV	V
b cm	19-20	21-23	23-25	25-27	28-30
d cm	30-33	33-36	36-39	39-42	42-46
g cm	50-55	53-58	56-61	60-66	64-70
LINEA BASIC			Misure da 1° a 4°		
LINEA COTONE			Misure da 1° a 5°		

CALZE ANTI TROMBOSI ANTI-EMBOLISM STOCKINGS

Le calze Orione® sono appositamente disegnate per rispondere alla necessità clinica di aumentare la velocità del sangue, riducendo l'incidenza di stasi venosa, trombi ed emboli polmonari, in pazienti costretti improvvisamente per lunghi periodi a letto. La speciale struttura delle calze garantisce la corretta compressione per molto tempo. I nostri prodotti vengono costantemente sottoposti a severi test aziendali, e sono il frutto di un'intensa collaborazione con gli stessi pazienti. Le calze anti-trombo Orione® sono prodotte con la massima cura e tecnologia, garantendo comprovata qualità ed efficacia.

Perché Orione®?

Inserto in maglia speciale poliestensiva

Previene l'effetto laccio emostatico.

Migliora la vestibilità e comfort.

Tallone modellato

Aiuta ad evitare che le calze salgano o scendano e aumenta il comfort del paziente.

Foro ispezione.

Tutti i modelli sono dotati di un foro di ispezione per un rapido controllo del piede.

Silicone sulla banda superiore.

Evita che la calza si muova, permette di avere una buona compressione, senza rischio di allergie.

Taglia della calza ricamata direttamente sul piede.

Permette di identificare facilmente la taglia.

Non si stinge e non si consuma.

Ampia gamma di misure.

Adatta al 90% dei pazienti.

Assicura la corrispondenza dei valori al Profilo di Sigel.


Segue rigorosamente i parametri del profilo clinico SIGEL(*)

La velocità del sangue aumenta del 138,4%.

Qualità garantita.

(*)Le calze Orione® seguono il Profilo Sigel, e si adeguano perfettamente ai valori di compressione raccomandati.

B. Sigel et al. Type of Compression for Reducing Venous Stasis. Archives of Surgery, Feb. 1975, Vol. 110.



Orione® anti-embolism stockings are specially designed in order to increase the venous flow rate, particularly when the subject is lying, so there reducing the incidence of phlebo-thrombosis or thrombo-embolic complications in the post-operative period. The special Orione® stocking construction ensures that compression remains constant during prolonged use.

Our products are submitted to severe tests in our laboratories. The Orione® anti-embolism stockings are produced using the most advanced high technology knitted procedures in order to grant superior quality and efficacy.

Why ORIONE®?

The two way stretch gusset

Prevents a tourniquet effect and enhances patient comfort.

Anatomically designed heel

Ensures that the required compression is maintained at the ankle and enhances patient comfort.

Inspection area

All models have an inspection area allowing easy examination of the toes and the heel.

Silicone waves

Prevent stockings movements.

Size indications are embroidered into the foot

For an easier identification. This will not wash or wear out.

Comprehensive range of sizes

Ensures that the compression profile is properly located

Ensures correct location of SIGEL(*) profile

Quality assured.


(*)The Orione® anti-embolism stockings are manufactured to incorporate the clinically tested Sigel profile.

B. Sigel et al. Type of Compression for Reducing Venous Stasis. Archives of Surgery, Feb. 1975, Vol. 110.

MODELLI DISPONIBILI / ITEMS AVAILABLE			
GAMBALETTO	Below knee	REGULAR	S-M-L-XL
COSCIA	Thigh length	SHORT-REGULAR-LONG	S-M-L-XL
MONOCOLLANT	Thigh length with belt	REGULAR-LONG	S-M-L-XL

Le calze antitrombosi Orione® sono LATEX FREE.





CALZA COSCIA
THIGH LENGTH STYLE

MONO COLLANT CON CINTURA
THIGH LENGTH WITH BELT

GAMBALETTA
BELOW KNEE




TABELLA IDENTIFICAZIONE TAGLIE

1) Misurare la circonferenza della coscia nel punto G.
- Se la misura è inferiore a 63 cm selezionare le taglie S - M - L
- Se la misura è compresa fra 63 cm e 81 cm si consiglia di utilizzare la taglia XL nei modelli calza coscia e monocollant con cintura.
- Se la misura è superiore a 81 cm utilizzare unicamente il gambaletto.

CALZA COSCIA

2) Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
3) Misurare la distanza dal tallone all'inguine, per determinare la lunghezza.

MONOCOLLANT CON CINTURA

2) Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
3) Misurare la distanza dal tallone all'inguine, per determinare la lunghezza.

GAMBALETTA

2) Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
3) Misurare la distanza dal tallone fino a dietro il ginocchio, per determinare la lunghezza.

CIRCONFERENZA G COSCIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
INFERIORE A 63 CM	FINO A 31 CM	FINO A 74	S-SHT	00041
		DA 74 A 80	S-REG	00051
	DA 31 A 36 CM	DA 80 IN POI	S-LNG	00061
		FINO A 74	M-SHT	00042
		DA 74 A 80	M-REG	00052
		DA 80 IN POI	M-LNG	00062
DA 36 A 42 CM	FINO A 74	L-SHT	00043	
	DA 74 A 80	L-REG	00053	
DA 63 A 81 CM	SUP. A 38 CM	DA 80 IN POI	L-LNG	00063
		FINO A 72	XL-REG	00054
		SUP. A 72	XL-LNG	00064

CIRCONFERENZA G COSCIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
INFERIORE A 63 CM	FINO A 31 CM	FINO A 74	S-REG	00085
		SUP. A 74	S-LNG	00095
	DA 31 A 36 CM	FINO A 74	M-REG	00086
		SUP. A 74	M-LNG	00096
		FINO A 74	L-REG	00087
		SUP. A 74	L-LNG	00097
DA 36 A 42 CM	SUP. A 38 CM	FINO A 74	XL-REG	00088
		SUP. A 74	XL-LNG	00098

CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
FINO A 31 CM	FINO A 41	S-REG	00021
DA 31 A 36 CM	FINO A 43	M-REG	00022
DA 36 A 42 CM	FINO A 46	L-REG	00023
DA 42 A 50 CM	FINO A 46	XL-REG	00024



CALZINO RIPOSANTE MEN'S SUPPORT SOCKS

I calzini elastici ORIONE® sono stati studiati in modo da esercitare una corretta compressione graduata, mantenendo l'aspetto di un'elegante calza al ginocchio in tessuto di cotone e fibre elastomere.

La compressione, più elevata alla caviglia, decresce man mano, favorendo il deflusso sanguigno lungo le gambe ed eliminando quei malesseri dovuti a gonfiore, vene varicose e affaticamento. Garantiscono il massimo comfort, grazie alla linea del polpaccio conformata che assicura una maggiore vestibilità, alla struttura graduata che offre aderenza senza stringere al ginocchio ed al tallone sagomato che permette perfetta aderenza con la linea del piede.

I calzini elastici graduati ORIONE® prevengono i dolori ed eliminano la stanchezza, sono quindi adatti durante il lavoro, lo sport e i viaggi.

Trama speciale che assicura alla pelle un'elevata traspirazione.

Bordo superiore con speciale finitura antiarrotolamento che non stringe il polpaccio e non blocca la circolazione.

Realizzati in puro cotone ed elastomero a struttura differenziata. Aiutano a prevenire i dolori ed il senso di affaticamento alle gambe, favorendo la circolazione sanguigna.

The ORIONE® elastic socks are designed to give a correct graduated and compression action and to be a calf length cotton and elastic fabric elegant sock at the same time.

The higher ankle compression decreases so as to ease the blood circulation along the legs and eliminates the discomforts due to swellings, varicose veins and tiredness.

These socks give the maximum comfort thanks to the perfect wear at the calf's area and also the graduated shape that fits without being tight, the shaped heel that is perfect for the line of the foot.

The ORIONE® elastic and graduated socks prevent pains and eliminate tiredness, so they are great for work, sport and travel. They have a special texture that gives the skin a perfect perspiration. The upper line has a special anti-rolling hem that is not tight on the calf and allows the blood circulation.

These socks are in pure cotton and elastic differentiated fabric. They help prevent pains and tiredness to the legs and improve the blood circulation.



Bordo morbido che non stringe.
Soft and not tight line.


Parte anatomica.
Segue il profilo del polpaccio e non scende grazie alla regolazione della maglia.
Anatomic area.
It follows the calf shape and doesn't roll down thanks to the texture regulation.

Elevata elasticità sul collo del piede per aumentare il comfort.
High elasticity on the insert of the foot to elevate comfort.

Tallone modellato in puro cotone.
Mantiene la calza in posizione.
Fitted heel in pure cotton.
Keeps the sock in place.

Punta con cuciture piatte e sottili.
Front with flat and soft seams.

Parte inferiore molto traspirante.
Lower area with high perspiration capacity.



ART 117

TAGLIE / SIZE

S 38-40 **M** 41-42 **L** 43-44 **XL** 45-46

COLORE / COLOUR





Okped
orione[®]

PLANTARI ANATOMICI
ANATOMIC ARCH
SUPPORTS

SOLETTI IN SILICONE
SILICONE INSOLES

TALLONETTE IN SILICONE
SILICONE HEEL CUPS

ARTICOLI GEL POLIMERO
POLYMER GEL ITEMS

SCARPE POST-OPERATORIE
POST-SURGERY SHOES

CORRETTORE ALLUCE
NOTTURNO
HALLUX VALGUS NIGHT
SPLINTS

CEROTTI CALLIFUGHI
CORN-CURE PLASTER

CEROTTI IDROCOLLOIDALI
HYDROCOLLOID BLISTER
PLASTER

RIALZI PER DISMETRIE
HEEL THICKNESS PADS

PLANTARI ANATOMICI

ANATOMIC ARCH SUPPORTS

I plantari OK PED sono studiati per garantire il massimo comfort e supporto ai piedi.

Si possono inserire nella maggior parte dei tipi di scarpe. Offrono un appoggio eccezionalmente confortevole. Sono dotati di supporto morbido per arco trasverso. L'avampiede è particolarmente sottile per occupare il minimo spazio nella calzatura.

I plantari OK PED, grazie al loro esclusivo disegno, sono particolarmente indicati per chi sta molte ore in piedi e nelle attività sportive. Aiutano nei problemi flebologici migliorando la circolazione e diminuendo l'affaticamento dei piedi e delle gambe. I plantari OK PED aiutano a ridurre il dolore nelle plantalgie e metatarsalgie da sovraccarico. Sono disponibili in diversi modelli e nelle versioni Uomo e Donna.

- » Particolarmente confortevoli.
- » Offrono un migliore appoggio anatomico del piede.
- » Indicati per chi sta molte ore in piedi o nelle attività sportive.
- » Aiutano a ridurre il dolore nelle plantalgie e metatarsalgie.
- » Migliorano la circolazione sanguinea.

The OK PED arch supports are designed to give maximum comfort and support to the feet. They fit inside most shoes. They offer an exceptionally comfortable support. They are equipped with a soft support for a transversal arch. The ball of the foot is particularly thin not to use too much space in the shoe. The OK PED arch supports, thanks to their exclusive design, are perfect for people who stand a long time and in sport activities. They help with phlebitis problems by improving the circulation and by reducing pain in the feet area caused by too much weight. They are available in different female and male models.

- » Particularly comfortable.
- » They offer a better anatomic support of the foot.
- » They are perfect for people who STAND A LONG TIME for long time and in sport activities.
- » They help reduce pain in the bones of the foot.
- » They improve the blood circulation.

ART 120



TAGLIE / SIZE

MISURA	1°	36	3°	38	5°	40
DONNA	2°	37	4°	39	6°	41
MISURA	1°	41	3°	43	5°	45
UOMO	2°	42	4°	44	6°	46

TAGLIE / SIZE

	UK	USA	UK	USA	UK	USA
SIZES	1°	3 1/2	6 1/2	3°	5	8
WOMAN	2°	4	7	4°	6	9
SIZES	1°	7	8 1/2	3°	8 1/2	10 1/2
MAN	2°	7 1/2	9	4°	9 1/2	11 1/2

ART 121



ART 123



TAGLIE / SIZE

1°	36	3°	38	5°	40	7°	42	9°	44	11°	46
2°	37	4°	39	6°	41	8°	43	10°	45		
UNISEX											

SOLETTA IN GEL POLIMERO

GEL INSOLES

Adatte a tutti i tipi di calzatura

Le solette OK PED in gel polimero permettono al piede di assorbire efficacemente gli urti con il terreno.

Distribuiscono la pressione del piede durante la marcia ed in posizione statica.

Un maggior effetto ammortizzante è previsto nella zona del tallone e nella zona metatarsale.

Le solette in gel polimero OK PED sono sottili e discrete e si possono collocare facilmente in qualsiasi tipo di scarpa. Lavabili.

Effective for all shoes types

Excellent shock absorption and protection.

Increase comfort thanks to gel technology.

Designed to give maximum comfort and relief thanks to soft gel technology.

Slim profile for better fit.


Effective for all foot types.

Light weight and durable.

Washable and reusable.



ART 119



Left = without gel insole

Right = with gel insole

L'illustrazione evidenzia che usando la soletta in gel si migliora la distribuzione del peso sulla pianta del piede.

A sinistra è evidenziata la pressione sulla pianta del piede senza la soletta in gel.

A destra è evidenziata la minor pressione sulla pianta del piede con la soletta in gel.

TAGLIE / SIZE

S	35-36 37-38	M	39-40 41-42	L	43-44 45-46
----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------



SOLETTE IN SILICONE

SILICONE INSOLES

Grazie alle proprietà visco elastiche il silicone grado medicale è considerato uno dei migliori materiali per l'assorbimento dell'energia d'urto del piede. Distribuisce la pressione del piede durante la marcia ed in posizione statica. Le solette ORIONE® grazie anche alla densità differenziata (in colore blu più morbida) assorbono gli impatti e distribuiscono il carico. Sono disponibili con cuscinetto calcaneale e metatarsale e con supporto per l'arco del piede.

- » Prevengono traumi e dolori.
- » Aiutano a ridurre il dolore quando già presente.
- » Facilitano la circolazione degli arti inferiori.
- » Lato a contatto del piede rivestito in tessuto ipoallergenico e antibatterico.
- » (Il modello intero è traforato per migliorare la traspirazione).
- » Indeflessibili ed elastiche si adattano alla calzatura.
- » Disponibili in varie misure e nei modelli interi oppure $\frac{3}{4}$.

Le solette Orione aiutano per la prevenzione e cura di:

TALLONITI - TALALGIE - BORSITI - TENDINITI - METATARSALGIE - SPINA CALCANEALE - PIEDE DIABETICO - FASCITE PLANTARE - SITUAZIONI POST OPERATORIE - NELLE PRATICHE SPORTIVE E PER CHI STA PREVALENTEMENTE IN PIEDI.

Thanks to the stick-elastic characteristics the medical graduated silicone is considered one of the best fabric to absorb the shock energy of the foot. It distributes the pressure of the foot during the walk and in a static position. The ORIONE® silicone insoles, also thanks to the differentiated density (the colour blue is softer), can absorb shocks and distributes heat. They are available with the heel and metatarsal pad and with a support for the arch foot.

- » They prevent traumas and pains.
- » They help reduce pre-existing pain.
- » They ease the blood circulation of the lower articulations.
- » Side on the foot covered in hypo allergic and anti bacterium fabric.
- » The inside is with holes to improve perspiration.
- » Indestructible and elastic to fit the shoe.
- » They are available in different sizes and whole models as well as $\frac{3}{4}$.

The ORIONE® insoles help for the cure and prevention of: hell infections – talagitis – borsitis- tendinitis- metatarsic allergies – splinter heel – diabetic foot – tired arch of the foot – post surgery cases – in sports and for people who are on their feet for long periods.



CARTELLO VETRINA / DISPLAY

ART 105



TAGLIE / SIZE

S	34-36	L	40-42
M	37-39		

Soletta extrafine per scarpa donna rivestita in tessuto e con cuscinetto metatarsale.

Women lined insoles. Extra thin specifically designed for women shoes. Metatarsal pad with different density.



ART 106



Plantare sottile rivestito in tessuto elastico, forato. Goccia metatarsale, sostegno volta longitudinale.

Lined thin insoles. Metatarsal and calcaneus supports with different density. Retrocapital support and bridge.

TAGLIE / SIZE

0°	35-36	2°	39-40	4°	43-44
1°	37-38	3°	41-42	5°	45-46

ART 107

Plantare rivestito in tessuto elastico, forato con scarico metatarsale/calcaneale, goccia metatarsale, sostegno volta longitudinale.

Lined insoles. Metatarsal and calcaneus supports with different density. Retrocapital support and bridge.

TAGLIE / SIZE

0°	35-36	2°	39-40	4°	43-44
1°	37-38	3°	41-42	5°	45-46



ART 109



Plantare con scarico metatarsale/calcaneale, goccia metatarsale, sostegno volta longitudinale.

Insoles. Metatarsal and calcaneus supports with different density. Retrocapital support and bridge.

TAGLIE / SIZE

S	36-38	L	41-43
M	39-40	XL	44-45



Zona a densità differenziata con microventose sul lato a contatto con suola interna scarpa. Mantiene la soletta in perfetta posizione.


ART 110

Plantare Diabetic Care con due strati di silicone a densità differenziata. Scarico metatarsale/calcaneale, goccia metatarsale.

Diabetic total care insoles. Two silicone layers with different density. Soft impact area. Retrocapital support and bridge.

TAGLIE / SIZE

S	36-38	L	41-43
M	39-40	XL	44-45



ART 108



Plantare 3/4 rivestito in tessuto, forato. Scarico metatarsale/calcaneale, sostegno volta longitudinale.

3 / 4 lined insoles. Metatarsal and calcaneus supports with different density and bridge.

TAGLIE / SIZE

1°	37-38	3°	41-42
2°	39-40	4°	43-44

TALLONETTE IN SILICONE

SILICONE HEEL CUPS

CARATTERISTICHE GENERALI

Grazie alle proprietà visco elastiche il silicone grado medicale è considerato uno dei migliori materiali per l'assorbimento dell'energia d'urto del piede. Distribuisce la pressione del piede durante la marcia ed in posizione statica. Le tallonette ORIONE® grazie alla densità differenziata (in colore blu più morbida) aiutano ad assorbire gli impatti ricevuti sulle anche-ginocchia e tibie durante la marcia e le attività sportive. Sono disponibili anche con cuscinetto calcaneale.

- » Prevengono traumi e dolori.
- » Aiutano a ridurre il dolore quando già presente.
- » Facilitano la circolazione degli arti inferiori.
- » Adatti alle attività sportive.
- » Disponibili in varie misure e modelli.

Le tallonette ORIONE® aiutano per la prevenzione e la cura di: talloniti - talalgie - tendinite del tendine d'achille - borsiti - spina calcaneale ed in generale per i traumi dovuti ad attività sportive.

GENERAL FEATURES

Thanks to the stick-elastic characteristics the medical graduated silicone is considered one of the best fabric to absorb the shock energy of the foot. It distributes the pressure of the foot during the walk and in a static position. The ORIONE® heels cups, also thanks to the differentiated density (the colour blue is softer), can absorb shocks to the knees, hips and tibias during walking and sport activities.

- » They prevent traumas and pains.
- » They help reduce pre-existing pain.
- » They ease the blood circulation of the lower articulations.
- » Suitable in sport activities.
- » Available in different sizes and models.

The Orione® heel cups help for the cure and prevention of: heel infections – talagitis – tendinitis and achille's heel –borsitis – splinter heel and general traumas due to sport activities.



CARTELLO VETRINA / DISPLAY

ART 99



Tallonetta piatta scarico centrale. 7 mm.
Thin heel cup with central spur. 7 mm.

TAGLIE / SIZE

1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
1 PAIO - ONE PAIR					

ART 94

Tallonetta scarico centrale.
Heel cup with central spur.

TAGLIE / SIZE

1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
1 PAIO - ONE PAIR					



ART 100




Tallonetta con bordo extra fine.
Heel cup. Thin edges

TAGLIE / SIZE

1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
1 PAIO - ONE PAIR					

ART 101


Tallonetta con bordo extra fine e scarico centrale.
Heel cup with central spur. Thin edges.



TAGLIE / SIZE

1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
1 PAIO - ONE PAIR					

ART 102




Tallonetta con bordo extra fine e scarico laterale.
Anatomical heel cup with lateral + central spur.
Thin edges.

TAGLIE / SIZE

1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
1 PAIO - ONE PAIR					

ART 103

Tallonetta con bordo extra fine e scarico
centrale + laterale.
Anatomical heel cup with lateral + central
spur. Thin edges.




TAGLIE / SIZE

1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
1 PAIO - ONE PAIR					

ART 95



Tallonetta per pronazione o supinazione.
Scarico centrale.
Heel cup with central spur for pronation or
supination problems.



TAGLIE / SIZE

1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
1 PAIO - ONE PAIR					


GEL POLIMERO POLYMER GEL



È una miscela speciale di polimeri totalmente atossici, i quali hanno incorporato un olio minerale.
La presenza dell'olio minerale venendo a contatto con la pelle la idrata, la ammorbidisce e la protegge.
Il gel polimero è: atossico, ipoallergenico e non favorisce lo sviluppo batterico.
I prodotti in gel polimero conservano le loro caratteristiche nel tempo, sono lavabili e riutilizzabili.

This is a special mixture of total non-toxic polymers, which have a mineral oil. When the oil touches the skin, it hydrates it, makes it soft and protects it. This gel is: non-toxic, hypo allergic, and prevents the spreading of bacteria. The gel polymer products keep their features for long, are washable and can be used again.

PATOLOGIE - REFERENZE



ESPOSITORE IN LEGNO / WOOD DISPLAY
CM 70X51X180



ESPOSITORE DA BANCO IN LEGNO / WOOD DISPLAY
CM 40X24X66

ART G-100

SEPARATORI PER ALLUCE IN GEL

INDICAZIONI

Aiutano a preservare l'allineamento dell'articolazione falangica metatarsale (ideale per la deformazione dovuta a calli e nel post-operatorio).
Riducono attrito, abrasioni e irritazioni tra le dita adiacenti o sovrapposte.



TAGLIE / SIZE

S	M	L
1 PAIO - 1 PAIR		

TOE SPREADERS

INDICATIONS

Preserves toes from overlapping reducing friction for comfort.
Ideal for bunion deformity and post-operative toe drift.

ART G-101

SEPARATORI DITA IN GEL

INDICAZIONI

Aiutano a proteggere contro attrito tra le dita, abrasioni e irritazioni causate da formazioni dolorose come calli, verruche o problemi alle unghie. La parte oblunga deve essere posizionata verso l'alto.



TAGLIE / SIZE

S	M	L	XL
1 PAIO - 1 PAIR			

TOE SEPARATORS

INDICATIONS

Helps to protect against friction, abrasion and irritation caused by painful formations such as corns, warts or nail problems.

ART G-107

TUBO PROTEGGI DITA IN GEL CON SEPARATORE INTEGRATO

Aiuta a proteggere contro attriti e pressioni tra le dita, abrasioni, irritazioni, problemi alle unghie.



TAGLIE / SIZE

S	L
1 PEZZO - 1 PIECE	

LINED GEL TUBING WITH INTEGRATED TOE SEPARATOR

Protects against friction abrasion and irritation, painful formations, nail problems


ART G-103

FASCETTA PROTEZIONE ALLUCE VALGO IN GEL RIVESTITO IN TESSUTO ELASTICO

INDICAZIONI

Aiuta ad alleviare e proteggere la protuberanza ossea. Allevia la pressione e l'attrito esercitato dalla scarpa.

Si adatta a tutte le misure del piede.



TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PEZZO - 1 PIECE

PROTECTIVE BUNION SHIELD IN GEL WITH FABRIC

INDICATIONS

Reduces the pain in the bony protuberance, absorbing the pressure and avoiding friction in the allux valgus. Easy to fit.

ART G-110

PROTEZIONE ALLUCE VALGO CON SEPARATORE DITO

INDICAZIONI

Aiuta ad alleviare il dolore e ad allineare l'alluce.

Protegge la protuberanza ossea riducendo la pressione esercitata dalla scarpa.

L'anello deve essere posizionato sull'alluce.



TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PEZZO - 1 PIECE

BUNION PROTECTOR WITH TOE SPREADER

INDICATIONS

Provides comfort and align the big toe.

Helps to protect bunion area reducing shoe pressure. The ring should be placed on the big toe.


ART G-102

PROTEZIONI PER ALLUCE VALGO IN GEL

INDICAZIONI

Le protezioni per alluce valgo aiutano a proteggere la protuberanza ossea.

Alleviano la pressione e l'attrito esercitato dalla scarpa. L'anello deve essere posizionato sull'alluce.



TAGLIE / SIZE

S L

1 PAIO - 1 PAIR

PURE GEL BUNION SHIELD

INDICATIONS

Helps to protect and moisten painful bunions. Absorbs pressure. Helps to prevent friction.

CAPPUCCIO PROTEGGI DITA IN GEL

INDICAZIONI


Contribuisce ad alleviare la pressione e l'attrito delle dita.
Per dita a martello, dita sovrapposte, lesioni dita e ungueali.
Si può ritagliare.

PURE GEL DIGITAL CAP

INDICAZIONI

Helps to relieve pressure and friction on the affected toes, including toe-nails and keratotic lesions.

ART G-105



Rivestito in tessuto.
Lined.


TAGLIE / SIZE

S	M	L
---	---	---

1 PEZZO - 1 PIECE



ART G-205



Non rivestito.
No lined.

TAGLIE / SIZE

S	L
---	---

1 PEZZO - 1 PIECE



TUBO PROTEGGI DITA IN GEL

INDICAZIONI

Contribuisce ad alleviare la pressione e l'attrito delle dita. Per dita a martello, dita sovrapposte, lesioni dita e ungueali.
Si può ritagliare.

LINED GEL TUBING

INDICAZIONI

Helps to relieve pressure and friction on the affected toes.
Helps to reduce scar tissue. Use mesh type for greater compression.

ART G-106



Rivestito in tessuto.
Lined.

TAGLIE / SIZE

S	M	L
---	---	---

1 PEZZO - 1 PIECE



ART G-206



Non rivestito.
No lined.

TAGLIE / SIZE

S	L
---	---

1 PEZZO - 1 PIECE



ART G-201



CUSCINETTO METATARSALE IN GEL

INDICAZIONI

Protegge l'area metatarsica da attriti e abrasioni. Contribuisce ad alleviare la sensazione di bruciore e dolore sotto la testa metatarsica. Aiuta ad evitare la formazione di duroni. Posizionare l'anello del cuscinetto nel 2° o 3° dito.



TAGLIE / SIZE

S	L
1 PAIO - 1 PAIR	
destra + sinistra - right + left	

PURE GEL METATARSAL CUSHION

INDICATIONS

Protects the metatarsal area of the foot from friction and abrasion. Provides cushioning and shock absorption. Maximum comfort.

ART G-118



CUSCINETTO METATARSALE IN GEL RIVESTITO IN TESSUTO ELASTICO

INDICAZIONI

Aiuta ad alleviare dolori ed infiammazioni della zona metatarsale. Ammortizza i colpi e aiuta a ridurre le callosità.



TAGLIE / SIZE

S	L
1 PAIO - 1 PAIR	
destra + sinistra - right + left	

ELASTIC GEL SOLE PROTECTOR

INDICATIONS

Protects the metatarsal area of the foot from friction and abrasion. Provides cushioning and shock absorption. Maximum comfort.

ART G-202



FASCIA ELASTICA CON CUSCINO IN GEL

INDICAZIONI

La fascia metatarsale è indicata per proteggere la zona plantare e la testa del metatarso. Allevia il dolore plantare, attutisce i colpi e riduce le callosità. Si posiziona facilmente e si adatta ad ogni tipo di calzatura. Infilare il primo dito nel foro più piccolo e posizionare la fascia con la parte in gel sotto il piede.

TAGLIE / SIZE

S	L
1 PEZZO - 1 PIECE	
destra / sinistra - right / left	

METATARSAL ELASTIC BAND WITH GEL CUSHION

INDICATIONS

Helps to protect the metatarsal area and relieves the painful sensation. Easy to fit. Maximum comfort.

ART G-115

CUSCINETTO PER DITA A MARTELLO IN GEL

INDICAZIONI

Il cuscinetto serve a dare sollievo alle persone che hanno le dita a martello. Apporta il massimo comfort e riduce la pressione sulle dita dei piedi. Distende le dita contratte.



TAGLIE / SIZE

S	M	L
1 PEZZO - 1 PIECE		
destra / sinistro - right / left		

PURE GEL TOE CREST

INDICATIONS

The soft toe crest relieves forefoot and toe pain caused by hammer, claw and mallet toes.

Provides pressure distribution. Maximum comfort.

ART G-104

ANELLI PROTEGGI DITA IN GEL RIVESTITI IN TESSUTO

INDICAZIONI

Alleviano la pressione e l'attrito del dito malato. Inoltre aiutano a migliorare la cicatrizzazione. Indicati per vesciche, dita a martello, calli e traumi alle dita.



TAGLIE / SIZE

S	M	L
1 PAIO - 1 PAIR		

DIGITAL PADS

INDICATIONS

Relieves pain caused by friction, blister, corns, hammer toes.

Helps to reduce scar tissue.

ART G-111

PROTEZIONE PER MIGNOLO VARO IN GEL

INDICAZIONI

Le protezioni per il mignolo aiutano a proteggere la protuberanza ossea. Alleviano la pressione e l'attrito esercitato dalla scarpa. L'anello deve essere posizionato sul mignolo.



TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE		
1 PAIO - 1 PAIR		

TAILOR'S BUNION PROTECTOR

INDICATIONS

Helps to protect and moisten painful tailor's bunions. Absorbs pressure. Helps to prevent friction.


ART G-207



CUSCINETTI PROTEGGI TALLONE

INDICAZIONI

Sottili ed efficaci. Proteggono dagli sfregamenti della scarpa sulla parte posteriore del tallone. Sono adesivi e riposizionabili.



TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PAIO - 1 PAIR

HEEL PAD PROTECTOR

INDICATIONS

Prevents frictions caused by the side of the shoes.

Protects heel's back zone and achilles' tendon from burns.


ART G-208



PARACALLI ADESIVI IN GEL

INDICAZIONI

Offrono protezione alla parte dolorante del piede. Riducono la pressione e frizione sulla pelle. Rimangono in perfetta posizione grazie all'adesivo ipoallergenico. Il foro centrale aiuta a ridistribuire la pressione sulla zona circostante.



TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

6 PEZZI - 6 PIECES

CORN PAD

INDICATIONS

Reduces pressure and friction to the skin whilst softening and moisturizing the corn and hard skin with mineral oil.

ART G-204



PROTEZIONE ADERENTE IN GEL RIVESTITO IN TESSUTO PER ZONE SENSIBILI

INDICAZIONI

Per prevenire ed alleviare i dolori dovuti a pressioni o sfregamenti. Aiuta ad evitare la formazione di vesciche. Diminuisce la tensione e riduce gli sfregamenti. Molto gradevole al contatto, la protezione è riutilizzabile più volte, si attacca e stacca senza dolore anche in presenza di peli.

TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PEZZO - 1 PIECE


10 x 10 cm



ADHESIVE PAD PROTECTOR IN LINED GEL FOR SENSITIVE AREA

INDICATIONS

Helps to reduce pain due to pressure and reduces frictions. Thin thickness pleasant to the skin contact. It can be taken on and off with no pain even in area with hairs. Reusable





MINI CUSCINETTI IN GEL

INDICAZIONI

Particolarmente indicati per scarpe a tacco alto. Invisibili e confortevoli. Danno sollievo all'avampiede. Grazie al loro particolare disegno ed al materiale impiegato donano comfort e aiutano a prevenire la formazione di calli e duroni. Non scivolano all'interno della scarpa. Per tutti i tipi di calzature. Lavabili e riutilizzabili.

Disponibili in due versioni:

art. 116 non rivestito


art. 113 rivestito



ESPOSITORE ART. 116

ESPOSITORE ART. 113

ART 113



Rivestito in tessuto.
Lined.

TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PAIO - 1 PAIR

destro + sinistro - right + left

MINI PADS IN GEL

INDICATIONS

Designed to give maximum comfort and relief in the metatarsal area. Help to absorb shocks and to ease ball-of-foot pain. They also prevent feet from shifting and sliding forward. Place these discreet minipads: the ultra-thin design and clear colour go unnoticed in any shoe, sandal or open shoe. Washable and reusable.

Available in two versions:

item 116 no lined

item 113 lined

ART 116



Non rivestito.
No lined.

TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PAIO - 1 PAIR

destro + sinistro - right + left

ART 228



CORRETTORE DIURNO ALLUCE VALGO

INDICAZIONI

Durante l'attività quotidiana il correttore diurno aiuta a correggere il riallineamento dell'alluce valgo, diminuendo così il dolore. Il tirante regolabile permette di variare la tensione aiutando a correggere l'allineamento dell'alluce.

Realizzato in un confortevole materiale sottile ed ultraleggero e facile da indossare. Si adatta a quasi tutti i tipi di scarpe e può essere indossato sotto le calze.

DAY TIME HALLUX VALGUS CORRECTOR

INDICATIONS

During daily activities help to align the hallux and helps to alleviate pain. Perfect adjustment of tension thanks to the pulling. Made of thin and light elastic material. It can be worn under socks and in all type of shoes. Very easy to wear.

TAGLIE / SIZE

S	M	L
36-38	38-42	oltre 42

destro / sinistro - right / left

1 PEZZO - 1 PIECE

ART 229



CORRETTORE NOTTURNO ALLUCE VALGO

INDICAZIONI

Permette al piede, durante la notte, di restare nella giusta posizione correggendo l'innaturale posizione a X dell'alluce. Riduce la torsione ed aiuta ad alleviare il dolore. Permette una perfetta regolazione della tensione.

Semplice e confortevole da indossare.

NIGHT TIME HALLUX VALGUS CORRECTOR

INDICATIONS


It allows the foot, during the night, to remain in the right position by correcting the unnatural X hallux position. It reduces the bending and helps to alleviate pain. It allows a perfect adjustment of the tension. Easy and comfortable to use.

TAGLIE / SIZE

S	L
36-40	41-46

destro / sinistro - right / left

1 PEZZO - 1 PIECE



PARTI RIVESTITE IN GEL
INNER GEL PARTS

ART G-251



SEPARATORI DITA IN SCHIUMA DI LATTICE

INDICAZIONI

Aiutano a proteggere contro l'attrito tra le dita, abrasioni e irritazioni causate da formazioni dolorose come calli, verruche o problemi alle unghie. La parte oblunga

deve essere posizionata verso l'alto.



TAGLIE / SIZE

S	M	L
1 PAIO - 1 PAIR		

TOE SEPARATORS

INDICATIONS

Helps to preserve against friction, abrasion and irritation caused by painful formations such as corns, warts or nail problems.

ART G-250



CUSCINETTO PER DITA A MARTELLO IN SCHIUMA DI LATTICE RIVESTITA

INDICAZIONI

Il cuscinetto serve a dare sollievo alle

persone che hanno le dita a martello. Apporta il massimo comfort e riduce la pressione sulle dita dei piedi. Distende le dita contratte.



TOE CREST

INDICATIONS


The soft toe crest relieves, forefoot and toe pain caused by hammer claw an mallet toes.

Provides even pressure distribution.. Maximun comfort.

TAGLIE / SIZE

S	M	L
1 PEZZO - 1 PIECE		
destra / sinistro - right / left		

ART G-222



MIX PROTEZIONE CALLI

INDICAZIONI

Mix di protezioni varie di forme appropriate per: calli digitali - interdigitali - nodi. Per ogni esigenza del piede. Adesivo ipoallergenico.

G-222

CONFEZIONE DA 12 PEZZI ASSORTITI
EACH BOX CONTAINS 12 ASSORTED PCS
TAGLIA UNICA - ONE SIZE

PROTECTIVE PATCHES MIX

INDICATIONS

Different shapes and sizes protections. Prevent pression and friction in the area of callus, hardness and bunions. Big oval dressing for corns and bunions.

ART G-223



MIX PROTEZIONE CALLI

INDICAZIONI

Mix di protezioni varie di forme appropriate per: calli digitali - interdigitali - nodi. Per ogni esigenza del piede. Adesivo ipoallergenico.

G-223

CONFEZIONE DA 14 PEZZI ASSORTITI
EACH BOX CONTAINS 14 ASSORTED PCS
TAGLIA UNICA - ONE SIZE

PROTECTIVE PATCHES MIX

INDICATIONS

Different shapes and sizes protections. Prevent pression and friction in the area of callus, hardness and bunions. Big oval dressing for corns and bunions.

ART G-224




CEROTTI CALLIFUGHI

INDICAZIONI

Grazie al principio attivo dell'acido salicilico assicurano una rimozione veloce ed indolore dei calli.

Il dischetto interno aiuta a proteggere il callo dagli sfregamenti.

CONTIENE ACIDO SALICILICO.



G-224

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

EACH BOX CONTAINS 6 PCS

CORN-CURE PLASTERS

INDICATIONS

Ensure fast and painless removal of any type of corn.

Contains salicylic acid.

ART G-225



CEROTTI CALLIFUGHI IN STRISCIA

INDICAZIONI

Grazie al principio attivo dell'acido salicilico assicurano una rimozione veloce ed indolore di calli, duroni ed occhi di pernice.

Aiuta a proteggere le parti sensibili da pressioni e sfregamenti.

CONTIENE ACIDO SALICILICO.



G-225

CONFEZIONE DA 2 PEZZI

EACH BOX CONTAINS 2 PCS

4 cm x 6 cm

CORN PLASTERS IN STRIPS

INDICATIONS

Ensure fast and painless removal of any type of corns.

Helps to protect sensitive parts from pressure.

Contains salicylic acid.



ART G-226



CEROTTI IDROCOLLOIDALI PER VESCICHE

INDICAZIONI

Aiutano la cute a guarire rapidamente proteggendola.

Le particelle di idrocolloide assorbendo o cedendo umidità, permettono alla cute di riacquistare l'equilibrio naturale.



G-226

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

EACH BOX CONTAINS 5 PCS

7 cm x 3,8 cm

HYDROCOLLOID BLISTER PLASTERS

INDICATIONS

Ensure fast and painless removal of any type of corns.

Helps to protect sensitive parts from pressure.

ART G255




BENDAGGIO TUBOLARE IN MATERIALE SPUMOSO

Bendaggio tubolare in materiale spumoso rivestito internamente in maglina di cotone. Ritagliabile con forbici per adattarlo alle necessità più disparate. Utilizzato per proteggere dita e zone sensibili. Ammortizza e protegge aiutando ad alleviare dolori. Lavabile e riutilizzabile.

FOAM TUBULAR BANDAGE

Foam tubular bandage with inside cotton fabric. Protect digit and tender areas from friction and pressure. Relieves pains and gives comfort. The product may be trimmed scissor for a custom fit. Washable and reusable.



TAGLIE / SIZE

S	Ø mm 12	M	Ø mm 15	L	Ø mm 18	XL	Ø mm 25	CONFEZIONE 6 PEZZI DELLA STESSA TAGLIA
LUNGHEZZA CM 25				LENGHT CM 25				EACH BOX CONTAINS 6 PCS OF SAME SIZE

COLORE / COLOUR



ART G253



PER TALLONI SCREPOLATI



CAVIGLIERA CON RIVESTIMENTO IN GEL SUL TALLONE

Cavigliera leggera rivestita in gel polimero sul tallone. Aiuta a proteggere dalla pressione e frizione sul tallone. Allevia i talloni screpolati e le callosità del tallone. Utilizzato durante la notte, aiuta a ridurre eventuali ulcere del tallone. L'Inserto in gel, a contatto della pelle, idrata ed ammorbidisce la pelle dura e secca.

HEEL SOFTENING GEL SLEEVE

Toeless elastic sock with a 3 mm thick pad of gel polymer anatomically moulded to adjust to the heel. The gel pad absorbs and disperses pressure and friction at the heel. The pad is worn in contact with the skin and it slowly releases medical mineral oil with moisturizing effect. Helps to reduce and prevent heel cracks (skin fissure) and to alleviate pain related to heel bursitis and other heel injuries. Used as night sleeve reduces the event of heel ulcerations. Moisturizes, softens dry or hard skin.

TAGLIE / SIZE

S	L
1 PAIO - 1 PAIR	

RIALZI TALLONE PER DISMETRIE

HEEL THICKNESS PADS

Realizzati in sughero sintetico, hanno la parte a contatto del piede rivestita in cuoio. Nella parte inferiore è presente una striscia adesiva per facilitare il posizionamento del rialzo.

ORIONE heel thickness pads lifts the heel and corrects the asymmetry of the heels . Made of synthetic cork . Surface in contact with the foot is covered with leather . In the lower part an adhesive strip facilitate the positioning .

ART 96 - 97 - 98

RIALZO TALLONE PER DISMETRIE

HEEL THICKNESS PADS



TAGLIE / SIZE


ART 96	h cm 0,5	1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
ART 97	h cm 1	1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46
ART 98	h cm 1,5	1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46

I RIALZI SONO AMBIDESTRI. LA CONFEZIONE CONTIENE 2 PEZZI AMBIDEXTROUS. EACH BOX CONTAINS 2 PCS

ART 77 - 78 - 79

RIALZO TALLONE 3/4 PER DISMETRIE

3/4 HEEL THICKNESS PADS



TAGLIE / SIZE

ART 77	h cm 1	1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46	DESTRO SINISTRO	LEFT RIGHT
ART 78	h cm 1,5	1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46		
ART 79	h cm 2	1°	35-38	2°	39-42	3°	43-46		

LA CONFEZIONE CONTIENE 2 PEZZI DESTRI OPPURE 2 PEZZI SINISTRI
EACH BOX CONTAINS 2 RIGHT PCS OR 2 LEFT PCS

ART 124



SOLETTA ALLA CLOROFILLA

Soletta realizzata in morbida schiuma di lattice traforato e ricoperta in tessuto profumato alla clorofilla con doppia intensità. Indicate per chi ha problemi di sudorazione del piede.

Aiutano a mantenere il piede fresco ed asciutto migliorando l'igiene del piede. Trattamento Sanitized antibatterico e antimicotico.

TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PAIO - 1 PAIR



PERFUMED CHLOROPHYLL INSOLE

Hygienic insole (double density) in soft latex foam perforated.

Comfortable, absorbent and deodorant. Antibacterial, antimycotic Sanitized.



ART 125



SOLETTA AI CARBONI ATTIVI + ARGENTO

Soletta in morbida schiuma di lattice ad alta intensità di carboni attivi + argento che eliminano i cattivi odori ed aiutano la traspirazione del piede.

Rivestita in tessuto tecnico con fibre d'argento con proprietà antiossidanti e antibatteriche.

Trattamento Sanitized antibatterico e antimicotico.

TAGLIE / SIZE

UNICA - ONE SIZE

1 PAIO - 1 PAIR



ACTIVE CARBON + SILVER INSOLE

Hygienic insole in latex foam at high density with active carbon + silver.

Lining with silver fibre technical material. Comfortable, absorbent and useful against bad smell.

Antibacterial, antimycotic Sanitized.



ART 126



SOLETTA LANA EXTRA

Soletta termica in lana 100% e morbida schiuma di lattice. Lo strato in lana assicura e mantiene il giusto calore al piede. Lo strato in lattice garantisce comfort durante la camminata.

TAGLIE / SIZE

S	35-36	L	39-40	XXL	43-44
M	37-38	XL	41-42	XXXL	45-46

1 PAIO - 1 PAIR 1 PAIO - 1 PAIR

EXTRA THERMAL INSOLE

Thermal insole covered with wool and soft latex foam.



SCARPE POST OPERATORIE POST SURGERY SHOES



CARTELLO VETRINA / DISPLAY

ART 150



- » Scarpa post-operatoria di Baruk con suola angolata per scaricare il peso del corpo dall'avampiede.
- » Calzata molto ampia per contenere piedi fasciati.
- » Chiusura/apertura regolabile.
- » Rinforzo confortevole ed avvolgente nel retro piede.
- » Bordi ritagliabili.
- » La scarpa è ambidestra

- » Baruk post surgery shoe with angular outsole to download the weight of the body from the inset of the foot.
- » This shoe has a very wide fitting to hold bandaged feet.
- » Adjustable closing/opening .
- » Comfortable and wrapping support in the back foot.
- » The shoe is ambidextrous.

ART 149



COPRISCARPA



TAGLIE / SIZE

XS	35/36	M	39/40	XL	43/44	XXXL	47/48
S	37/38	L	41/42	XXL	45/46		

COLORE / COLOUR

1 PEZZO
1 PIECE



ACCESSORI PER SCARPA ART 150

Art. 149 cappuccio copripiede.

Art. 140 plantare di riempimento

OPTIONALS FOR ITEM 150

Item 149 cover cup for item 150

Item 140 extra insole

ART 151



- » Scarpa post-operatoria di Baruk **senza bordo** con suola angolata per scaricare il peso del corpo dall'avampiede.
- » Calzata molto ampia per contenere piedi fasciati.
- » Chiusura/apertura regolabile.
- » Rinforzo confortevole ed avvolgente nel retro piede.
- » La scarpa è ambidestra

- » Baruk post surgery shoe with angular outsole to download the weight of the body from the inset of the foot.
- » This shoe has a very wide fitting to hold bandaged feet.
- » Adjustable closing/opening
- » Comfortable and wrapping support in the back foot
- » The shoe is ambidextrous.

TAGLIE / SIZE

XS	35/36	M	39/40	XL	43/44		
S	37/38	L	41/42	XXL	45/46		

COLORE / COLOUR

1 PEZZO
1 PIECE



ART 152



- » Scarpa post-operatoria suola rigida.
- » Soletta interna rivestita.
- » Tessuto traspirante.
- » La scarpa è ambidestra.

- » Post surgery shoe.
- » Adjustable closing/opening.
- » Transpirant fabric.
- » The shoe is ambidextrous.

TAGLIE / SIZE

XS	35/36	M	39/40	XL	43/44		
S	37/38	L	41/42	XXL	45/46		

COLORE / COLOUR

AMBIDESTRA / AMBIDEXTER - 1 PEZZO / 1 PIECE



ART 153



La particolarità di questa scarpa è la completa apertura superiore frontale e posteriore, con regolazione a velcro. In questo modo si riesce a calzare e richiudere facilmente e comodamente la scarpa senza causare attriti o sfregature ai piedi. La pianta larga e la calzata molto ampia, unite al tessuto avvolgente, rendono la scarpa molto versatile, donando nel contempo al piede stabilità e sicurezza nelle camminate. La scarpa è dotata di una soletta imbottita rimovibile, per poter inserire un eventuale plantare personalizzato. Suola antiscivolo.

The characteristic of this shoe is the complete opening on all sides with a Velcro strap. So you can wear and easily close the shoe without causing frictions or scratching the foot. The wide sole and the very wide fitting, together with the covering fabric, make the shoe very versatile and they give it balance and safety while walking. The shoe has a padded sole that can be removed to insert an extra personalized plantar. It also has an anti slide sole.

TAGLIE / SIZE

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 PAIO - ONE PAIR

COLORE / COLOUR



ART 154



La particolarità di questa scarpa è la completa apertura anteriore e frontale, con regolazione a velcro. Inoltre la punta aperta, permette l'utilizzo anche nei casi di dita a martello molto dolenti. La pianta larga e la calzata molto ampia, unite al tessuto in cotone esterno, rendono la scarpa molto versatile, donando nel contempo al piede stabilità e sicurezza nelle camminate. La scarpa è dotata di una soletta imbottita rimovibile, per poter inserire un eventuale plantare personalizzato. Suola antiscivolo.

The particularity of this shoe is the complete frontal opening with a Velcro strap. Besides, the open front allows wearing this shoe even when there are cases of very painful hammertoes. The wide sole and the very large fitting, together with the external cotton, make this shoe very versatile and they give balance and safety to the foot at the same time. The shoe has a removable padded sole to insert a personalized plantar. It also has an anti slide sole.

TAGLIE / SIZE

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 PAIO - ONE PAIR

COLORE / COLOUR



ART 155



SCARPA COPRIGESSO

- » Comoda e pratica scarpa coprighesso in panno.
- » Calzata molto ampia.
- » Chiusura regolabile con stringhe.
- » Suola antiscivolo.

CAST BOOT LACE

- » Comfortable and ideal cloth cast boot lace.
- » Very wide fitting.
- » Adjustable lace up closure.
- » Anti slide sole.

TAGLIE / SIZE

XS	35/36	M	39/40	XL	43/44
S	37/38	L	41/42	XXL	45/46

COLORE / COLOUR



AMBIDESTRA / AMBIDEXTROUS - 1 PEZZO / 1 PIECE

SCARPA CONFORT CONFORT SHOES



ART 158 -159



ART 158 DONNA
ITEM 158 WOMAN



ART 159 UOMO
ITEM 159 MAN

ART 158 SCARPA DONNA ART 159 SCARPA UOMO

RISCOPRIRE IL PIACERE DI CAMMINARE

Calzatura realizzata con tessuto stretch a fibre elastiche indemagliabili. Assicura confort straordinario, flessibilità ed un'estetica sempre attuale. L'apertura permette di indossare le scarpe comodamente e con facilità con una mano sola, calibrando poi la chiusura a seconda delle necessità.

La suola è anti-scivolo a pianta larga con punta lievemente rialzata che rende più sicuro il passo. La calzatura è particolarmente indicata a chi ha il piede con accentuate deformità o callosità, dolori articolari, reumatismi, instabilità del passo e per tutti coloro che hanno difficoltà a camminare.

DISPONIBILE NEL MODELLO

DONNA ART 158

UOMO ART 159

ITEM 158 WOMAN MODEL ITEM 159 MAN MODEL

HELP TO DISCOVER AGAIN PLEASURE TO WALK

Manufactured with a special high tech elastic fabric. Shapes around the foot without causing any compression or friction.



Assure extraordinary comfort and flexibility. No seams in the upper part at the point of flexion. The opening allow to wear and close the shoe easily only with one hand. Large outsole in order to increase stability. Indicated to help people suffering: foot pain, deformity of foot, bunions, hallux valgus, rheumatic pain foot and for elderly people with limited mobility.

MODEL AVAILABLE


WOMAN ITEM 158

MAN ITEM 159

RISCOPRIRE IL PIACERE DI CAMMINARE
HELP TO DISCOVER AGAIN PLEASURE TO WALK

		TAGLIE / SIZE								COLORE / COLOUR	
ART. 158	DONNA WOMAN	35	36	37	38	39	40	41	1 PAIO - ONE PAIR		
ART. 159	UOMO MAN	39	40	41	42	43	44	45	46	1 PAIO - ONE PAIR	

Homecare
orione[®]



flexyfōt

Okrehab
orione[®]



ALZA WC

RAISED TOILET SEAT

Alza wc adatto alla maggior parte dei water.
Disegno ergonomico con semplice, sicuro e stabile meccanismo di bloccaggio regolabile in larghezza.
Il materiale in cui è realizzato garantisce durata, robustezza e calore al tatto.
La superficie lucida è facile da pulire (può essere sanificato in autoclave).
Le aperture, frontale e posteriore, permettono un migliore accesso per l'igiene personale.

Raised toilet seat suitable for the majority of toilet bowls.
The ergonomically designed surface area of the seat reduces pressure offering increased user comfort.
The used material offers durability, strength and warmth.
Easy to clean, can be sterilized in autoclave.
The contoured seat incorporates both rear and frontal openings allowing greater access for personal hygiene.

ART 5010-5014



Alzawater con fermi laterali disponibile in due altezze:
cm 10 art. 5010
cm 14 art. 5014

Raised toilet seat.
Available in:
cm 10 item 5010
cm 14 item 5014

ART 5200

ACCESSORIO
Coperchio per
art. 5010
art. 5014

OPTIONAL
Cover seat for
item 5010
item 5014



ART 5100



Come accessorio opzionale è disponibile il bidet per alzawater, posizionabile sull'articolo 5010 -5014.

As an optional you can get the bidet. It can be fitted to item 5010 -5014.

ART 6012



Alzawater con braccioli, h. cm 12, meccanismo di bloccaggio centrale.
cm 12 art. 6012

Raised toilet with armrest.
Available in cm 12 highest.
cm 12 item 6012

MANIGLIE BARRE RIBALTABILI

HANDLES FOLDING BARS

BARRE RIBALTABILI IN ACCIAIO VERNICIATO

WALL MOUNTED LIFT-UP POWDER COATED STEEL

I maniglioni ribaltabili a muro in acciaio verniciato forniscono una buona superficie di presa e un alto livello di sicurezza. Si alzano e abbassano con estrema facilità per non essere di intralcio quando non in uso.


BARRA RIBALTABILE CON PORTAROTOLO / WITH PAPER TOILET SUPPORT

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
125 Kg	laccata bianca	R057	60 CM
		R058	70 CM
		R059	80 CM



BARRA RIBALTABILE SENZA PORTAROTOLO / WITHOUT PAPER TOILET SUPPORT

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
125 Kg	laccata bianca	R053	60 CM
		R054	70 CM
		R055	80 CM



L'installazione si effettua tramite viti posizionate sulla placca rettangolare. Si consiglia di posizionare le barre ribaltabili di fianco al wc o lavandino.

BARRE RIBALTABILI IN ACCIAIO INOX

WALL MOUNTED LIFT-UP INOX STAINLESS STEEL

I maniglioni ribaltabili a muro in acciaio INOX forniscono una buona superficie di presa e un alto livello di sicurezza. Si alzano e abbassano con estrema facilità per non essere di intralcio quando non in uso.

BARRA RIBALTABILE CON PORTAROTOLO / WITH PAPER TOILET SUPPORT

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
125 Kg	lucida	R097	60 CM
		R098	70 CM
		R099	80 CM



BARRA RIBALTABILE SENZA PORTAROTOLO / WITHOUT PAPER TOILET SUPPORT

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
125 Kg	lucida	R093	60 CM
		R094	70 CM
		R095	80 CM



L'installazione si effettua tramite viti posizionate sulla placca rettangolare. Si consiglia di posizionare le barre ribaltabili di fianco al wc o lavandino.

COMFORT, DESIGN E SICUREZZA NEL BAGNO

MANIGLIE IN ACCIAIO INOX WALL MOUNTED GRAB BAR INOX STAINLESS STEEL

Le maniglie in acciaio INOX forniscono un'ottima superficie di presa ed un alto livello di sicurezza. Le maniglie in acciaio inox combinano le loro caratteristiche di resistenza ed affidabilità nel tempo con un design da accessorio. Sono disponibili in diversi modelli e misure e con diverse angolazioni.

CORRIMANO ORIZZONTALE

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
150 Kg	lucida	R008	30 CM
		R009	45 CM
		R010	60 CM
		R076	70 CM
		R077	80 CM



CORRIMANO A 45°

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
150 Kg	lucida	R087	30 X 30 CM
		R088	45 X 45 CM



CORRIMANO A 90°

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
150 Kg	lucida	R089 (DESTRA)	30 X 60 CM
		R090 (SINISTRA)	30 X 60 CM



MANIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO WALL MOUNTED GRAB BAR POWDER COATED STEEL

Le maniglie in acciaio verniciato forniscono una buona superficie di presa e un alto livello di sicurezza. Sono disponibili in diversi modelli e misure con differenti angolature. La superficie liscia offre un prodotto con un design da accessorio. Il materiale con cui sono realizzate ne determina l'affidabilità e la resistenza.

CORRIMANO ORIZZONTALE

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
150 Kg	laccata bianca	R032	30 CM
		R033	45 CM
		R035	60 CM
		R036	70 CM
		R037	80 CM




CORRIMANO A 45°

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
150 Kg	laccata bianca	R047	30 X 30 CM
		R048	45 X 45 CM



CORRIMANO A 90°

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
150 Kg	laccata bianca	R049 (DESTRA)	30 X 60 CM
		R050 (SINISTRA)	30 X 60 CM



MANIGLIE IN PLASTICA RIGATA WALL MOUNTED RIBBED GRAB BAR

Le maniglie in plastica sono leggere e robuste, rappresentano un elemento chiave per la sicurezza nell'ambiente bagno. La superficie rigata delle maniglie offre un maggior grip e un'elevata sicurezza. Le maniglie rigate in plastica sono dotate di due anelli di copertura che nascondono le viti e proteggono l'utente in caso di contatti accidentali con le viti stesse.

CORRIMANO ORIZZONTALE

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
120 Kg	bianco rigato	R005	30 CM
		R018	40 CM
		R006	45 CM
		R007	60 CM



KIT SNODO MULTIFUNZIONALE IN PLASTICA DA MURO

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
120 Kg	bianco rigato	R025	Ø 8,5 X 8 CM



ANGOLARE DA MURO

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
120 Kg	bianco rigato	R026	Ø 8,5 X 7,5 CM




BARRA RIGATA

PORTATA MASSIMA	FINITURA	CODICE	LUNGHEZZA
120 Kg	bianco rigato	R027	26 CM
		R028	36 CM
		R029	41 CM
		R030	56 CM
		R031	100 CM



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE



LINEA TELI SALVAMATERASSO

MATTRESS COVERING

Il telo salvamaterasso ORIONE® è adatto a salvaguardare il materasso nelle degenze a letto di persone ammalate o per chi soffre di incontinenza o enuresi.

Il telo ORIONE® è disponibile in due versioni:

- lato **cotone rasato** + lato impermeabile (lato a contatto del materasso).

oppure


- lato in **cotone spugna** + lato impermeabile (lato a contatto del materasso).

Può sostituire l'uso di teli cerati o gommati. Adatto anche per uso ospedaliero, comunità etc.

Lavabile in lavatrice, si può stirare dal lato del cotone.

Può essere messo in autoclave max 80° p 1 atm interponendo tra i lati in PVC un lato in cotone.

The ORIONE® mattress covering can be ideal to preserve the mattress for bed recovering of ill people or people suffering of incontinency or enuresis. The ORIONE covering has a side in satin cotton for a better comfort and a side in waterproof resin (this side has to be placed on the mattress). This covering can substitute wax or rubber covering. It can be washed in the washing machine and the cotton side can be ironed.



LATO IMPERMEABILE
WATERPROOF SIDE

LATO IN COTONE / COTTON SIDE



VERSIONE COTONE RASATO

ART.	TAGLIE / SIZE CM
7000	70x50
7001	70x90
7002	70x140
7003	90x140
7004	90x230
7005	130x140
7006	140x230

VERSIONE SPUGNA COTONE

ART.	TAGLIE / SIZE CM
7021	70x90
7022	70x140
7023	90x140
7024	130x140
7025	140x230

LINEA ANTIACARO

ANTI-DUST MITE COLLECTION

COSA SONO GLI ACARI

Sono dei piccolissimi ragnetti invisibili ad occhio nudo che provocano, attraverso gli enzimi delle loro feci, patologie di tipo allergico all'apparato respiratorio.

Provocano: asma, eczemi, riniti allergiche coinvolgendo oramai il 20% della popolazione occidentale. Gli acari si annidano particolarmente nel letto (**materasso e cuscino**) dove trovano le condizioni ideali per il loro sviluppo.


Temperatura costante, umidità garantita dalla traspirazione del nostro corpo, assenza di luce solare e soprattutto cibo (le minuscole squamature che si staccano dalla nostra cute per lo sfregamento contro le lenzuola, più la forfora) sono sufficienti a nutrire mille acari per un mese!!

Le fodere antiacaro ORIONE non contengono coloranti, colle od altri additivi e non sono sottoposte a trattamenti chimici di impregnazione.

Sono confezionate con cerniera e quest'ultima è cucita in modo da non interrompere la barriera agli acari.

In questo modo il materasso o cuscino sono avvolti e sigillati completamente.

La linea ORIONE ANTI-ACARO utilizza due tipi di tessuto completamente differenti ma altrettanto efficaci: il TESSUTO IN TNT ed il TESSUTO IN MICROFIBRA.



ORIONE dust mite covers (mattress and pillow) protect against mould, moths and micro organism. A perfect barrier against dust mites and their allergens. Maximum breathability. No chemical treatments Zipper closure. Available in two versions of fabric: New microthread material (10 years guaranteed), and TNT fabric.



LINEA ANTIACARO IN TESSUTO TNT

Le fodere antiacaro della linea ORIONE in tessuto 100% superfibre di poliestere è realizzato con fiocchi di fibra finissimi che, sovrapposti uno sull'altro in ogni direzione, formano una speciale trama invalicabile agli acari e ai loro allergeni.

TESSUTO TNT

ART.		MISURE
7013	FEDERA CUSCINO	cm 50x75
7010	COPRIMATERASSO SINGOLO	cm 200x90x20
7011	COPRIMATERASSO 1 piazza e ½	cm 200x135x20
7012	COPRIMATERASSO MATRIMONIALE	cm 200x170x20



LINEA ANTIACARO IN TESSUTO MICROFIBRA

Le fodere antiacaro in tessuto 100% microfibra sono realizzate con MICROFIBRE estremamente sottili che permettono di ottenere più di 1.000.000 di microfilamenti per metro quadro. Questi microfilamenti sovrapposti uno sull'altro in ogni direzione formano una speciale trama che garantisce un'efficace barriera invalicabile contro gli acari e loro allergeni.

TESSUTO POLIESTERE

ART.		MISURE
7033	FEDERA CUSCINO	cm 50x75
7030	COPRIMATERASSO SINGOLO	cm 200x90x20
7031	COPRIMATERASSO 1 piazza e ½	cm 200x135x20
7032	COPRIMATERASSO MATRIMONIALE	cm 200x170x20



GUANCIALE ORTOPEDICO CERVICALE CERVICAL ORTOPHAEDIC PILLOW



PARTICOLARE INTERNO DEL CUSCINO

DORMIRE SANO, DORMIRE BENE

Dormire sano, dormire bene, è possibile grazie ad un guanciale anatomico che si adatti in modo fisiologico alla colonna vertebrale. I guanciali normali sono spesso troppo morbidi, altri risultano troppo rigidi ed inoltre, durante il sonno vengono schiacciati dal peso della testa, cambiando forma.

La conseguenza immediata è una posizione innaturale che, non permettendo lo scarico delle tensioni muscolari, accentua i problemi di dolori cervicali e dorsali.

Dormendo con il guanciale ORIONE® la nuca appoggia correttamente nello speciale incavo, facendo assumere al collo ed alla colonna vertebrale una giusta posizione, a chi dorme di lato oppure supino. (vedi illustrazione)

La struttura interna è realizzata in Heliocel®, uno speciale tipo di poliuretano traspirante, lavabile ed anallergico, indeformabile, prodotto con trattamento batteriostatico e fungostatico actifresh®. La fodera è in puro cotone 100%.

La confezione sottovuoto riduce il volume d'ingombro senza alterare la qualità dei materiali e garantendo l'igiene del prodotto.

SLEEP HEALTHY, SLEEP WELL

Sleep healthy, sleep well is possible thanks to an anatomic pillow, which is physiologically suitable for the spine. The normal pillows are often too soft, others are too hard and besides, during sleep are crushed by the head weight and they change shape. The immediate consequence is an unnatural position that doesn't allow downloading the muscular tensions and accentuating cervical and dorsal problems. By using the ORIONE pillow, the nape leans in a correct position thanks to the special hollow and so the neck and the spine assume the right position when we sleep on our side or on our back. (see picture). The internal structure is in Heliocel, a special type of perspiring polyurethane, which can be washed, it is hypo allergic, keeps its shape and it is manufactured with bacteria static and fungus static actifresh. The pillow cover is 100% pure cotton.



The vacuum pack saves on space without altering the quality of fabric and guarantees the product's hygiene.

ART 1111

FODERA
PILLOW COVER

IMBOTTITURA
PADDING

STRUTTURA SOSTEGNO
STRUCTURE SUPPORT



Il guanciale ortopedico Orione® si adatta alle caratteristiche anatomiche individuali.

Realizzato con una particolare struttura interna di sostegno a doppia altezza e con un profilo diversificato sui due lati.

Antiallergico in confezione igienica sottovuoto indeformabile.

The ORIONE® orthopaedic pillow is suited to each person anatomic features. It is manufactured with a particular support inside with a double height and a diversified profile on both sides. It is hypo allergic and anti mite and it comes in an indestructible vacuum pack.

PIGIAMA SANITARIO

SANITARY PYJAMAS

Indicati per le persone non autosufficienti, per gli anziani, allettati di lunga degenza e per tutte le patologie che provocano insofferenza agli indumenti o ai pannoloni (Alzheimer, demenza senile, disturbi psichici).

Dotati di pratiche aperture posteriori con cerniera per consentire le operazioni di igiene e facile cambio del pannolone senza dover sfilare il pigiama stesso.

Le cerniere sono applicate in modo da ridurre i punti di pressione o arrossamenti. Non permettono al paziente che ha insofferenza agli indumenti di togliersi o aprirsi il pigiama.

Disponibili 2 modelli - unisex

ART 7888

Modello con inserto in vita, polsini e caviglie in maglino elasticizzata. Apertura posteriore sino alla coscia con unica cerniera apribile nei due sensi.



1 APERTURA UNICA NEI 2 SENSI / ONE ZIP-TWO WAY

PESO KG.	ALTEZZA				
	CM 145/155	CM 150/160	CM 160/170	CM 170/180	CM 180/190
KG 40/50	XS	XS	S	S	M
KG 50/60	XS	S	S	M	M
KG 60/70	S	S	M	M	L
KG 70/80	M	M	M	L	XL
KG 80	M	L	L	L	XL

Specially recommended for disabled people, elderly people, long term patients or person suffering mental diseases.

Rear zip fastener can be opened for change adult diaper without taking off pyjamas and do not allow patient to slip out diaper.

Two models available - unisex

ART 7889

Polsi e caviglie con inserto elasticizzato. 1 apertura posteriore per il dorso. 1 apertura sulle gambe da caviglia a caviglia.



2 APERTURE SEPARATE / TWO SEPARATE ZIP

ART	TAGLIE / SIZE					COLORE / COLOUR
7888	XS	S	M	L	XL	
ART	TAGLIE / SIZE					COLORE / COLOUR
7889	XS	S	M	L	XL	



PALLINA RIABILITATIVA REHABILITATION BALL

Le palline riabilitative ORIONE® in gel polimero sono piacevoli al tatto e resistenti nel tempo.

Sono ideali per :

- » Rafforzare muscoli mano, dita, avambraccio.
- » Esercizi di riabilitazione.
- » Aumentare la presa della mano nell'attività sportiva.
- » Anti-stress.

It can be used for every stage of:

- » Hand and fingers rehabilitation
- » Sports strength training
- » Stress reduction

Sono disponibili in 3 differenti densità
Available in 3 different densities



ESPOSITORE



BANDE ELASTICHE PER RIABILITAZIONE E FITNESS ELASTIC TRAINING BAND FOR FITNESS

Le fasce elastiche ORIONE BODY BAND sono utilizzate in svariati esercizi riabilitativi e per il fitness.

Disponibili in vari modelli di resistenza e lunghezza.

La resistenza della banda è definita in base alla sua estensione percentuale.

Elastic training band for fitness, sport training, rehabilitation and therapy.

Available in 4 different level of resistance (light – medium – medium strong – strong) and 3 different length (2,5 meters x 14,5 cm – 5,50 meters x 14,5 cm – 25 meters x 14,5 cm).

Very high quality product.



TENSIONE

LEGGERA / LIGHT

MEDIA / MEDIUM







MEDIA-FORTE /
MEDIUM STRONG

FORTE / STRONG



ART.

TENSIONE

7746	Banda elastica body band mt 2,50 x 14,5 cm	LEGGERA	Gialla	
7747	Banda elastica body band mt 2,50 x 14,5 cm	MEDIA	Rossa	
7748	Banda elastica body band mt 2,50 x 14,5 cm	MEDIA FORTE	Verde	
7749	Banda elastica body band mt 2,50 x 14,5 cm	FORTE	Blu	
7752	Banda elastica body band mt 5,50 x 14,5 cm	LEGGERA	Gialla	
7753	Banda elastica body band mt 5,50 x 14,5 cm	MEDIA	Rossa	
7754	Banda elastica body band mt 5,50 x 14,5 cm	MEDIA FORTE	Verde	
7755	Banda elastica body band mt 5,50 x 14,5 cm	FORTE	Blu	
7757	Banda elastica body band mt 25 x 14,5 cm	LEGGERA	Gialla	
7758	Banda elastica body band mt 25 x 14,5 cm	MEDIA	Rossa	
7759	Banda elastica body band mt 25 x 14,5 cm	MEDIA FORTE	Verde	
7760	Banda elastica body band mt 25 x 14,5 cm	FORTE	Blu	



flexyfoot

semplicemente geniale

PUNTALE AMMORTIZZATO SNODABILE PER STAMPELLE E BASTONI



Flexyfoot è un nuovo concetto studiato appositamente per utilizzatori di stampelle, grucce, bastoni, tripodi etc. Aumenta la presa su ogni tipo di terreno anche sconnesso, suolo, pavimento, scale. Grazie allo speciale ammortizzatore incorporato e snodabile a 360°, assorbe impatti e shock in maniera duratura, evitando di trasferire sull'utilizzatore gli impatti. Diminuisce drasticamente il dolore a mani, polsi, braccia e spalle. L'ammortizzatore snodato permette di adattarsi automaticamente all'angolo di appoggio con il terreno massimizzando la zona di contatto. Di conseguenza l'appoggio e la presa sul suolo aumentano. Permette la rotazione della stampella a 360° senza attrito sul terreno diminuendo così le tensioni ed il carico sulle articolazioni. La base di appoggio è realizzata con una particolare miscela per una maggiore durata rispetto ai puntali tradizionali. Flexyfoot viene usato in sostituzione dei normali puntali, ed è di facilissima installazione (è sufficiente rimuovere i normali puntali d'appoggio e sostituirli con Flexyfoot).



Come funziona flexyfoot


Flexyfoot è un particolare ammortizzatore ad aria brevettato, sigillato ermeticamente per impedire la fuoriuscita dell'aria quando viene compresso. Il materiale utilizzato è un polimero che garantisce un assorbimento costante e durevole nel tempo.

PUNTALE

È realizzato con un materiale ad alta aderenza e studiato per avere una maggiore durata rispetto ai puntali tradizionali. Il particolare disegno aiuta a mantenere il puntale pulito. Quando il puntale è consumato si svita facilmente senza nessun attrezzo e si sostituisce con uno nuovo. Non è necessario sostituire tutto Flexyfoot ma solamente il puntale (ART 7070).

MISURE

Flexyfoot è disponibile in 3 misure. Per scegliere la misura corretta occorre semplicemente misurare il diametro dell'ausilio utilizzato.



ART 7016

S	Ø mm 16	M	Ø mm 19	L	Ø mm 22
1 PEZZO - 1 PIECE					

Disponibile ricambio puntale art. 7070

BENACTIV®

PRODOTTI SNELLENTI ANTICELLULITE ANTI-CELLULITIS PRODUCTS



La cellulite è un problema?

La cellulite è un disturbo che colpisce il 90% delle donne ed ha origine in un problema circolatorio.

La conseguenza è un aumento dell'accumulo dei liquidi e l'antiestetico effetto della pelle a buccia d'arancia.

Esistono delle soluzioni?

Un aiuto viene dall'utilizzo di un metodo scientifico efficace che si realizza attraverso l'azione termoterapica di micromassaggio che combatte con evidenti risultati la formazione degli accumuli di tessuto adiposo.

C'è tecnologia nell'azione di BENACTIV®?

La speciale composizione del tessuto a triplo strato effettua un'azione di aumento del calore locale sulla zona interessata e contemporaneamente esercita un micromassaggio costante ottenendo così il giusto effetto terapeutico.

I benefici effetti di BENACTIV®

Studi clinici dimostrano che il trattamento iniziale prevede l'utilizzo costante quotidiano (circa 8 ore al giorno) di BENACTIV® per almeno 2 mesi. Già dopo questo periodo si producono visibili effetti nel 95% dei casi. Al fine di ottenere migliori risultati si consiglia di indossare il capo durante il giorno, in modo da abbinare i benefici effetti ai movimenti naturali.

Quando utilizzare BENACTIV®?

Gli specialisti consigliano di usare con costanza BENACTIV®, per un periodo di almeno 2 mesi, al termine del quale sarà possibile apprezzare il miglioramento dell'aspetto della pelle e la riduzione dei cuscinetti adiposi localizzati. Si consiglia di indossare BENACTIV® a diretto contatto della pelle.

1. TESSUTO ESTERNO

Il tessuto esterno di BENACTIV®, grazie alla speciale struttura a trama particolarmente elastica, si modella aderendo perfettamente al corpo. La pressione costante ed uniforme su tutta la superficie, contribuisce a migliorare la microcircolazione superficiale del sangue e ripristinare il corretto funzionamento delle cellule.

2. STRATO IN PURO LATTICE DI GOMMA

Lo strato centrale dello speciale tessuto BENACTIV® è formato da puro lattice di gomma. Grazie alla combinazione del semplice movimento corporeo, abbinato al naturale aumento della temperatura nei punti interessati, si intensifica lo scambio cellulare e si aumenta la circolazione sanguigna.

3. COTONE INTERNAMENTE

La speciale composizione del tessuto a triplo strato è stata ideata in modo da fare aderire alla pelle lo strato in puro cotone, garantendo perfetta igiene. Inoltre, grazie all'azione di mobilitazione dei depositi di grasso, svolta dagli strati più esterni del tessuto, che agiscono su tali accumuli, si favorisce l'eliminazione delle sostanze tossiche che vengono subito assorbite dallo strato interno in cotone.

Benactiv slimming products are an effective help for those people who want to loose the superfluous and unaesthetic kilograms.

It carries out its action through a thermotherapeutic micromassage, that fights the forming of masses of adipose tissue.

In other words, the BENACTIV® slimming products causes an intense sweating and helps to void the toxins.

WHAT'S NEW WITH BENACTIV® ACTION ?

BENACTIV® is made of a special threefold layered stuff which carries out its action through a thermotherapeutic micromassage, that fights the forming of adipose tissue masses.

1. OUTSIDE TISSUE

The BENACTIV® outside tissue is particularly elastic and it adheres perfectly to the body.

The constant pressure helps to increase blood circulation.

2. CENTRAL LAYER

A natural latex central layer that causes an intense sweating and helps to void the toxins.

3. COTTON INSIDE

Cotton inner side for a better absorption of the sweating.



The making-up in a single piece without side-sewing, allows the close-fitting girdle to be also worn underneath the clothes, during the normal daily activities. The result is an improved possibility to make movements and a better comfort.

- Firmly support.

- Retains body heat to warm muscles.

- It helps to prevent injuries and muscles sprains.

- Unisex products.



La termografia mostra l'aumento della temperatura sull'epidermide della gamba ricoperta da BENACTIV®. Thermography reveals the increase in temperature on the epidermis of a leg covered with BENACTIV®.

ART 8000



Bermuda sportivo anticellulite.

Anti-cellulitis sport pants.



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

2°	68-72	4°	78-82	6°	89-94
3°	73-77	5°	83-88	7°	95-100



ART 8777



Pantaloncino (sopra ginocchio) anticellulite.

Anti-cellulitis pants (over knee).



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

3°	73-77	5°	83-88	7°	95-100
4°	78-82	6°	89-94		

ART 8282

Guaina (sopra ginocchio) alta sotto seno con zip.

Anti-cellulitis girdle with zip (under breast high).



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

2°	68-72	4°	78-82	6°	89-94
3°	73-77	5°	83-88	7°	95-100



ART 8889



Pantaloncino (sotto ginocchio) anticellulite.

Anti-cellulitis sport pants (long).



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

2°	68-72	4°	78-82	6°	89-94
3°	73-77	5°	83-88	7°	95-100



ART 8188

Fascia dimagrante unisex.

Unisex slimming belt.



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

TAGLIA UNICA / ONE SIZE



ART 8185

Cintura steccata unisex. Supporto termo dinamico.

Unisex slimming belt (4 stays support).



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

S	68-80	L	94-106
M	81-93	XL	107-119



PRODOTTI SNELLENTI SLIMMING PRODUCTS

SHAPE

ART 8060



I PRODOTTI **SHAPE** BENACTIV
MASSAGGIANO
E MODELLANO LA FIGURA

Il tessuto ha una particolare trama che svolge un delicato micromassaggio utile contro gli inestetismi della cellulite. Il micromassaggio è costante, leviga la pelle, favorisce la circolazione, aiuta e favorisce il drenaggio di liquidi e tossine diminuendo gli accumuli adiposi. Il disegno del tessuto incorpora delle bande elastiche a compressione differenziata che garantiscono un effetto push-up e modellante. La trama del tessuto garantisce una buona traspirazione mantenendo la pelle asciutta.

Modello gamba corta.
Short leg model.



ART 8060 - 8061

TAGLIE / SIZE

S/M 38-42 L/XL 48-52
M/L 44-46

COLORE / COLOUR



ART 8061



MICROMASSAGE PUSH-UP EFFECT
Shorts with massage and shaping +
push-up effect.

The particular elastic tissue is characterized by small relieves making a soft micromassage. Benactiv Shape products are highly elastic and adhere perfectly to the body. The constant pressure with micromassage helps improving blood circulation and reducing the accumulation of fat deposit and the unaesthetic cellulitis problems. The incorporated elastic bands produce a push-up and shaping effect.

Modello gamba lunga.
Long leg model.



EFFETTO TRASPIRANTE



BREATHING EFFECT

DISEGNO ESTERNO
TESSUTO



DISEGNO INTERNO
TESSUTO





Jolie
maman[®]

**CORSETTERIA PRE
& POST PARTO
PRE AND POST
PREGNANCY CORSETRY**

GUAINETTE PRE PARTO MATERNITY GIRDLES





CARTELLO VETRINA / DISPLAY

ART 1410



Pratica cintura regolabile pre parto. Si indossa e si toglie senza bisogno di spogliarsi. Si può indossare sopra o sotto la biancheria intima. Ampia possibilità di regolazione: studiata per crescere con la pancia. Sostiene delicatamente senza comprimere. Aiuta contro i dolori di schiena dovuti alla gravidanza.

Maternity support. To relieve and stabilize the back. Help against back pain.



TAGLIE / SIZE

S	68-77	L	88-97
M	78-87	XL	98-107

COLORE / COLOUR



ART 1429



Guainetta per gestante in tessuto di puro cotone elasticizzato.

Maternity girdle in pure cotton elastic fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85
3°	70	5°	80		

COLORE / COLOUR



ART 1430



Guainetta per gestante realizzata interamente in tessuto di puro cotone elasticizzato.

Maternity girdle in elastic pure cotton fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85
3°	70	5°	80		

COLORE / COLOUR



ART 1426



Guainetta per gestante realizzata interamente in tessuto di puro cotone elasticizzato, dalla linea giovane e piacevole.

Maternity girdle in pure cotton elastic fabric.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85
3°	70	5°	80		

COLORE / COLOUR



ART 1400



Guainetta per gestante in cotone con fascia di sostegno. Modello senza copripancia.

Maternity girdle in pure cotton with a supporting band.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85
3°	70	5°	80		

COLORE / COLOUR



REGGISENO PRE PARTO MATERNITY BRA

ART 2130



Reggiseno per gestante studiato per assecondare la naturale crescita del seno, sostenendolo e modellandolo. Impreziosito da pizzo elasticizzato sulle coppe.

Maternity bra designed to fit the growing breasts by supporting it.



TAGLIE / SIZE

2°	73-77	4°	83-87	6°	93-97
3°	78-82	5°	88-92		


COPPA / CUPS

COLORE / COLOUR

B



REGGISENI ALLATTAMENTO NURSING BRAS




SI - YES



NO

- A Spallina larga e regolabile per non segnare la pelle.
- B Orlo in pizzo elastico sulle coppe.
- C Fascia alta in cotone elastico, per un migliore sostegno. Regolabile sul dorso.
- D Decoltè con taglio coppe alto.
- E Parte coppa inferiore in doppio tessuto.
- F Pratica apertura/chiusura coppa; si può aprire con una mano sola.
- G Triangolo di rinforzo in tessuto elastico.



- A Wide and adjustable strap to avoid marking the skin
- B Lace elastic hem on the cups.
- C Elastic cotton band for a better support. Adjustable on the back.
- D High cup cleavage.
- E Lower cup side in double cloth
- F Practical opening/closing cup; it can be open with one hand.
- G Reinforced triangle in elastic fabric.

Tutti i reggiseno per allattamento Jolie Maman®, hanno le coppe che si possono aprire singolarmente, con una mano sola dando il giusto sostegno.

All the Jolie Maman® nursing bras have got cups that can be open singularly and so they give the right support. Can be opened with one hand.

ART 2222



Reggiseno per allattamento in cotone. Leggero ed estensibile con fascia di sostegno e coppe apribili separatamente e con una mano sola.

Cotton nursing bra. Light and extendible with a supporting band and fitted cups that can be opened with one hand.



TAGLIE / SIZE

2°	73-77	4°	83-87	6°	93-97
3°	78-82	5°	88-92	7°	98-102

COPPA / CUPS

B / C

COLORE / COLOUR



ART 2229



Reggiseno per allattamento in cotone. Leggero ed estensibile con coppe apribili separatamente e con una mano sola.

Cotton nursing bra. Light and extendible with a supporting band and fitted cups that can be opened with one hand.



TAGLIE / SIZE

2°	73-77	4°	83-87	6°	93-97
3°	78-82	5°	88-92	7°	98-102


COPPA / CUPS

B / C

COLORE / COLOUR



ART 2223



Reggiseno per allattamento in microfibra con coppe preformate senza cucitura. Perfetta vestibilità e sostegno. Coppe apribili separatamente. Disponibile sino alla coppa D.

Micro fibre nursing bra. Perfect fit and support. Separated open cups. Available up to cup D.



TAGLIE / SIZE

2°	73-77	4°	83-87	6°	93-97	8°	103-108
3°	78-82	5°	88-92	7°	98-102		

COPPA / CUPS

B/C (2° - 8°)

D (2° - 7°)

COLORE / COLOUR



GUAINETTE POST PARTO

POST PARTUM GIRDLES



CARTELLLO VETRINA / DISPLAY

ART 1516



Mutandina post-parto.
Aiuta a recuperare la figura.
Realizzata in seamless senza cuciture.

Post natal brief.
Tummy firming support to assist
recovery of figure.
Seamless "soft fell" microfibre design.



TAGLIE / SIZE

S	55-65	L	75-85
M	65-75	XL	85-100

COLORE / COLOUR



ART 1515



Guainetta post-parto.
Possibilità di regolare la contenitività
tramite la regolazione del rinforzo della
parte anteriore.

After child birth girdle.
Possibility to adjust the support through
the front side.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85
3°	70	5°	80	7°	90

COLORE / COLOUR



ART 1570



Guainetta post-parto. Aiuta a recuperare
l'elasticità dei tessuti. Sostiene addome,
ventre e schiena rendendo la figura più
snella.

After childbirth girdle. They helps to
regain the tissues elasticity. They
supports the abdomen, the stomach
and back and helps to get the figure
back.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85
3°	70	5°	80		

COLORE / COLOUR



ART 3030



Cintura post-parto con morbida spugna di cotone all'interno.

Post childbirth belt with a soft terry cotton inside.



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



ART 3042



Guaina in tessuto elastico contenitivo. Aiuta a riacquistare rapidamente la forma.

Elastic support girdle. It helps regaining the figure quickly.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85	8°	95
3°	70	5°	80	7°	90		

COLORE / COLOUR



ART 1524



Guaina post-parto in tessuto contenitivo, studiata appositamente per la donna che vuole ritornare in forma. Grazie alle due chiusure laterali regolabili su sei posizioni differenti, permette un utilizzo prolungato nel tempo.

Elastic support girdle; this is designed especially for the women who wants to regain their figure. Thanks to the two laterals closing, adjustable on six positions, it allows a longer use.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75
3°	70	5°	80

COLORE / COLOUR



ART 1500



Slip monouso permette un'ottima traspirazione. Ideale da usare con medicazioni ed assorbenti. Confezione da 4 pezzi.

Disposable briefs with a great perspiration. Each box contains 4 pcs.



TAGLIE / SIZE

M
XL

COLORE / COLOUR



urania®

CORSETTERIA CLASSICA CLASSIC CORSETRY



ART 2785



Body in cotone elasticizzato.
Coppe in pizzo con rinforzo sottoseno
imbottito in cotone.
Pattina apribile.

Stretch cotton corset
Cup lace support underbust cotton padded.
Opening cotton flap.



TAGLIE / SIZE

2°	75	4°	85	6°	95
3°	80	5°	90		

COPPA / CUPS COLORE / COLOUR

B



ART 2784



Body in tessuto operato.
Chiusura con cerniera e
agganciatura interna. Inserto
frontale in raso.
Coppe in pizzo e charmense
con rinforzo sottoseno
imbottito in cotone.
Pattina apribile foderata in
cotone.

Textured fabric (embroidered
corset)
Frontal closure with hooks
and zip
Satin front panel
Cup lace underbust support
Opening cotton flap



TAGLIE / SIZE

3°	80	5°	90	7°	100
4°	85	6°	95		

COPPA / CUPS COLORE / COLOUR

B / C



ART 1836



Mutandina con gamba inserto in raso Lycra, finiture in pizzo elastico, pattina in cotone.

Firm control long leg briefs with a satin Lycra front panel, elastic lace trim and cotton flap.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85
3°	70	5°	80	7°	90

COLORE / COLOUR



ART 3018



Elegante guaina slippino in morbido tessuto elastico.
Plastron in raso Lycra estensibile nel senso longitudinale, pattina di cotone incorporata.

Elegant girdle in a soft elastic fabric. Extendable front satin panel in the longitudinal side. Fitted cotton pad.



TAGLIE / SIZE

2°	65	4°	75	6°	85	8°	95	10°	105
3°	70	5°	80	7°	90	9°	100		

COLORE / COLOUR



ART 2800



Il morbido cuscinetto in gel da inserire tra la spallina del reggiseno e la pelle, aiuta a ridistribuire la pressione delle spalline. Evita fastidiosi sfregamenti ed arrossamenti della pelle.
Massimo comfort e praticità d'uso.
Pratico e facile da indossare.
Molto sottile non si vede sotto i vestiti.
Piacevole al tatto e sulla pelle.

Silicone gel insert for bra shoulder straps that provides maximum comfort and pressure relief.



TAGLIA UNICA / ONE SIZE	COLORE / COLOUR
1 PAIO / 1 PAIR	



KETTLER

Kettler è riconosciuto in tutto il mondo come il n°1 nel settore home fitness e attrezzature sportive.

Nata nel 1949, il marchio tedesco è cresciuto sino a diventare una prestigiosa multinazionale presente in più di 80 paesi e con circa 2500 dipendenti. Alla base della filosofia produttiva Kettler vi è la qualità e l'innovazione dei prodotti.



TOORX

TOORK - EVERFIT marchio distribuito in più di 30 nazioni con una gamma completa di attrezzi di qualità e affidabili contrassegnati da un look innovativo e tecnologico.



Per entrambi i marchi, particolare attenzione è dedicata all'imballo, al fine di garantire l'arrivo del prodotto integro a destinazione. Assistenza e garanzia post vendita estremamente competente ed efficace.



RICHIEDERE CATALOGO A PARTE



Espositore legno Okped
71X180X52 CM



Da banco in legno Okped
41X61X25 CM



Soletta extrafine donna
26X42X24 CM



Soletta diabetic care
26X42X24 CM



Soletta carboni
26X42X24 CM



Soletta clorofilla
26X42X24 CM



Soletta lana
26X42X24 CM



Soletta in gel polimero
26X42X24 CM



Calzino riposante
26X42X24 CM



Mini cuscinetti invisibili
24X34X20 CM



Mini cuscinetti invisibili
24X34X20 CM



Cuscinetto per spallina
15X38X20 CM



Pressore epicondilita
21X43X24 CM



Pallina riabilitativa
17X22X13 CM



Cavigliere
Cartello vetrina 30x42 cm



Ginocchiere
Cartello vetrina 30x42 cm



Raddrizza spalle
Cartello vetrina 30x42 cm



Reggiseno raddrizza spalle
Cartello vetrina 30x42 cm



Generale Okped
Cartello vetrina 30x42 cm



Scarpe post operatorie
Cartello vetrina 30x42 cm



Corsetti - fasce
Cartello vetrina 60x42 cm



Slip ernia - slip contenitivo
Cartello vetrina 60x42 cm


























































































































































Generale Jolie maman
Cartello vetrina 64x42 cm























































Pressore epicondilita
Cartello vetrina 40x30 cm

ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO DISPONIBILE A RICHIESTA.

ART 77  A935678971	ART 103  900151578	ART 151  935696979	ART 250  903680421	ART 357  938076282
ART 78  A935679011	ART 105  930266604	ART 152  905502148	ART 251  A933203857	ART 400  900675277
ART 79  A935679050	ART 106  903200069	ART 153  932167505	ART 300  939982029	ART 401  909925442
ART 81  A934313836	ART 107  900151616	ART 154  904438761	ART 301  904458318	ART 402  909925531
ART 82  A934313875	ART 108  900151667	ART 155  932644216	ART 302  908781634	ART 403  909926192
ART 83  A934313913	ART 109  937478978	ART 158  935131538	ART 304  900600420	ART 404  900762586
ART 84  A934313949	ART 110  938350156	ART 159  935131615	ART 307  908779554	ART 405  901187815
ART 88  901273449	ART 113  905082184	ART 200  900762550	ART 309  908780467	ART 406  931781165
ART 90  908788906	ART 116  904093236	ART 202  908779352	ART 311  909368351	ART 408  907169977
ART 94  937479020	ART 117  934132248	ART 203  A903484552	ART 313  908776952	ART 409  931780922
ART 95  930266630	ART 119  904730367	ART 210  934404880	ART 316  908777030	ART 410  902901255
ART 96  935131437	ART 120  902428580	ART 212  935341863	ART 318  904458700	ART 411  909925632
ART 97  A935131464	ART 121  902435662	ART 221  A934778059	ART 319  908781673	ART 412  909925721
ART 98  A935131490	ART 123  902503768	ART 225  A935341901	ART 350  909321580	ART 421  909925810
ART 99  904297761	ART 124  A933009882	ART 229  904094048	ART 351  909925240	ART 422  909925998
ART 100  900151489	ART 125  A933009918	ART 240  939282998	ART 352  909925594	ART 444  904323704
ART 101  900151515	ART 126  A933009944	ART 241  905507717	ART 353  909925772	ART 445  A933632667
ART 102  900151541	ART 150  902575543	ART 242  A933203806	ART 354  909926127	ART 470  A933420349

ART 471  A933420352	ART 1010  909927840	ART 2222  909232908	ART 3080  904324694	ART 5100  903767883
ART 501  902131933	ART 1012  909927853	ART 2223  904323779	ART 3081  A934031283	ART 5200  A933203857
ART 504  908778374	ART 1111  901462453	ART 2229  901495313	ART 3083  A933154155	ART 5240  931097467
ART 508  938713308	ART 1400  904654819	ART 2784  932220700	ART 3085  A934031360	ART 5250  931097479
ART 510  908777485	ART 1410  905377242	ART 2785  932220597	ART 3087  A935341990	ART 5260  931097481
ART 515  908788577	ART 1426  904297660	ART 2800  937496584	ART 3089  A935342042	ART 5708  931781013
ART 536  908760390	ART 1429  901462388	ART 3016  902504950	ART 3090  909418776	ART 5709  931781088
ART 555  A935251266	ART 1430  908655412	ART 3018  909224091	ART 3091  909418826	ART 6012  932208984
ART 556  A935251355	ART 1500  902575669	ART 3023  908782105	ART 3097  A933930772	ART 7000  900180516
ART 560  930047408	ART 1515  902028861	ART 3024  902490248	ART 3099  905040729	ART 7001  900180528
ART 601  901825531	ART 1516  939981914	ART 3027  908778071	ART 3333  901137430	ART 7002  900180542
ART 602  901825618	ART 1524  909233773	ART 3028  908776812	ART 3344  907170260	ART 7003  900180555
ART 611  901825733	ART 1570  909369023	ART 3030  908756733	ART 3345  906148541	ART 7004  900180581
ART 612  901825947	ART 1836  909230587	ART 3040  909368250	ART 3500  A934031168	ART 7005  900180593
ART 621  901826053	ART 2008  909927865	ART 3041  902131857	ART 4104  939674507	ART 7006  900180631
ART 622  901826469	ART 2010  909925265	ART 3042  909224394	ART 4119  939674545	ART 7010  931781278
ART 631  900943174	ART 2012  909925277	ART 3055  A934498268	ART 5010  903767820	ART 7011  931781292
ART 1008  909927826	ART 2130  909223226	ART 3079  905900888	ART 5014  903767871	ART 7012  931781304

ART 7013  937781266	ART 7753  931347215	ART 9108  901542326	ART G100  904092210	ART G207  932125596
ART 7016  931080408	ART 7754  931347227	ART 9110  901542353	ART G101  904092487	ART G208  932125634
ART 7021  933449163	ART 7755  931347239	ART 9118  905378941	ART G102  904092525	ART G222  931972374
ART 7022  933449187	ART 7757  931347241	ART 9191  901273666	ART G103  932122878	ART G223  931972347
ART 7023  933449199	ART 7758  931347254	ART 9292  901273704	ART G104  904092552	ART G224  A934459126
ART 7024  933449201	ART 7759  931347266	ART 9333  901811810	ART G105  904092792	ART G225  A934459138
ART 7025  933449213	ART 7760  931347278	ART 9336  931380974	ART G106  904092842	ART G226  A934459140
ART 7030  931781328	ART 7888  934508490	ART 9338  935342131	ART G107  A933009856	ART G250  931972158
ART 7031  931781342	ART 7889  935241188	ART 9340  A935272625	ART G110  A933009870	ART G251  931972020
ART 7032  931781355	ART 8000  901360154	ART 9341  A935272652	ART G111  931972412	ART G253  A935576215
ART 7033  931781316	ART 8060  930266655	ART 9494  902543848	ART G115  904093857	ART G255  A935223800
ART 7070  931080459	ART 8061  930266743	ART 9595  902543848	ART G118  932124009	ART G800  938073792
ART 7746  931347153	ART 8185  907170120	ART 9696  905901056	ART G201  904093097	ART G801  938075025
ART 7747  931347165	ART 8188  901360382	ART 9797  931781227	ART G202  904093945	ART G802  938075037
ART 7748  931347177	ART 8282  907170068		ART G204  A933009843	
ART 7749  931347189	ART 8777  907170005		ART G205  932123401	
ART 7752  931347203	ART 8889  901811632		ART G206  932122981	



The company is certified with ISO 13485 and ISO 9001



Gli articoli Saftte sono marchiati CE ove richiesto

Gli articoli riportano le taglie e le misure corrispondenti.
La parte evidenziata nella tabellina indica le taglie a richiesta.

Esempio

TAGLIE / SIZE									
2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110	10°	116-120
3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	9°	111-115		

La Saftte si riserva di apportare in qualunque istante modifiche,
sostituzioni o eliminazioni dei prodotti rappresentati.
Vietata la riproduzione parziale o totale.

IL PRESENTE CATALOGO È RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE




MADE IN ITALY

TEXTILE ORTHOPAEDICS ITEMS
SINCE 1926

VEDI IL VIDEO
WATCH THE VIDEO
REGARDER LE VIDEO
VER VIDEOS
VIDEOS ANSEHEMEN



SAFTE S.p.A. - Via Adamello 13 - 10093 Collegno (TO) - Italy
Tel. (+39) 011 403 81 11 - Fax (+39) 011 403 81 26
www.safte-italia.com e-mail: info@safte.it



P. 165