

EuroTec



## Stoma-Büchlein



# EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, Ihnen unser neues Stoma-Büchlein zu überreichen. Sie finden hier zahlreiche neue Produkte sowie Produktverbesserungen. EuroTec entwickelt und produziert in den Niederlanden hochwertige Produkte, um das Leben mit einem Stoma so angenehm wie möglich zu machen. Sie finden in diesem Büchlein Produkte, die kombinierbar sind mit denen anderer Hersteller, und auch Zubehörprodukte, die niemand anders hat. Die Stoma-Therapeuten, die EuroTec gegründet haben, können auf mehr als 30 Jahren Betreuung von Stomapatienten zurückblicken. EuroTec liefert einzigartige universelle 2-teilige Produkte. Das bedeutet, dass die EuroTec Platten und Beutel völlig mit denen von ConvaTec und Coloplast austauschbar sind, dass Patienten und Versorger das Beste verschiedener Hersteller kombinieren können. EuroTec stellt auch innovative Zubehörprodukte zur Verfügung die niemand anders hat.

Sollten auch Sie Interesse an unseren Stomaprodukten haben, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb, der auf der Rückseite des Büchleins verzeichnet ist. Weitere Informationen über EuroTec finden Sie auf unserer Website: [www.eurotec.eu](http://www.eurotec.eu). Haben Sie Fragen, Bemerkungen oder neue Produkt-Vorschläge, dann können Sie unser Management in den Niederlanden direkt per Email unter [info@eurotec.nl](mailto:info@eurotec.nl) erreichen.

## Die Einteilung dieses Büchleins

Die Hintergrundfarbe der Seiten wechseln nach je Produkt-Art:

**Kolostomie = blau,**

**Ileostomie = rot,**

**Urostomie = grün,**

**Zubehörprodukte = violett.**

Wir hoffen, dass Sie so besser Ihre Orientierung in unserem umfangreichen Angebot finden.

Alle Marken in diesem Büchlein sind eingetragene Marken von EuroTec, m.A.v. folgenden Marken:

ConvaTec und Natura sind eingetragene Marken von E.R. Squibb & Sons, Inc.  
Coloplast, Assura und SenSura sind eingetragene Marken von Coloplast A/S Dänemark.

## INHALTSANGABE

<b>2-Teilige Platten</b> .....	<b>8</b>
COMBIMATE SuperSoft Platten .....	8
COMBIMATE SuperFlex Platten .....	10
COMBIMATE Convex Platten .....	12
COMBIMATE Advance Platten .....	14
COMBIMATE XL Platten .....	16
FLEXIMATE SuperSoft Platten mit LockRing .....	18
FLEXIMATE SuperFlex Platten mit LockRing .....	20
FLEXIMATE Convex Platten mit LockRing .....	22
<b>Geschlossene Beutel</b> .....	<b>25</b>
COMBIMATE 2-teilige Kolostomiebeutel .....	25
FLEXIMATE 2-teilige Kolostomiebeutel .....	27
COLOMATE 1-teilige Kolostomiebeutel Flach .....	28
COLOMATE 1-teilige Kolostomiebeutel Soft-Convex .....	32
<b>Ausstreif-Beutel</b> .....	<b>34</b>
COMBIMATE 2-teilige Ileostomiebeutel .....	35
FLEXIMATE 2-teilige Ileostomiebeutel .....	38
ILEOMATE 1-teilige Ileostomiebeutel Flach .....	39
ILEOMATE 1-teilige Ileostomiebeutel Soft-Convex .....	43
<b>High Output Beutel</b> .....	<b>37</b>
COMBIMATE 2-teilige Beutel .....	37
ILEOMATE 1-teilige Beutel mit horizontaler oder vertikaler Klebefläche .....	45
<b>Urostomie Beutel</b> .....	<b>46</b>
COMBIMATE 2-teilige Urostomiebeutel .....	47
FLEXIMATE 2-teilige Urostomiebeutel .....	49
UROMATE 1-teilige Urostomiebeutel Flach .....	50
UROMATE 1-teilige Urostomiebeutel Soft-Convex .....	52
<b>Post-OP Beutel mit Zutritt-Fenster</b> .....	<b>53</b>
ILEOMATE 1-teilige Beutel mit horizontaler oder vertikaler Klebefläche .....	53

## INHALTSANGABE

<b>Stoma-Zubehör Produkte</b> .....	<b>54</b>
CIRCLEMATE stoma plasters .....	55
OSTOMATE Stomapaste, EUROTEC Gürtel, Unterstützungs-Platten .....	56
ELASTOMATE Unterstützungs- Gürtel und Herniebandagen .....	57
EuroTec Verschluss-Clips, Nachtbeutel-Adapter, OFFMATE Klebstoff-Entferner Spray .....	60
OFFMATE Klebstoff-Entferner Tücher ILEOMATE EASYDRAINER Entsorgungshülse .....	61
GORE-TEX Kleber, GELLYMATE Geliermittel, BLUEMATE Entsorgungsbeutel .....	62
COMBIMATE Rastring-Adapter, COMBIMATE Irrigations-Adapter ..	63
VARIMATE THIN Streifen, VARIMATE CURVE Streifen .....	64
VARIMATE RESIST paste washers, -strips and wafers .....	65
VARIMATE Keile .....	66
VARIMATE DUO Platten, Streifen und Klebe-Verbände .....	67
VARIMATE STANDARD Platten, Streifen und Klebe-Verbände .....	68
VARIMATE SUPERSOFT Platten, Streifen und Klebe-Verbände .....	69
VARIMATE THIN Platten und Klebe-Verbände .....	70

## 2-TEILIGE PLATTEN ALLE MODELLE IN DER ÜBERSICHT

EuroTec produziert 7 Plattenarten, erhältlich in zwei verschiedenen Rastringsystemen mit vielen vorgestanzten Stomaöffnungen.

### Die SuperSoft Platte



Die neueste Generation Platten bestehen vollkommen aus Hydrokolloid und sind außerordentlich geschmeidig. Siehe Seite 8 und 18.

### Die SuperFlex Platte



Extrem geschmeidige Hydrokolloidscheibe mit einem hautfreundlichen, atmungsaktiven beigen oder weißen Pflastertrand versehen. Siehe Seite 10 und 20.

### Die Konvex Platte



Flexible gewölbte Platte, erhältlich in konvexer oder extra-konvexer Ausführung. Siehe Seite 12 und 22.

### Die Advance Platte



Spezielle, mit Polyesterfasern verstärkte Platten zur extra Unterstützung einer schwachen Bauchwand rund um das Stoma. Siehe Seite 14.

### Die XL Platten



Die XL Platten wurden speziell entwickelt für extrem erhabene Hautkonturen. Die 2 Versionen sind geeignet für Leute die schon eine Hernie entwickelt haben oder eine Schwache parastomale Bauchwand haben Siehe Seiten 16.

## 2-TEILIGE BEUTEL ALLE MODELLE NEBENEINANDER

EuroTec stellt ein großes Sortiment an Stomabeuteln zur Verfügung. Kolostomiebeutel und Ileostomiebeutel gibt es in 5 Größen und Urostomiebeutel sind erhältlich in 3 Größen.

### 2-TEILIGE GESCHLOSSENE BEUTEL Seiten 25-27



X-Large

Large

Medium/Large

Medium

Small

### 2-TEILIGE AUSSTREIFBEUTEL Seiten 35-38



X-Large

Large

Medium

Small

X-Small

### 2-TEILIGE UROSTOMIEBEUTEL Seiten 47-49



Large

Medium

X-Small

## EINE NEUE GENERATION VON 1-TEILIGEN STOMABEUTELN

Die Klebefläche der neuen 1-teiligen Colomate, Ileomate und Uromate Beutel sind versehen mit einer weichen geschmeidigen Schaumschicht. Deshalb trägt diese Art von Stomabeuteln die Sub-Marke SuperFlex.

Weil die hintere Folienschicht nicht bis zu der Stomaöffnung geschweißt ist, kann die Klebefläche sich rund um das Stoma frei bewegen. Durch die Schaumschicht ist ein Einschneiden in das Stoma ausgeschlossen, selbst wenn die Klebefläche weggeschmolzen ist.



SuperFlex Beutel sind erhältlich in vielen fertigen Stomaöffnungen. Die Stomaöffnung kann leicht etwas gedehnt werden, falls diese zu eng ist. Bei einem Stoma mit einem Durchmesser von 27 mm nimmt man eine Platte mit 25 mm Stomaöffnung und dehnt diese etwas. Sie dehnt sich auch, wenn fester Stuhl austritt. Die FLEXIMATE SuperFlex Beutel lassen sich ebenfalls in eine gewölbte Form modellieren, zum Anbringen auf einem etwas versunkenen Hautgebiet.

Beutel mit einer extra großen ovale Klebefläche sind in der SuperFlex Version nicht erhältlich.



## 1-TEILIGE BEUTEL ALLE MODELLE NEBENEINANDER

EuroTec stellt ein großes Sortiment an Stomabeutel zur Verfügung. Kolostomiebeutel und Ileostomiebeutel gibt es in 5 Größen und Urostomiebeutel sind erhältlich in 3 Größen.

### 1-TEILIGE GESCHLOSSENE BEUTEL Seiten 28-33



X-Large


Large

Medium-Large

Medium

Small

### 1-TEILIGE AUSSTREIFBEUTEL Seiten 39-45



X-Large

Large

Medium


Small

X-Small

### 1-TEILIGE UROSTOMIEBEUTEL Seiten 50-52

Version mit Bodenhahn

Version mit Fronthahn



Large

Medium

X-Small

Large

Medium

## COMBIMATE SUPERSOFT PLATTEN

Die Combimate SUPERSOFT Hautschutzplatten sind in Bezug auf Flexibilität, Geschmeidigkeit und Tragekomfort einzigartig. Dies wird erreicht durch die Verarbeitung einer dünnen Schaumschicht. Sie sind auch sicherer als viele andere Platten, da die herkömmliche Polyethylen-Folienlage nach dem Wegschmelzen der Klebeschicht in das Stoma einschneiden kann. Das ist bei SUPERSOFT Hautplatten ausgeschlossen. COMBIMATE SUPERSOFT Hautplatten sind in vielen vorgestanzten Stomaöffnungen lieferbar, die auch noch leicht gedehnt werden können. **Man braucht sie nur noch selten auf Maß schneiden.**



*Die geschmeidige Hydrokolloidfläche passt sich den Konturen der Haut an, sogar wenn diese etwas versunken ist.*

COMBIMATE SuperSoft Platten sind erhältlich in Rastringrößen von 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm, 85 mm und 100 mm.



**Die Combimate Platten von EuroTec sind völlig austauschbar mit dem Natura System von ConvaTec (ausgenommen 85 mm).**

*Die Stomaöffnung kann leicht gedehnt werden und dehnt sich auch, wenn fester Stuhl austritt.*

## BESTELLCODES




Bestellcode	Rastringgröße	Abmessung Platte	Stomaöffnung	VE
<b>FSS 3813</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	13-28 mm	5 Stück
<b>FSS 3822</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	22 mm	5 Stück
<b>FSS 3825</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
<b>FSS 3828</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
<b>FSS 4513</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	13-35 mm	5 Stück
<b>FSS 4522</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	22 mm	5 Stück
<b>FSS 4525</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
<b>FSS 4528</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
<b>FSS 4532</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
<b>FSS 4535</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	35 mm	5 Stück
<b>FSS 5713</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	13-47 mm	5 Stück
<b>FSS 5732</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
<b>FSS 5735</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	35 mm	5 Stück
<b>FSS 5738</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	38 mm	5 Stück
<b>FSS 5741</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	41 mm	5 Stück
<b>FSS 5744</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	44 mm	5 Stück
<b>FSS 7013</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	13-60 mm	5 Stück

**Extra große Platten** (siehe weitere Beschreibung auf Seite 20)

<b>FSSL 3813</b>	38 mm	15 x 15 cm	13-28 mm	5 Stück
<b>FSSL 4513</b>	45 mm	15 x 15 cm	13-35 mm	5 Stück
<b>FSSL 5713</b>	57 mm	15 x 15 cm	13-47 mm	5 Stück
<b>FSSL 7013</b>	70 mm	15 x 15 cm	13-60 mm	5 Stück
<b>FSSL 8513</b>	85 mm	15 x 15 cm	13-75 mm	5 Stück
<b>FSSL 10013</b>	100 mm	15 x 15 cm	13-90 mm	5 Stück

## COMBIMATE SUPERFLEX PLATTEN


COMBIMATE SuperFlex Platten sind faktisch kleine SUPERSOFT Platten, die zusätzlich über einen flexiblen, atmungsaktiven Pflasterrand verfügen. Die Stomaöffnung kann gedehnt werden, falls diese zu klein sein sollte. Durch die Verwendung eines Kunststoffschlams ist ein Einschneiden in das Stoma ausgeschlossen, selbst wenn die Klebefläche weggeschmolzen ist. COMBIMATE SuperFlex Platten sind erhältlich mit einem weißen Pflasterrand auf Wasserbasis (**Ausführung FFW**) und mit einem stärker klebenden Pflasterrand in beige (**Ausführung FFB**), die beide sehr hautverträglich sind.



*Die beige SuperFlex Platte ist in zahlreichen vorgestanzten Stomaöffnungen lieferbar.*

**Ale COMBIMATE SuperFlex Platten passen auch ausgezeichnet auf ConvaTec Natura-Beutel von ConvaTec.**

COMBIMATE SuperFlex Platten sind in vielen vorgestanzten Stomaöffnungen lieferbar, die auch noch leicht gedehnt werden können. **Man braucht sie nur noch selten auf Maß schneiden.**



*Die 38 mm Platte hat eine größere Hydrokolloid-Oberfläche als die flexible Platte von ConvaTec (rechts) und gibt dadurch mehr Sicherheit bei Stomata mit dünnflüssigem Stuhl und Urin.*

COMBIMATE SuperFlex Platten sind erhältlich in Rastringrößen von 38 mm, 45 mm, 57 mm und 70 mm.

*Für geeignete Combimate Beutel siehe Seiten 25, 26, 35, 36, 37, 47 und 48*



*Die Stomaöffnung kann leicht etwas gedehnt werden. Bei einem Stoma mit einem Durchmesser von 27 mm nimmt man eine Platte mit 25 mm Stomaöffnung und dehnt diese etwas. Sie dehnt sich auch, wenn fester Stuhl austritt.*

## BESTELLCODES



**SuperFlex beige (FFB)**




**SuperFlex weiß (FFW)**

Bestellcode (beige)	Bestellcode (weiß)	Rastringgröße	Stomaöffnung	VE
<b>FFB 3813</b>	<b>FFW 3813</b>	38 mm	13-28 mm	5 Stück
<b>FFB 3822</b>		38 mm	22 mm	5 Stück
<b>FFB 3825</b>		38 mm	25 mm	5 Stück
<b>FFB 3828</b>		38 mm	28 mm	5 Stück
<b>FFB 4513</b>	<b>FFW 4513</b>	45 mm	13-35 mm	5 Stück
<b>FFB 4522</b>		45 mm	22 mm	5 Stück
<b>FFB 4525</b>		45 mm	25 mm	5 Stück
<b>FFB 4528</b>		45 mm	28 mm	5 Stück
<b>FFB 4532</b>		45 mm	32 mm	5 Stück
<b>FFB 4535</b>		45 mm	35 mm	5 Stück
<b>FFB 5713</b>	<b>FFW 5713</b>	57 mm	13-47 mm	5 Stück
<b>FFB 5732</b>		57 mm	32 mm	5 Stück
<b>FFB 5735</b>		57 mm	35 mm	5 Stück
<b>FFB 5738</b>		57 mm	38 mm	5 Stück
<b>FFB 5741</b>		57 mm	41 mm	5 Stück
<b>FFB 5744</b>		57 mm	44 mm	5 Stück
<b>FFB 7013</b>	<b>FFW 7013</b>	70 mm	13-60 mm	5 Stück

Die Platten mit Rastring von 38, 45 und 57 mm haben einen Durchmesser von 12 cm. Die Platten mit Rastring von 70 mm haben einen Durchmesser von 15 cm.



## COMBIMATE CONVEX PLATTEN



Combimate Convex Platten sind erhältlich in Convex und Extra Convex

Gewölbte Platten werden bei zurückgezogenen, tiefliegenden Stomata verwendet oder wenn das Stoma in einer Hautfalte liegt. Insbesondere in einem versunkenen Hautgebiet ist die Haut oft feucht und irritiert. Selbst unter diesen Umständen haftet die Combimate Convex Platte sehr gut. Um die Haftfähigkeit der Platte zu unterstützen, kann die zusätzliche Verwendung eines Gürtels oder einer Bandage helfen. (Siehe Seiten 72, 74 und 75).

Die Combimate Convex Hautplatte hat eine größere Hydrokolloidklebefläche. Erhältlich in **Convex (FC)** und **Extra-Convex (FXC)**, je mit verschiedenen Stomaöffnungen. Die Öffnungen sind leicht etwas zu dehnen, falls sie zu eng sein sollten.

Die Extra-Convex Version darf man nur bei einem tiefliegendem Stoma anwenden. Klären Sie dies bitte mit Ihrem Stomaberater ab.

Combimate Convex Platten sind erhältlich in den Rastringrößen von 38 mm, 45 mm, 57 mm und 70 mm.

Geeignet für Combimate Beutel siehe Seiten 25, 26, 35, 36, 37, 47 und 48.

**Diese Platten sind völlig austauschbar mit dem Natura System von ConvaTec. Also: Beutel und Platten beider Systeme passen aufeinander.**

## BESTELLCODES

Bestellcode	Rastringgröße	Abmessung Platte	Stomaöffnung	VE
<b>Convex</b>				
<b>FC 3813-20</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	13-20 mm	5 Stück
<b>FC 3816</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	16 mm	5 Stück
<b>FC 3819</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	19 mm	5 Stück
<b>FC 4513-30</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	13-30 mm	5 Stück
<b>FC 4522</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	22 mm	5 Stück
<b>FC 4525</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
<b>FC 4528</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
<b>FC 5713-36</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	13-36 mm	5 Stück
<b>FC 5713-42</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	13-42 mm	5 Stück
<b>FC 5732</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
<b>FC 5735</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	35 mm	5 Stück
<b>FC 5738</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	38 mm	5 Stück
<b>FC 5741</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	41 mm	5 Stück
<b>FC 7013-45</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	13-45 mm	5 Stück
<b>FC 7013-55</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	13-55 mm	5 Stück
<b>Extra Convex</b>				
<b>FXC 4513-22</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	13-22 mm	5 Stück
<b>FXC 4519</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	19 mm	5 Stück
<b>FXC 4522</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	22 mm	5 Stück
<b>FXC 5713-33</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	13-33 mm	5 Stück
<b>FXC 5725</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
<b>FXC 5728</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
<b>FXC 5732</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
<b>FXC 7013-45</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	13-45 mm	5 Stück
<b>FXC 7032</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
<b>FXC 7035</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	35 mm	5 Stück
<b>FXC 7039</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	39 mm	5 Stück
<b>FXC 7044</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	44 mm	5 Stück

## COMBIMATE ADVANCE PLATTEN



COMBIMATE Advance Platten sind mit Polyesterfasern verstärkt und damit besonders für Menschen mit einer schwachen parastomalen Bauchwand geeignet. Sie sind flexibel, komfortabel und stützen die Bauchwand rund um das Stoma. In vielen Fällen ist es dann auch ratsam eine Stomabandage zu tragen (siehe Seite 57-59).

Für externe Unterstützung von größeren Hautflächen empfehlen wir Advance XL Platten. COMBIMATE Advance Platten haben eine beige Oberschicht aus Vlies, mit einer feuchtigkeitshemmenden Schicht rund um das Stoma. Sie sind atmungsaktiv und haben „Classic Stoma Adhesive“ in einer Stärke von 1,5 mm, das viel Feuchtigkeit aufnimmt und keine synthetischen Gummis enthält.


**Diese Platten sind völlig austauschbar mit dem Natura System von ConvaTec. Also: Beutel und Platten beider Systeme passen aufeinander. Mit Ausnahme der 85 mm Platte (ConvaTec hat jedoch keine Beutel mit 85 mm-Rastring).**

## BESTELLCODES

Bestellcode	Rastringgröße	Abmessung Platte	Startöffnung	VE
<b>FA 3813</b>	38 mm	10,6 x 10,6 cm	13-28 mm	5 Stück
<b>FA 4513</b>	45 mm	10,6 x 10,6 cm	13-35 mm	5 Stück
<b>FA 5713</b>	57 mm	10,6 x 10,6 cm	13-47 mm	5 Stück
<b>FA 7013</b>	70 mm	10,6 x 10,6 cm	13-60 mm	5 Stück

### Advance XL Platten


<b>FAL 3813</b>	38 mm	15 x 15 cm	13-28 mm	5 Stück
<b>FAL 4513</b>	45 mm	15 x 15 cm	13-35 mm	5 Stück
<b>FAL 5713</b>	57 mm	15 x 15 cm	13-47 mm	5 Stück
<b>FAL 7013</b>	70 mm	15 x 15 cm	13-60 mm	5 Stück
<b>FAL 8513</b>	85 mm	15 x 15 cm	13-75 mm	5 Stück
<b>FAL 10013</b>	100 mm	15 x 15 cm	13-90 mm	5 Stück



Advance XL Platte 15 x 15 cm.



## COMBIMATE XL PLATTEN



SuperSoft XL Platte 57 mm

Advance XL Platte 100 mm

Die extra großen Combimate XL Platten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und für verschiedene Zwecke geeignet.

**Die COMBIMATE SuperSoft XL Platten** wurden speziell entwickelt für extrem erhabene Hautkonturen, wie beispielsweise durch eine ausgeprägte parastomale Hernie verursacht. Ist eine Platte auch nur ein Stück zu klein, lässt sie sich nicht mehr auf der stark gewölbten Hautoberfläche befestigen. Aufgrund der extremen Geschmeidigkeit und einer vergrößerten Klebefläche von 15 x 15 cm kann die SuperSoft XL Platte bestens auf der gewölbten Hautoberfläche anmodelliert werden. Die Stomaöffnung kann leicht etwas gedehnt werden, falls diese zu eng sein sollte.

**Die Combimate Advance XL Platten** sind mit Polyesterfasern verstärkt und wurden speziell entwickelt, um die Haut bei einer drohenden Hernie zu unterstützen. Siehe Produktbeschreibung auf Seite 14.

**Diese Platten sind völlig austauschbar mit dem Natura System von ConvaTec. Also: Beutel und Platten beider Systeme passen aufeinander. Mit Ausnahme der 85 mm Platte (ConvaTec hat jedoch keine Beutel mit 85 mm-Rastring).**

## BESTELLCODES

Bestell-code	Rastring-größe	Abmessung Platte	Start-öffnung	VE
<b>COMBIMATE SuperSoft XL Platten</b>				
<b>FSSL 3813</b>	38 mm	15 x 15 cm	13-28 mm	5 Stück
<b>FSSL 4513</b>	45 mm	15 x 15 cm	13-35 mm	5 Stück
<b>FSSL 5713</b>	57 mm	15 x 15 cm	13-47 mm	5 Stück
<b>FSSL 7013</b>	70 mm	15 x 15 cm	13-60 mm	5 Stück
<b>FSSL 8513</b>	85 mm	15 x 15 cm	13-75 mm	5 Stück
<b>FSSL 10013</b>	100 mm	15 x 15 cm	13-90 mm	5 Stück

### COMBIMATE Advance XL Platten

<b>FAL 3813</b>	38 mm	15 x 15 cm	13-28 mm	5 Stück
<b>FAL 4513</b>	45 mm	15 x 15 cm	13-35 mm	5 Stück
<b>FAL 5713</b>	57 mm	15 x 15 cm	13-47 mm	5 Stück
<b>FAL 7013</b>	70 mm	15 x 15 cm	13-60 mm	5 Stück
<b>FAL 8513</b>	85 mm	15 x 15 cm	13-75 mm	5 Stück
<b>FAL 10013</b>	100 mm	15 x 15 cm	13-90 mm	5 Stück



## FLEXIMATE SUPERSOFT PLATTEN



**Sind Sie Benutzer des 2-teiligen Coloplast Systems?  
Dann probieren Sie doch auch mal unsere Fleximate  
Platten!**

**Sie haben auch Rastringe in 40 mm, 50 mm und 60 mm, so dass  
die Stomabeutel des Coloplast Assura und Sensura Systems  
perfekt passen. Hierdurch können auch Coloplast Nutzer von  
diesen hervorragenden Platten profitieren.**

EuroTec benutzt für ihre Fleximate Platten ein sehr hautfreundliches Hydrokolloid, dem keine künstlichen Gummistoffe zugesetzt sind. Diese Platten sind unglaublich geschmeidig und absorbieren mehr Feuchtigkeit. Durch die Schaumschicht ist ein Einschneiden in das Stoma ausgeschlossen, selbst wenn die Klebefläche weggeschmolzen ist. Das Hydrokolloid ist so geschmeidig, dass es sich selbst ohne Einlagerung Hautvertiefungen anpasst. FLEXIMATE SuperSoft Platten sind in vielen fertigen Stomaöffnungen lieferbar, die leicht gedehnt werden können, falls sie etwas zu eng sein sollten. Auf Maß schneiden ist deshalb nur noch selten notwendig.


**Natürlich hat EuroTec auch ausgezeichnete FLEXIMATE Beutel  
im Sortiment. Siehe Seite 27, 38 und 49.**

## BESTELLCODES

Bestell- code	Rastring- größe	Abmessung Platte	Stoma- öffnung	VE
FSS 4013	40 mm	10,6 x 10,6 cm	13-30 mm	5 Stück
FSS 4022	40 mm	10,6 x 10,6 cm	22 mm	5 Stück
FSS 4025	40 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
FSS 4028	40 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
FSS 5013	50 mm	10,6 x 10,6 cm	13-40 mm	5 Stück
FSS 5025	50 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
FSS 5028	50 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
FSS 5032	50 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
FSS 5035	50 mm	10,6 x 10,6 cm	35 mm	5 Stück
FSS 5038	50 mm	10,6 x 10,6 cm	38 mm	5 Stück
FSS 6013	60 mm	10,6 x 10,6 cm	13-50 mm	5 Stück
FSS 6032	60 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
FSS 6035	60 mm	10,6 x 10,6 cm	35 mm	5 Stück
FSS 6038	60 mm	10,6 x 10,6 cm	38 mm	5 Stück
FSS 6041	60 mm	10,6 x 10,6 cm	41 mm	5 Stück
FSS 6044	60 mm	10,6 x 10,6 cm	44 mm	5 Stück
FSS 6047	60 mm	10,6 x 10,6 cm	47 mm	5 Stück

### Extra large Platten (Siehe auch Seite 16)

FSSL 4013	40 mm	15 x 15 cm	13-30 mm	5 Stück
FSSL 5013	50 mm	15 x 15 cm	13-40 mm	5 Stück
FSSL 6013	60 mm	15 x 15 cm	13-50 mm	5 Stück



*Die Stomaöffnung  
kann leicht gedehnt  
werden.*



*Die geschmeidige  
Hydrokolloidfläche passt sich  
den Konturen der Haut an.*

## FLEXIMATE SUPERFLEX PLATTEN



FLEXIMATE SuperFlex Platten sind im Grunde kleine SuperSoft Platten, aber von einem runden geschmeidigen und atmungaktiven Pflastertrand umgeben. Durch die Schaumschicht ist ein Einschneiden in das Stoma ausgeschlossen, selbst wenn die Klebefläche weggeschmolzen ist.

**FLEXIMATE SuperFlex Platten sind erhältlich in Rastringrößen von 40 mm, 50 mm und 60 mm, auf die Stomabeutel des Coloplast Assura und Sensura Systems perfekt passen. Hierdurch können auch Coloplast Nutzer von diesen hervorragenden Platten profitieren.**

Im Gegensatz zu den Coloplast Platten ist kein synthetisches Gummi der FLEXIMATE Klebefläche hinzugefügt, dennoch sind diese Platten jedoch unglaublich geschmeidig und absorbieren deshalb mehr Feuchtigkeit. Das Hydrokolloid ist so geschmeidig, dass es sich selbst ohne Einlagerung Hautvertiefungen anpasst. FLEXIMATE SuperFlex Platten sind in vielen fertigen Stomaöffnungen lieferbar, die leicht gedehnt werden können, falls sie etwas zu eng sein sollten.

**Auf Maß schneiden ist deshalb noch selten notwendig. Natürlich hat EuroTec auch ausgezeichnete FLEXIMATE Beutel im Sortiment. Siehe Seiten 27, 38 und 49.**




*Die FLEXIMATE SuperFlex Platte lässt sich leicht in eine konvexe Form modellieren, zum Anbringen auf einem versunkenen Hautgebiet.*

## BESTELLCODES

Bestellcode	Rastringgröße	Durchmesser Platte	Stomaöffnung	VE
<b>FFB 4013</b>	40 mm	12 cm	13-30 mm	5 Stück
<b>FFB 4022</b>	40 mm	12 cm	22 mm	5 Stück
<b>FFB 4025</b>	40 mm	12 cm	25 mm	5 Stück
<b>FFB 4028</b>	40 mm	12 cm	28 mm	5 Stück
<b>FFB 5013</b>	50 mm	12 cm	13-40 mm	5 Stück
<b>FFB 5025</b>	50 mm	12 cm	25 mm	5 Stück
<b>FFB 5028</b>	50 mm	12 cm	28 mm	5 Stück
<b>FFB 5032</b>	50 mm	12 cm	32 mm	5 Stück
<b>FFB 5035</b>	50 mm	12 cm	35 mm	5 Stück
<b>FFB 5038</b>	50 mm	12 cm	38 mm	5 Stück
<b>FFB 6013</b>	60 mm	12 cm	13-50 mm	5 Stück
<b>FFB 6032</b>	60 mm	12 cm	32 mm	5 Stück
<b>FFB 6035</b>	60 mm	12 cm	35 mm	5 Stück
<b>FFB 6038</b>	60 mm	12 cm	38 mm	5 Stück
<b>FFB 6041</b>	60 mm	12 cm	41 mm	5 Stück
<b>FFB 6044</b>	60 mm	12 cm	44 mm	5 Stück
<b>FFB 6047</b>	60 mm	12 cm	47 mm	5 Stück



## FLEXIMATE CONVEX PLATTEN



**FLEXIMATE Convex Platten** sind erhältlich in Rastringrößen von **40 mm, 50 mm und 60 mm**, auf die auch die **Stomabeutel des Coloplast Assura und Sensura Systems** perfekt passen. Hierdurch können auch **Coloplast Nutzer** von diesen hervorragenden Platten profitieren.

Diese gewölbten Platten von EuroTec haben keinen hinzugefügten synthetischen Kautschuk und absorbieren deshalb mehr Feuchtigkeit. In einem versunkenen Hautgebiet ist die Haut oft feucht und irritiert. Trotz solcher schwierigen Umstände haftet die **FLEXIMATE Convex** Platte wie keine andere. Sie haben eine große Hydrokolloid Klebefläche.

Erhältlich in **Convex (FC)** und **Extra-Convex (FXC)**, je mit verschiedenen Stomaöffnungen. Die Extra-Convex Version darf man nur bei einem tiefliegendem Stoma anwenden. Klären Sie dies bitte mit Ihrem Stomaberater ab. Die Stomaöffnung kann leicht etwas gedehnt werden, falls diese zu eng sein sollte.

Für passende Fleximate Beutel siehe Seite 27, 38 und 49.



## BESTELLCODES

Bestellcode	Rastringgröße	Abmessung Platte	Stoma-Öffnung	VE
<b>FC 4013-20</b>	40 mm	10,6 x 10,6 cm	13-20 mm	5 Stück
<b>FC 4016</b>	40 mm	10,6 x 10,6 cm	16 mm	5 Stück
<b>FC 4019</b>	40 mm	10,6 x 10,6 cm	19 mm	5 Stück
<b>FC 5013-30</b>	50 mm	10,6 x 10,6 cm	13-30 mm	5 Stück
<b>FC 5022</b>	50 mm	10,6 x 10,6 cm	22 mm	5 Stück
<b>FC 5025</b>	50 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
<b>FC 5028</b>	50 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
<b>FC 6013-36</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	13-36 mm	5 Stück
<b>FC 6013-42</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	13-42 mm	5 Stück
<b>FC 6032</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück
<b>FC 6035</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	35 mm	5 Stück
<b>FC 6038</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	38 mm	5 Stück
<b>FC 6041</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	41 mm	5 Stück
<b>FXC 5013-22</b>	50 mm	10,6 x 10,6 cm	13-22 mm	5 Stück
<b>FXC 5019</b>	50 mm	10,6 x 10,6 cm	19 mm	5 Stück
<b>FXC 5022</b>	50 mm	10,6 x 10,6 cm	22 mm	5 Stück
<b>FXC 6013-33</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	13-33 mm	5 Stück
<b>FXC 6025</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	25 mm	5 Stück
<b>FXC 6028</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	28 mm	5 Stück
<b>FXC 6032</b>	60 mm	10,6 x 10,6 cm	32 mm	5 Stück



# Kolostomie- Beutel

Combimate

Fleximate

Colomate

## COMBIMATE 2-TEILIGE KOLOSTOMIEBEUTEL

Alle Kolostomiebeutel verfügen über einen Kohlefilter mit 24 Stunden Langzeitwirkung. EuroTec verarbeitet bei diesen Beuteln eine zusätzliche Folienlage zwischen Filter und Stoma, so dass eine Verstopfung des Filters und Leckagen nahezu ausgeschlossen sind. Diese Beutel sind deshalb auch hervorragend geeignet für Menschen mit dünnem Stuhl.



### COMBIMATE KOLOBEUTEL LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Sehr ansprechend gestaltet mit seidenweichem, beigem Textilvlies an beiden Seiten. Großer Beutel, um den Rastring herum drehbar für optimalen Tragekomfort. Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
CLB 238	38 mm	30 Stück
CLB 245	45 mm	30 Stück
CLB 257	57 mm	30 Stück
CLB 270	70 mm	30 Stück



### COMBIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Ausführung wie unter LARGE beschrieben, aber semi-transparent mit Sichtfenster. Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
CLT 245	45 mm	30 Stück
CLT 257	57 mm	30 Stück
CLT 270	70 mm	30 Stück



### COMBIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL MEDIUM LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Wie CLB Ausführung, aber kleiner und anatomisch geformt.

Abmessungen (H x B): 18 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
CMLB 238	38 mm	30 Stück
CMLB 245	45 mm	30 Stück
CMLB 257	57 mm	30 Stück
CMLB 270	70 mm	30 Stück

## COMBIMATE 2-TEILIGE KOLOSTOMIEBEUTEL



### COMBIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL MEDIUM, BEIGE, MIT FILTER

Aktivitätsbeutel mit gerader Oberkante, um ein Herausragen über Rock- oder Hosenumbund zu vermeiden.

Abmessungen (H x B): 14,5 cm x 13 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
<b>CMB 238</b>	38 mm	30 Stück
<b>CMB 245</b>	45 mm	30 Stück
<b>CMB 257</b>	57 mm	30 Stück



### COMBIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL SMALL, BEIGE, MIT FILTER

Geeignet für Kinder, als Miniaktivitätsbeutel oder als Fistelbeutel.

Abmessungen (H x B): 16 cm x 10 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
<b>CSB 238</b>	38 mm	30 Stück
<b>CSB 245</b>	45 mm	30 Stück



### COMBIMATE STOMAKAPPEN BEIGE, MIT FILTER

Geeignet bei Schleimfisteln oder Darmirrigation. Enthält ein Absorptionspad.

Abmessungen (H x B): 11 cm x 11 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
<b>CCB 238</b>	38 mm	30 Stück
<b>CCB 245</b>	45 mm	30 Stück
<b>CCB 257</b>	57 mm	30 Stück



### COMBIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, MIT FILTER

Semi-transparente Ausführung mit Überlappung. Bei Entfernen der Folie ist der Beutel transparent.

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 15 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
<b>CXLT 285</b>	85 mm	15 Stück
<b>CXLT 2100</b>	100 mm	15 Stück

## FLEXIMATE 2-TEILIGE KOLOSTOMIEBEUTEL

Alle FlexiMate Stomabeutel sind mit einem Verschlussring ausgestattet. Alle Kolostomiebeutel verfügen über einen Kohlefilter mit 24 Stunden Langzeitwirkung. EuroTec verarbeitet bei diesen Beuteln eine zusätzliche Folienlage zwischen Filter und Stoma, so dass eine Verstopfung des Filters und Leckagen nahezu ausgeschlossen sind. Diese Beutel sind deshalb auch hervorragend geeignet für Menschen mit dünnem Stuhl.



### FLEXIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Sehr ansprechend gestaltet mit seidenweichem, beigem Textilvlies an beiden Seiten. Großer Beutel, um den Rastring herum drehbar für optimalen Tragekomfort.

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
<b>CLB 240</b>	40 mm	30 Stück
<b>CLB 250</b>	50 mm	30 Stück
<b>CLB 260</b>	60 mm	30 Stück



### FLEXIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL MEDIUM LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Wie CLB Ausführung, aber kleiner und anatomisch geformt.

Abmessungen (H x B): 18 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
<b>CMLB 240</b>	40 mm	30 Stück
<b>CMLB 250</b>	50 mm	30 Stück
<b>CMLB 260</b>	60 mm	30 Stück



### FLEXIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL MEDIUM, BEIGE, MIT FILTER

Wie CLB Ausführung, aber kleiner.

Abmessungen (H x B): 14,5 cm x 13 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
<b>CMB 240</b>	40 mm	30 Stück
<b>CMB 250</b>	50 mm	30 Stück
<b>CMB 260</b>	60 mm	30 Stück

## COLOMATE 1-TEILIGE KOLOBEUTEL

Alle Kolostomiebeutel verfügen über einen Kohlefilter mit 24 Stunden Langzeitwirkung. EuroTec verarbeitet bei diesen Beuteln eine zusätzliche Folienlage zwischen Filter und Stoma, so dass eine Verstopfung des Filters und Leckagen nahezu ausgeschlossen sind. Diese Beutel sind deshalb auch hervorragend geeignet für Menschen mit dünnem Stuhl.



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Sehr ansprechend gestaltet mit seidenweichem, beigem Textilvlies an beiden Seiten. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm.

Abmessungen (H x B) 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CLB 113	13 mm (Start)	30 Stück
CLB 122	22-24 mm	30 Stück
CLB 125	25-27 mm	30 Stück
CLB 128	28-31 mm	30 Stück
CLB 132	32-34 mm	30 Stück
CLB 135	35-37 mm	30 Stück
CLB 138	38-44 mm	30 Stück
CLB 145	45 mm	30 Stück



Regelmäßige Kontrolle  
ist jederzeit möglich.



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie oben, aber semi-transparent mit Sichtfenster.

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CLT 113	13 mm (Start)	30 Stück
CLT 122	22-24 mm	30 Stück
CLT 125	25-27 mm	30 Stück
CLT 128	28-31 mm	30 Stück
CLT 132	32-34 mm	30 Stück
CLT 135	35-37 mm	30 Stück
CLT 138	38-44 mm	30 Stück
CLT 145	45 mm	30 Stück

## COLOMATE 1-TEILIGE KOLOBEUTEL




### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL MEDIUM LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Wie CLB Ausführung, aber kleiner und anatomisch geformt.

Abmessungen (H x B): 18 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CMLB 113	13 mm (Start)	30 Stück
CMLB 122	22-24 mm	30 Stück
CMLB 125	25-27 mm	30 Stück
CMLB 128	28-31 mm	30 Stück
CMLB 132	32-34 mm	30 Stück
CMLB 135	35-37 mm	30 Stück
CMLB 138	38-44 mm	30 Stück
CMLB 145	45 mm	30 Stück



### COLOMATE KOLOBEUTEL MEDIUM LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie CMLB Ausführung, aber semi-transparent mit Sichtfenster.

Abmessungen (H x B): 18 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CMLT 113	13 mm (Start)	30 Stück
CMLT 122	22-24 mm	30 Stück
CMLT 125	25-27 mm	30 Stück
CMLT 128	28-31 mm	30 Stück
CMLT 132	32-34 mm	30 Stück
CMLT 135	35-37 mm	30 Stück
CMLT 138	38-44 mm	30 Stück
CMLT 145	45 mm	30 Stück



Regelmäßige Kontrolle  
ist jederzeit möglich.

## COLOMATE 1-TEILIGE KOLOBEUTEL



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL MEDIUM, BEIGE, MIT FILTER

Aktivitätsbeutel mit gerader Oberkante und extra hoch platzierter Klebefläche, um ein Herausragen über Rock- oder Hosenbund zu vermeiden. Dehnbare Stomaöffnung.

Ausschneidbar bis zu 50 mm.

Abmessungen (H x B): 14,5 cm x 13 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
<b>CMB 113</b>	13 mm (Start)	30 Stück
<b>CMB 122</b>	22-24 mm	30 Stück
<b>CMB 125</b>	25-27 mm	30 Stück
<b>CMB 128</b>	28-31 mm	30 Stück
<b>CMB 132</b>	32-34 mm	30 Stück
<b>CMB 135</b>	35-37 mm	30 Stück
<b>CMB 138</b>	38-44 mm	30 Stück
<b>CMB 145</b>	45 mm	30 Stück



### COLOMATE STOMAKAPPEN BEIGE, MIT FILTER

Geeignet bei Schleimfisteln oder Darmirrigation.

Enthält ein Absorptionspad für zusätzliche Aufnahme. Ausschneidbar bis zu 50 mm.

Abmessungen (H x B): 11 cm x 11 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
<b>CCB 113</b>	13 mm	30 Stück
<b>CCB 120</b>	20 mm	30 Stück
<b>CCB 125</b>	25 mm	30 Stück
<b>CCB 130</b>	30 mm	30 Stück
<b>CCB 135</b>	35 mm	30 Stück




### COLOMATE MINI-STOMAKAPPEN, BEIGE

Diese Kappen sind vorgesehen für kleine Fisteln und kontinente Stomata. Enthält ein Absorptionspad für zusätzliche Aufnahme.

Alle Stomaöffnungen sind ausschneidbar. Durchmesser 60 mm, 70 mm oder 85 mm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
<b>CCS 120</b>	20 mm	30 Stück
<b>CCS 125</b>	25 mm	30 Stück
<b>CCS 130</b>	30 mm	30 Stück

## COLOMATE 1-TEILIGE KOLOBEUTEL



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL SMALL, BEIGE

Geeignet für Kinder, als Mini-Aktivitätsbeutel und als Fistelbeutel.

Ausschneidbar bis zu 50 mm.

Abmessungen (H x B): 16 cm x 10 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
<b>CSB 110</b>	10 mm (Start)	30 Stück

## COLOMATE 1-TEILIGE KOLOBEUTEL

### Mit extra großer Klebefläche



### COLOMATE COLOVAL KOLOSTOMIEBEUTEL OVAL, LARGE SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Ovale Klebefläche. Sehr ansprechend gestaltet mit seidenweichem, beigeem Textilvlies auf der Hautseite.

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Kontrolle des Stomas ist ohne Entfernen des Beutels möglich.

**Ausschneidbar bis zu 70 mm x 110 mm.**

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 15 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
<b>CXLT 110</b>	10 mm (Start)	30 Stück

## COLOMATE 1-TEILIGE KONVEXE KOLOBEUTEL

Beutel mit einer runden extra starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible gewölbte Klebeschicht. Mit 24 Stunden Stabfilter und 4-Punkt Gürtelanschluss.



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Mit seidenweichem, beige Textilvlies auf der Hautseite. Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Zwei Versionen mit Startöffnung, ausschneidbar für Stomata bis 35 mm oder bis 44 mm. Fertige Stomaöffnungen sind etwas dehnbar.

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CLTC 113-35	13 mm (Start)	10 Stück
CLTC 113-44	13 mm (Start)	10 Stück
CLTC 122	22-24 mm	10 Stück
CLTC 125	25-27 mm	10 Stück
CLTC 128	28-31 mm	10 Stück
CLTC 132	32-34 mm	10 Stück
CLTC 135	35-37 mm	10 Stück
CLTC 138	38-40 mm	10 Stück
CLTC 141	41-44 mm	10 Stück



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie CLB Ausführung, aber x-large und rautenförmige Klebeschicht. Ausschneidbar bis zu 50 mm.

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CXLTC 113-54	13 mm (Start)	10 Stück

## COLOMATE 1-TEILIGE KONVEXE KOLOBEUTEL

Beutel mit einer runden extra starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible gewölbte Klebeschicht. Mit 24 Stunden Stabfilter und 4-Punkt Gürtelanschluss.



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL MEDIUM LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie CLTC Ausführung, aber anatomisch geformt. Zwei Versionen mit Startöffnung, ausschneidbar bis 35 mm oder bis 44 mm. Abmessungen (H x B): 18 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CMLTC 113-35	13 mm (Start)	10 Stück
CMLTC 113-44	13 mm (Start)	10 Stück
CMLTC 125	25-27 mm	10 Stück
CMLTC 128	28-31 mm	10 Stück
CMLTC 132	32-34 mm	10 Stück
CMLTC 135	35-37 mm	10 Stück
CMLTC 138	38-40 mm	10 Stück
CMLTC 141	41-44 mm	10 Stück



### COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL LARGE / X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, OVAL, ÜBERLAPP, FILTER

Oval Konvex Platten. Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster.

Zwei Versionen mit Startöffnung, ausschneidbar für Stomata von 44 x 29 mm oder 54 x 37 mm.

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
CLTCO 113-44	10 mm (Start)	10 Stück
CLTCO 113-54	10 mm (Start)	10 Stück



*Diese Beutel sind versehen mit einem speziellen 4-Punkt Gürtelanschluss, um den Druck rund um einem versunkenen Stoma besser zu verteilen. Für 4-Punkt Gürtel Siehe Seite 72.*

# Ileostomie- beutel

Combimate Fleximate

Ileomate

## Der SoftSafe Verschluss

Fast alle 1- und 2-teilige Ausstreifbeutel von EuroTec sind erhältlich mit einem speziellen Klettverschluss ohne Haken erhältlich. Sie sind auch mit einen 'Finger Pocket' versehen, zum leichten Entleeren mit einer Hand. Durch 5-maliges Umlappen des Auslasses wird die Öffnung wieder verschlossen. Für zusätzlichen Komfort lässt sich der Verschluss noch unterhalb der oberen Beutelschicht einstecken.



Auch diese Ileostomiebeutel von EuroTec sind erhältlich mit einem handlichen, integrierten Klettverschluss mit 'Finger Pocket'.

## COMBIMATE 2-TEILIGE ILEOBEUTEL mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'



### COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Sehr ansprechend gestaltet mit seidenweichen, beigen Textilvlies auf beiden Seiten, mit einem 24 Stunden Stabfilter mit Gore-Tex Membran versehen. Abmessungen (H x B) 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ILBV 238	38 mm	30 Stück
ILBV 245	45 mm	30 Stück
ILBV 257	57 mm	30 Stück
ILBV 270	70 mm	30 Stück



### COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, BEIGE, OHNE FILTER

Wie ILBV Ausführung, aber ohne Filter. Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ILBV 238Z	38 mm	30 Stück
ILBV 245Z	45 mm	30 Stück
ILBV 257Z	57 mm	30 Stück
ILBV 270Z	70 mm	30 Stück



### COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie ILBV Ausführung, aber semi-transparent mit Sichtfenster.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ILTV 245	45 mm	30 Stück
ILTV 257	57 mm	30 Stück
ILTV 270	70 mm	30 Stück

## COMBIMATE 2-TEILIGE ILEOBEUTEL

Mit Klettverschluss und 'Finger Pocket' (m.A.v. IXSB)



### COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL MEDIUM, BEIGE, MIT FILTER

Wie ILBV Ausführung, aber kleiner.  
Die ideale Größe für kleine Erwachsene  
oder große Kinder.

Abmessungen (H x B): 24,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
IMBV 238	38 mm	30 Stück
IMBV 245	45 mm	30 Stück
IMBV 257	57 mm	30 Stück



### COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL SMALL, BEIGE, MIT FILTER

Wie IMBV Ausführung, aber kleiner.  
Ideal für Kinder oder als Mini-Beutel  
für Erwachsene.

Abmessungen (H x B): 23 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ISBV 238	38 mm	30 Stück
ISBV 245	45 mm	30 Stück
ISBV 257	57 mm	30 Stück



### COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL X-SMALL, BEIGE, OHNE FILTER

Für Babys und als Fistelbeutel geeignet.  
Mit integriertem Drahtclip. Sehr  
ansprechend gestaltet mit seidenweichem,  
beigem Textilvlies an beiden Seiten.

Abmessungen (H x B): 21,5 cm x 10 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
IXSB 238	38 mm	30 Stück
IXSB 245	45 mm	30 Stück

## COMBIMATE 2-TEILIGE ILEOBEUTEL

Mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'



### COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Extra große semi-transparente Ausführung  
mit Sichtfenster. Kontrolle des Stomas ist  
ohne Entfernen des Beutels möglich.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
IXLTV 285	85 mm	15 Stück
IXLTV 2100	100 mm	15 Stück

## COMBIMATE 2-TEILIGE HIGH-OUTPUT BEUTEL



### COMBIMATE HIGH OUTPUT BEUTEL SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Extra großes Modell ohne Rückschlagventil.  
Mit einem weichen Bodenhahn versehen.  
Geeignet für Wunden, Fisteln und Stomata  
mit extrem hoher Ausscheidung. Mit Adapter  
zum Anschluss an einen Nachtbeutel und  
Verschlussclip. Volumen 500 ml.

Abmessungen (H x B) 28 cm x 15 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ILT 245B	45 mm	30 Stück
ILT 257B	57 mm	30 Stück
ILT 270B	70 mm	30 Stück
IXLT 285B	85 mm	15 Stück
IXLT 2100B	100 mm	15 Stück



## FLEXIMATE 2-TEILIGE ILEOBEUTEL

### Mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'

Alle FlexiMate Stomabeutel sind mit einem Verschlussring ausgestattet. EuroTec verarbeitet bei diesen Beuteln eine zusätzliche Folienlage zwischen Filter und Stoma, so dass eine Verstopfung des Filters und Leckagen nahezu ausgeschlossen sind. Diese Beutel sind deshalb auch hervorragend geeignet für Menschen mit dünnem Stuhl.



#### FLEXIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Sehr ansprechend gestaltet mit seidenweichen, beigen Textilvlies auf beiden Seiten, mit einem 24 Stunden Stabfilter mit Gore-Tex Membran versehen.

Abmessungen (H x B) 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ILBV 240	40 mm	30 Stück
ILBV 250	50 mm	30 Stück
ILBV 260	60 mm	30 Stück

## FLEXIMATE 2-TEILIGE ILEOBEUTEL

### Mit Clips



#### FLEXIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Wie ILBV Ausführung, aber ohne Klettverschluss. Mit separaten Clips.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ILB 240	40 mm	30 Stück
ILB 250	50 mm	30 Stück
ILB 260	60 mm	30 Stück

## ILEOMATE 1-TEILIGE ILEOBEUTEL

### mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'

Beutel mit einer starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible dehnbare Klebeschicht. Mit 24 Stunden Stabfilter mit Gore-Tex Membran.



#### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, BEIGE, MIT FILTER

Weiches beiges Textilvlies an beiden Seiten. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ILBV 113	13 mm (Start)	30 Stück
ILBV 119	19-21 mm	30 Stück
ILBV 122	22-24 mm	30 Stück
ILBV 125	25-27 mm	30 Stück
ILBV 128	28-31 mm	30 Stück
ILBV 132	32-34 mm	30 Stück
ILBV 135	35-37 mm	30 Stück
ILBV 138	38-44 mm	30 Stück
ILBV 145	45 mm	30 Stück



*Regelmäßige Kontrolle  
ist jederzeit möglich.*



#### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie ILBV Ausführung, aber semi-transparent. Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ILTV 113	13 mm (Start)	30 Stück
ILTV 119	19-21 mm	30 Stück
ILTV 122	22-24 mm	30 Stück
ILTV 125	25-27 mm	30 Stück
ILTV 128	28-31 mm	30 Stück
ILTV 132	32-34 mm	30 Stück
ILTV 135	35-37 mm	30 Stück
ILTV 138	38-44 mm	30 Stück
ILTV 145	45 mm	30 Stück

## ILEOMATE 1-TEILIGE ILEOBEUTEL

mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL MEDIUM, BEIGE, MIT FILTER

Wie IMBV Ausführung, aber kleiner. Die ideale Größe für kleine Erwachsene oder große Kinder. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm.

Abmessungen (H x B): 24,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
IMBV 113	13 mm (Start)	30 Stück
IMBV 119	19-21 mm	30 Stück
IMBV 122	22-24 mm	30 Stück
IMBV 125	25-28 mm	30 Stück
IMBV 128	28-31 mm	30 Stück
IMBV 132	32-35 mm	30 Stück



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL MEDIUM, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie IMBV Ausführung, aber semi-transparent mit Sichtfenster. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm.

Abmessungen (H x B): 24,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
IMTV 113	13 mm (Start)	30 Stück
IMTV 119	19-21 mm	30 Stück
IMTV 122	22-24 mm	30 Stück
IMTV 125	25-28 mm	30 Stück
IMTV 128	28-31 mm	30 Stück
IMTV 132	32-35 mm	30 Stück



Mit dem 'Finger Pocket' kann man den Beutel einfach öffnen und reinigen.

## ILEOMATE 1-TEILIGE ILEOBEUTEL

mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'

Beutel mit einer starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible dehnbare Klebeschicht. Mit 24 Stunden Stabfilter mit Gore-Tex Membran.



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL SMALL, BEIGE, MIT FILTER

Seidenweiches beiges Textilvlies an beiden Seiten. Ideal für Kinder oder als Mini-Beutel für Erwachsene. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm.

Abmessungen (H x B): 23 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ISBV 113	13 mm (Start)	30 Stück




### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL SMALL, SEMI-TRANSPARENT ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie ISBV Ausführung, aber semi-transparent mit Sichtfenster. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm.

Abmessungen (H x B): 23 cm x 14 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ISTV 113	13 mm (Start)	30 Stück



Mit integriertem Drahtclip oder Bodenbahn.

### ILEOMATE MINI-ILEOSTOMIEBEUTEL EXTRA SMALL, TRANSPARENT, MIT FILTER

Für Babys und als Fistelbeutel geeignet. Ausschneidbar bis zu 50 mm.

Abmessungen (H x B): 21 cm x 10 cm.

Mit Startöffnung und integriertem Drahtclip.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
IXST 110	10 mm (Start)	30 Stück

Ohne Öffnung und mit integriertem Drahtclip oder Bodenbahn.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
IXST 100B	keine	20 Stück

## ILEOMATE 1-TEILIGE ILEOBEUTEL

mit Klettverschluss und extra großer Klebefläche



### ILEOMATE ILEOVAL ILEOSTOMIEBEUTEL X-LARGE, OVAL, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Extra großer Beutel mit horizontaler ovaler Klebefläche. Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Geeignet für zwei Stomata oder eine kleine Bauchwunde.

Ausschneidbar bis 70 mm x 110 mm.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

**Bestell-Nr. Stomaöffnung VE**  
**IXLTV 110** 10 mm (Start) 30 Stück



### ILEOMATE ILEOVAL ILEOSTOMIEBEUTEL OVAL, LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Version mit vertikaler ovaler Klebefläche. Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Kontrolle des Stomas ist ohne Entfernen des Beutels möglich.

Ausschneidbar bis 70 mm x 110 mm.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

**Bestell-Nr. Stomaöffnung VE**  
**ILTOV 110** 10 mm (Start) 30 Stück



*Auch diese Ileostomiebeutel von EuroTec sind erhältlich mit einem handlichen, integrierten Klettverschluss mit 'Finger Pocket'.*

## ILEOMATE 1-TEILIGE KONVEXE ILEOBEUTEL

mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'

Beutel mit einer starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible dehnbare Klebeschicht. Diese Beutel sind versehen mit einem speziellen 4-Punkt Gürtelanschluss. Mit 24 Stunden Stabfilter mit Gore-Tex Membran.



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Mit seidenweichem, beigem Textilvlies auf der Hautseite. Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster.

Startöffnung ist ausschneidbar bis zu 35 mm oder 44 mm. Fertige Stomaöffnungen sind etwas dehnbar.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
<b>ILTC 113-35</b>	13 mm (Start)	10 Stück
<b>ILTC 113-44</b>	13 mm (Start)	10 Stück
<b>ILTC 119</b>	19-21 mm	10 Stück
<b>ILTC 122</b>	22-24 mm	10 Stück
<b>ILTC 125</b>	25-27 mm	10 Stück
<b>ILTC 128</b>	28-31 mm	10 Stück
<b>ILTC 132</b>	32-34 mm	10 Stück
<b>ILTC 135</b>	35-38 mm	10 Stück
<b>ILTC 138</b>	38-41 mm	10 Stück
<b>ILTC 141</b>	41-44 mm	10 Stück



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie ILTC Ausführung, aber X-Large und rautenförmige Klebefläche.

Ausschneidbar bis zu 54 mm.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

**Bestell-Nr. Stomaöffnung VE**  
**IXLTC 113-54** 13 mm (Start) 10 Stück



## ILEOMATE 1-TEILIGE KONVEXE ILEOBEUTEL

mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL MEDIUM, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Wie ILTC Ausführung, aber kleiner.  
Zwei Versionen mit Startöffnung,  
ausschneidbar für Stomata bis 35 mm  
oder bis 44 mm. Fertige Stomaöffnungen  
sind etwas dehnbar. Abmessungen  
(H x B): 24,5 cm x 14,5 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
IMTC 113-35	13 mm (Start)	10 Stück
IMTC 113-44	13 mm (Start)	10 Stück
IMTC 119	19-21 mm	10 Stück
IMTC 122	22-24 mm	10 Stück
IMTC 125	25-27 mm	10 Stück
IMTC 128	28-31 mm	10 Stück
IMTC 132	32-34 mm	10 Stück



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE / X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, OVAL HORIZONTAL, ÜBERLAPP, FILTER

Oval Konvex Platten. Semi-transparente  
Ausführung mit Sichtfenster.  
Zwei Versionen mit Startöffnung,  
ausschneidbar für Stomata von 44 x 29  
mm oder 54 x 37 mm. Volumen 500 ml.  
Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ILTCO 113-44	13 mm (Start)	10 Stück
ILTCO 113-54	13 mm (Start)	10 Stück



*Diese Beutel sind versehen mit einem speziellen  
4-Punkt Gürtelanschluss, um den Druck rund um  
einem versunkenen Stoma besser zu verteilen.  
Für 4-Punkt Gürtel Siehe Seite 56.*

## ILEOMATE 1-TEILIGE KONVEXE ILEOBEUTEL

mit Klettverschluss und 'Finger Pocket'



### ILEOMATE ILEOSTOMIEBEUTEL LARGE / X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, OVAL VERTIKAL, ÜBERLAPP, MIT FILTER

Oval konvex Platten. Semi-transparente  
Ausführung mit Sichtfenster.  
Zwei Versionen mit Startöffnung,  
ausschneidbar für Stomata von 44 x 29  
mm oder 54 x 37 mm. Volumen 500 ml.  
Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ILTCO 113-44v	13 mm (Start)	10 Stück
ILTCO 113-54v	13 mm (Start)	10 Stück

## ILEOMATE 1-TEILIGE HIGH OUTPUT BEUTEL mit geschmeidigem Bodenhahn und Verschlussclips



### ILEOMATE HIGH OUTPUT BEUTEL SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP, MIT FILTER.

Extra großes Modell ohne Rückschlagventil.  
Mit einem weichen Bodenhahn versehen.  
Geeignet für Wunden, Fisteln und Stomata  
mit extrem hoher Ausscheidung. Mit Adapter  
zum Anschluss an einen Nachtbeutel und  
Verschlussclip. Ausschneidbar bis 70 mm x  
110 mm. Volumen 550 ml.

Mit horizontalen Klebefläche

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
IXLT 110B	10 mm	30 Stück

Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

Mit vertikalen Klebefläche

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ILTO 110B	10 mm	30 Stück

Abmessungen (H x B): 28 cm x 14,5 cm.

# Urostomie- Beutel

Combimate

Fleximate

Uromate

## COMBIMATE 2-TEILIGE UROBEUTEL

mit geschmeidigem Bodenhahn



### COMBIMATE UROSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPPUNG

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Kontrolle des Stomas ist ohne Entfernen des Beutels möglich. Mit zwei Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel. Volumen 500 ml.

Abmessungen (H x B): 25 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ULT 238B	38 mm	20 Stück
ULT 245B	45 mm	20 Stück
ULT 257B	57 mm	20 Stück
ULT 270B	70 mm	20 Stück



### COMBIMATE UROSTOMIEBEUTEL MEDIUM, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPPUNG

Wie ULT Ausführung, aber kleiner. Volumen 375 ml.

Abmessungen (H x B): 21 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
UMT 238B	38 mm	20 Stück
UMT 245B	45 mm	20 Stück
UMT 257B	57 mm	20 Stück



### COMBIMATE UROSTOMIEBEUTEL X-SMALL, TRANSPARENT

Als Urostomiebeutel für Babys und als Fistelbeutel geeignet.

Mit zwei Nachtbeutel-Adapter.

Volumen 140 ml.

Abmessungen (H x B): 20,5 cm x 10 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
UXST 238B	38 mm	20 Stück
UXST 245B	45 mm	20 Stück



Der Bodenhahn kann in die integrierte Tasche gesteckt werden.

## COMBIMATE 2-TEILIGE UROBEUTEL

mit handlichem Fronthahn (Drehhahn)



*Urostomie Fronthahn für einfaches Öffnen und Schließen des Beutels. Einfach mit einer Hand zu bedienen.*



### COMBIMATE UROSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Kontrolle des Stomas ist ohne Entfernen des Beutels möglich. Mit zwei Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel. Mit Fronthahn. Volumen 500 ml. Abmessungen (H x B): 25 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ULT 238F	38 mm	20 Stück
ULT 245F	45 mm	20 Stück
ULT 257F	57 mm	20 Stück
ULT 270F	70 mm	20 Stück



### COMBIMATE UROSTOMIEBEUTEL MEDIUM, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Wie ULT Ausführung, aber kleiner. Volumen 375 ml. Abmessungen (H x B): 21 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
UMT 238F	38 mm	20 Stück
UMT 245F	45 mm	20 Stück
UMT 257F	57 mm	20 Stück

## FLEXIMATE 2-TEILIGE UROBEUTEL

mit geschmeidigem Bodenbahn



Alle FlexiMate Stomabeutel sind mit einem Verschlussring ausgestattet. Der Beutel braucht nur leicht auf die Platte gedrückt zu werden und durch Zusammendrücken des Verschlusses wird diese gesichert.



### FLEXIMATE UROSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Kontrolle des Stomas ist ohne Entfernen des Beutels möglich. Inklusive zwei Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel. Volumen 500 ml.

Abmessungen (H x B): 25 cm x 15 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ULT 240B	40 mm	20 Stück
ULT 250B	50 mm	20 Stück
ULT 260B	60 mm	20 Stück

## UROMATE 1-TEILIGE UROBEUTEL

### mit geschmeidigen Bodenhahn

Beutel mit einer starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible dehnbare Klebeschicht.



#### UROMATE UROSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm. Volumen 500 ml. Inklusive zwei Adapter zum Anschluss an einem Nachtbeutel. Volumen: 500 ml.

Abmessungen (H x B): 25 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
ULT 113B	13 mm (Start)	20 Stück
ULT 116B	16-18 mm	20 Stück
ULT 119B	19-21 mm	20 Stück
ULT 122B	22-24 mm	20 Stück
ULT 125B	25-27 mm	20 Stück
ULT 128B	28-31 mm	20 Stück
ULT 132B	32-34 mm	20 Stück
ULT 135B	35-37 mm	20 Stück
ULT 138B	38-41 mm	20 Stück



Der Bodenhahn Tasche.



#### UROMATE UROSTOMIEBEUTEL MEDIUM, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Wie ULT Ausführung, aber kleiner. Volumen: 375 ml.

Abmessungen (H x B): 21 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Rastring	VE
UMT 113B	13 mm (Start)	20 Stück
UMT 116B	16-18 mm	20 Stück
UMT 119B	19-21 mm	20 Stück
UMT 122B	22-24 mm	20 Stück
UMT 128B	28-31 mm	20 Stück



Beiliegender Adapter zum Anschluss an einem Nachtbeutel.

## UROMATE 1-TEILIGE UROBEUTEL

### mit handlichem Fronthahn (Drehhahn)

Beutel mit einer starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible dehnbare Klebeschicht.



#### UROMATE UROSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Dehnbare Stomaöffnung, ausschneidbar bis zu 60 mm. Inklusive zwei Adapter zum Anschluss an einem Nachtbeutel. Volumen: 500 ml.

Abmessungen (H x B): 25 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ULT 113F	13 mm (Start)	20 Stück
ULT 116F	16-18 mm	20 Stück
ULT 119F	19-21 mm	20 Stück
ULT 122F	22-24 mm	20 Stück
ULT 125F	25-27 mm	20 Stück
ULT 128F	28-31 mm	20 Stück
ULT 132F	32-34 mm	20 Stück
ULT 135F	35-37 mm	20 Stück
ULT 138F	38-41 mm	20 Stück



#### UROMATE UROSTOMIEBEUTEL MEDIUM, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Wie ULT Ausführung, aber kleiner. Volumen: 375 ml.

Abmessungen (H x B): 21 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
UMT 113F	13 mm (Start)	20 Stück
UMT 116F	16-18 mm	20 Stück
UMT 119F	19-21 mm	20 Stück
UMT 122F	22-24 mm	20 Stück
UMT 125F	25-27 mm	20 Stück
UMT 128F	28-31 mm	20 Stück
UMT 132F	32-35 mm	20 Stück

## UROMATE 1-TEILIGE KONVEXE UROBEUTEL

### mit geschmeidigem Bodenhahn

Beutel mit einer starken (0,9 mm) Klebeschicht aus 'Classic Stoma Adhesive' ohne hinzugefügte synthetische Elastomere für optimalen Hautschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Extrem flexible dehnbare Klebeschicht. Diese Beutel sind versehen mit einem speziellen 4-Punkt Gürtelanschluss.



#### UROMATE UROSTOMIEBEUTEL, KONVEX, LARGE, SEMI-TRANSPARENT, ÜBERLAPP

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Zwei Versionen mit Startöffnung, ausschneidbar bis zu 35 mm oder 44 mm.

Fertige Stomaöffnungen sind etwas dehnbar. Inklusive zwei Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel. Volumen: 500 ml.

Abmessungen (H x B): 25 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ULTC 113B-35	13 mm (Start)	10 Stück
ULTC 113B-44	13 mm (Start)	10 Stück
ULTC 116B	16-18 mm	10 Stück
ULTC 119B	19-21 mm	10 Stück
ULTC 122B	22-24 mm	10 Stück
ULTC 125B	25-27 mm	10 Stück
ULTC 128B	28-31 mm	10 Stück
ULTC 132B	32-34 mm	10 Stück
ULTC 135B	35-37 mm	10 Stück
ULTC 138B	38-41 mm	10 Stück



Der Bodenhahn kann in die integrierte Tasche gesteckt werden.



#### UROMATE UROSTOMIEBEUTEL LARGE, SEMI-TRANSPARENT, KONVEX, OVAL, ÜBERLAPP

Semi-transparente Ausführung mit Sichtfenster. Ausschneidbar bis zu 44 mm x 35 mm.

Mit zwei Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel. Volumen: 500 ml.

Abmessungen (H x B): 25 cm x 14,8 cm.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
ULTCO 113B-44	13 mm (Start)	10 Stück

## ILEOMATE 1-TEILIGE POST-OP BEUTEL

### Mit Zutritt-Fenster, Bodenhahn und Clip Verschluss



#### POST-OPERATIVE BEUTEL, ZUTRITT-FENSTER, X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, OVAL, HORIZONTAL KLEBEFLÄCHE,

Extra großer Beutel mit horizontaler ovaler Klebefläche. Mit einen handlichen Zutritt-Fenster von 100 mm Durchmesser versehen. Nach Wunsch zu benutzen mit Bodenhahn oder hinzugefügtem Clip. Geeignet für Wunden, Fisteln und Stomata. Inklusive zehn Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutels. Ausschneidbar von 70 mm bis 110 mm. Volumen 550 ml.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

10 Adapter und 10 Clips inbegriffen.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
POH 110B	10 mm	10 Stück



#### POST-OPERATIVE BEUTEL, ZUTRITT-FENSTER, X-LARGE, SEMI-TRANSPARENT, OVAL, VERTIKALE KLEBEFLÄCHE,

Wie POH Version aber mit vertikaler ovaler Klebefläche. Volumen 550 ml.

Abmessungen (H x B): 28 cm x 15 cm.

10 Adapter und 10 Clips inbegriffen.

Bestell-Nr.	Stomaöffnung	VE
POV 110B	10 mm	10 Stück

Varimate

Bluemate

Convex Ring

Gellymate

Circlemate

## STOMA-ZUBEHÖR: CIRCLEMATE



CIRCLEMATE ist der Markenname von runden Stomapflastern. Sie sind erhältlich in beige mit einer hypo-allergenen Haftschiicht aus Solvent-Acrylat mit stärkerer Haftkraft und in weiß mit einer noch haut-freundlicheren Klebefäche auf Wasserbasis für empfindliche Haut. Sie erhöhen die Sicherheit des Auffangsystems und den Tragekomfort.

CIRCLEMATE Pflaster verhindern, dass:

- sich die Ränder der Hautplatten aufrollen oder lösen,
- die Ränder austrocknen und aushärten,
- die Ränder zerlaufen und mit dem Beutel verkleben,
- die Ränder beim Schwimmen oder Baden schleimig werden.



Bestell-Nr. beige	Bestell-Nr. weiß	Außen-durchmesser	Innen-durchmesser	VE
CMB 1258	CMW 1258	122 mm	58 mm	30
CMB 1265	CMW 1265	122 mm	65 mm	30
CMB 1270		122 mm	70 mm	30
CMB 1277	CMW 1277	122 mm	77 mm	30
CMB 1577	CMW 1577	150 mm	77 mm	30
CMB 1590	CMW 1590	150 mm	90 mm	30
CMB 1598	CMW 1598	150 mm	98 mm	30

## STOMA-ZUBEHÖR



### OSTOMATE STOMAPASTE

OSTOMATE Stomapaste ist eine zähflüssige, hochwertige und hypoallergene Paste zur Abdichtung von Hautschutzplatten rund um das Stoma. Inhalt 60 g.

**Bestell-Nr. SP 060**



### EUROTEC GÜRTEL

Gürtel von 2,5 cm Breite. Geeignet für alle Marken Stomahilfsmittel, die mit Gürtelaugen versehen sind.

Mit beiliegendem Adapter, auch passend auf Beutel mit 4-Punktanschluss. Verstellbar von Medium bis zu XXL. Einzeln verpackt.

**Bestell-Nr. SB 25**



### EUROTEC BREITERE GÜRTEL

Gürtel von 5 cm Breite für Stomabeutel und Platten mit Standard 2-Punkt Gürtelanschluss. Schneidet weniger in die Haut ein als ein schmaler Gürtel. Kombinierbar mit Stomahilfsmitteln aller Hersteller. Verstellbar von Medium bis zu XXL. Einzeln verpackt.

**Bestell-Nr. SB 52**



### EUROTEC UNTERSTÜTZUNGSPLATTEN

Für extra Unterstützung bei 2-teiligen Platten und 1-teiligen Beutel. Auch um Unterwanderung oder Leckage zu vermeiden. Zu kombinieren mit dem 4-Punkt Gürtel SB 50.

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Durchm.</b>	<b>Für Rastringe</b>
<b>FP 60</b>	60 mm	38, 43, 45 mm
<b>FP 72</b>	72 mm	55, 57 mm
<b>FP 80</b>	80 mm	70 mm + 1-teilig

## STOMA-ZUBEHÖR



### EUROTEC BREITERE GÜRTEL

Gürtel von 5 cm Breite für Stomabeutel und Platten mit 4-Punkt Gürtelanschluss. Schneidet weniger in die Haut ein als ein schmaler Gürtel. Insbesondere geeignet für 1-teilige konvexe Beutel von EuroTec. Auch kombinierbar mit einer 4-Punkt Unterstütsungsplatte. Lieferbar von S bis zu XXL. Einzeln verpackt.

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bauchumfang</b>
--------------------	--------------------

<b>SB 50 S</b>	60 - 75 cm
<b>SB 50 M</b>	75 - 90 cm
<b>SB 50 L</b>	90 - 110 cm
<b>SB 50 XL</b>	110 - 130 cm
<b>SB 50 XXL</b>	>130 cm

## ELASTOMATE UNTERSTÜTZUNGS-GÜRTEL UND HERNIEBANDAGEN

Elastomate Gürtel und Bandagen sind von hoher Qualität und aus starkem elastischem Material hergestellt für maximalen Komfort.

Die Öffnung ist extra verstärkt mittels einer Kunststoff Stützplatte.

Die Gürtel und Bandagen sind in drei Breiten erhältlich: 10 cm, 15 cm und 23 cm und in verschiedenen Längen, alle verstellbar mit einem Klettverschluss.

Alle Unterstützungsgürtel sind lieferbar mit Öffnungen von 60 mm und 72 mm. Die Bandagen von 15 und 23 cm Breite gibt es auch mit einer Öffnung von 83 mm. Die Gürtel von 10 und 15 cm Breite sind links- und rechtsseitig zu benutzen. Die Bandagen von 23 cm Breite sind erhältlich in einer linken und rechten Version, abhängig von der Position des Stomas.



# STOMA-ZUBEHÖR: ELASTOMATE GÜRTEL UND HERNIEBANDAGEN

## Indikationen:

Die 10 cm breite Version ist insbesondere geeignet für:

- Extra Fixierung des Stomamaterials
- Unterstützung des Hilfsmittels bei einem versunkenen Stoma
- Unterstützung einer schwachen Bauchwand rund um das Stoma

Die breiteren Bandagen von 15 und 23 cm bieten zusätzlich die folgenden Funktionen:

- Vermeidung einer parastomalen Hernie oder Prolaps
- Unterstützung einer schwachen Bauchwand

**Kontraindikationen:** Schwere Lungenprobleme

Alle Gürtel und Bandagen können auf Wunsch mit einem Prolapsflap versehen werden; ein elastisches Band, das über dem Stoma angelegt wird, um Gegendruck am Stoma zu erzeugen, oder als extra Unterstützung bei (schwerer) Arbeit, Sport oder bei einem Prolaps (ein stark hervorstehendes Stoma).



**Bestell-Nr. PF 75:** Prolaps Flap 7,5 cm breit.

**Bestell-Nr. PF 100:** Prolaps Flap 10 cm breit.


## BESTELLCODES ELASTOMATE

Breite	Öffnung	Bauchumfang	Bestellcode
10 cm	60 mm	70 cm - 80 cm	SB1060S
10 cm	60 mm	80 cm - 90 cm	SB1060M
10 cm	60 mm	90 cm - 100 cm	SB1060L
10 cm	60 mm	100 cm - 115 cm	SB1060XL
10 cm	60 mm	115 cm - 130 cm	SB1060XXL
10 cm	72 mm	70 cm - 80 cm	SB1072S
10 cm	72 mm	80 cm - 90 cm	SB1072M
10 cm	72 mm	90 cm - 100 cm	SB1072L
10 cm	72 mm	100 cm - 115 cm	SB1072XL
10 cm	72 mm	115 cm - 130 cm	SB1072XXL
15 cm	geen	70 cm - 80 cm	SB1500S
15 cm	geen	80 cm - 90 cm	SB1500M
15 cm	geen	90 cm - 100 cm	SB1500L
15 cm	geen	100 cm - 115 cm	SB1500XL
15 cm	geen	115 cm - 130 cm	SB1500XXL

## BESTELLCODES ELASTOMATE

Breite	Öffnung	Bauchumfang	Bestellcode
15 cm	60 mm	70 cm - 80 cm	SB1560S
15 cm	60 mm	80 cm - 90 cm	SB1560M
15 cm	60 mm	90 cm - 100 cm	SB1560L
15 cm	60 mm	100 cm - 115 cm	SB1560XL
15 cm	60 mm	115 cm - 130 cm	SB1560XXL
15 cm	72 mm	70 cm - 80 cm	SB1572S
15 cm	72 mm	80 cm - 90 cm	SB1572M
15 cm	72 mm	90 cm - 100 cm	SB1572L
15 cm	72 mm	100 cm - 115 cm	SB1572XL
15 cm	72 mm	115 cm - 130 cm	SB1572XXL
15 cm	83 mm	70 cm - 80 cm	SB1583S
15 cm	83 mm	80 cm - 90 cm	SB1583M
15 cm	83 mm	90 cm - 100 cm	SB1583L
15 cm	83 mm	100 cm - 115 cm	SB1583XL
15 cm	83 mm	115 cm - 130 cm	SB1583XXL
23 cm	geen	80 cm - 90 cm	SB2300LM
23 cm	geen	90 cm - 100 cm	SB2300LL
23 cm	geen	100 cm - 115 cm	SB2300LXL
23 cm	geen	115 cm - 130 cm	SB2300LXXL
23 cm	geen	80 cm - 90 cm	SB2300RM
23 cm	geen	90 cm - 100 cm	SB2300RL
23 cm	geen	100 cm - 115 cm	SB2300RXL
23 cm	geen	115 cm - 130 cm	SB2300RXXL
23 cm	60 mm	80 cm - 90 cm	SB2360LM
23 cm	60 mm	90 cm - 100 cm	SB2360LL
23 cm	60 mm	100 cm - 115 cm	SB2360LXL
23 cm	60 mm	115 cm - 130 cm	SB2360LXXL
23 cm	60 mm	80 cm - 90 cm	SB2360RM
23 cm	60 mm	90 cm - 100 cm	SB2360RL
23 cm	60 mm	100 cm - 115 cm	SB2360RXL
23 cm	60 mm	115 cm - 130 cm	SB2360RXXL
23 cm	72 mm	80 cm - 90 cm	SB2372LM
23 cm	72 mm	90 cm - 100 cm	SB2372LL
23 cm	72 mm	100 cm - 115 cm	SB2372LXL
23 cm	72 mm	115 cm - 130 cm	SB2372LXXL
23 cm	72 mm	80 cm - 90 cm	SB2372RM
23 cm	72 mm	90 cm - 100 cm	SB2372RL
23 cm	72 mm	100 cm - 115 cm	SB2372RXL
23 cm	72 mm	115 cm - 130 cm	SB2372RXXL
23 cm	83 mm	80 cm - 90 cm	SB2383LM
23 cm	83 mm	90 cm - 100 cm	SB2383LL
23 cm	83 mm	100 cm - 115 cm	SB2383LXL
23 cm	83 mm	115 cm - 130 cm	SB2383LXXL
23 cm	83 mm	80 cm - 90 cm	SB2383RM
23 cm	83 mm	90 cm - 100 cm	SB2383RL
23 cm	83 mm	100 cm - 115 cm	SB2383RXL
23 cm	83 mm	115 cm - 130 cm	SB2383RXXL

## STOMA-ZUBEHÖR



### EUROTEC CLIP

Je nach Produkt sind zwei schlanke Verschluss-Clips den Beuteln beigelegt. Sie können auch separat bestellt werden.

**Bestell-Nr.** **VE**  
**CLS 10** 10 Stück



### EUROTEC NACHTBEUTEL-ADAPTER

Bei Verwendung eines Nachtbeutel ist es unbedingt erforderlich, den mitgelieferten Adapter zu verwenden. Diese Adapter sind bei den Urostomiebeuteln enthalten und können auch separat bestellt werden.

**Bestell-Nr.** **VE**  
**AD 10** (Für Bodenhahn) 10 Stück  
**UA 10** (Für Fronthahn) 10 Stück



### OFFMATE KLEBSTOFF-ENTFERNER SPRAY

Medizinischer Klebstoff-Entferner auf Silikon Basis für das komfortable und schmerzlose Entfernen von Stomabeuteln und Hautplatten. Es ist ein Spray, das leicht anzubringen ist und innerhalb von Sekunden wirkt. Offmate ist mild für die Haut und brennt nicht. Es verdampft schnell ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Haftung von neu anzubringenden Stomahilfsmitteln wird hiervon nicht beeinflusst. Inhalt: 50 ml.

**Bestell-Nr.** **VE**  
**OM 50** 1 Sprühdose


## STOMA-ZUBEHÖR



### OFFMATE KLEBSTOFF-ENTFERNER TÜCHER

Medizinischer Klebstoff-Entferner auf Silikon Basis für effektives und schmerzloses Entfernen der Klebeflächen von 1- und 2-teiligen Stomahilfsmitteln. Mittels Tücher leicht anzubringen und innerhalb von Sekunden wirksam. Offmate ist mild für die Haut und brennt nicht. Es verdampft schnell ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Haftung von neu anzubringenden Stomahilfsmitteln wird hiervon nicht beeinflusst.

**Bestell-Nr.** **VE**  
**OM 30** 30 Stück



### ILEOMATE EASYDRAINER

Fällt es Ihnen manchmal schwer, den Beutel in einer öffentlichen Toilette zu entleeren? Setzen oder knien Sie sich nicht gerne auf fremden Toiletten? Mit ILEOMATE Easydrainer können Sie komfortabel stehen bleiben, während Sie Ihre Beutel hygienisch und einfach entleeren. ILEOMATE Easydrainer ist eine wasserlösliche Hülse aus Papier, die sich im Anschluss diskret mit der Toilettenspülung entsorgen lässt.

**Bestell-Nr.** **VE**  
**ED 30** 30 Stück

## STOMA-ZUBEHÖR



### GORE-TEX FILTERMEMBRAN

Benutzen Sie Beutel mit Filter und wollen Sie schwimmen oder baden? Kleben Sie einfach einen Gore-Tex Aufkleber auf den Filter. Dann ist sichergestellt, dass der Filter nicht nass wird und auch unter Wasser einwandfrei funktioniert.

**Bestell-Nr. GT 30** (klein), **VE** 30 Stück  
Für EuroTec Beutel.

**Bestell-Nr. GT 20** (groß), **VE** 20 Stück  
Für Beutel von anderen Herstellern.



### GELLYMATE ABSORPTIONS-KAPSELN GELLYMATE ABSORPTIONS-DRAGEES

Mit integriertem Stoma-Deodorant. Probleme mit dünnem, aggressivem Stuhl? GELLYMATE ist zur Verwendung im Beutel vorgesehen und bindet Stuhl oder Urin zu einem Gel, womit das Problem endgültig behoben ist. Insbesondere geeignet für Kolo- und Ileostoma. Inhalt jeweils 140 Stück.

**Bestell-Nr. GM 140** (Kapseln)

**Bestell-Nr. GD 140** (Dragees)



### BLUEMATE ENTSORGUNGSBEUTEL

Spezielle hygienische Entsorgungsbeutel für das diskrete Entsorgen von medizinischen Einmalprodukten, wie Stomabeutel, Verbände und kleine Inkontinenz-Produkte. Bequem in der Handhabung, hermetischer Verschluss, absolut geruchsdicht, undurchsichtig, hergestellt aus umweltfreundlichem Kunststoff.

**Bestell-Nr. BM 100**, **VE** 100 Stück

## STOMA-ZUBEHÖR



### COMBIMATE RASTRINGADAPTER

Mit diesen Adaptern kann man das Andrücken eines Beutels erheblich erleichtern, weil man mit den Fingern unter den Rastring greifen kann. Ideal in der postoperativen Phase oder für Leute bei denen das Andrücken schwierig oder schmerzhaft ist. Man kann diese Adapter mit COMBIMATE Platten und Beuteln kombinieren, wobei die Rastringgröße des Beutels immer 2 Nummern größer ist als die der Platte.

Bestellcode	Rastring Platte	Rastring Beutel	VE
<b>SA 4570</b>	45 mm	70 mm	10 Stück
<b>SA 5785</b>	57 mm	85 mm	10 Stück
<b>SA 70100</b>	70 mm	100 mm	10 Stück



### COMBIMATE IRRIGATIONSADAPTER

Möchten Sie einen Irrigationsschlauchbeutel mit dem 2-teiligen System von EuroTec oder ConvaTec kombinieren? Mit den COMBIMATE Irrigations-Rastringen kann man jeden selbstklebenden Schlauchbeutel für diese 2-teiligen Systeme passend machen.

Bestell-Nr.	Flange Size	VE
<b>IR 238</b>	38 mm	50 Stück
<b>IR 245</b>	45 mm	50 Stück
<b>IR 257</b>	57 mm	50 Stück

## STOMA-ZUBEHÖR: VARIMATE THIN STREIFEN VARIMATE THIN CURVE



Bei 2-teiligen Stomasystemen können die Ränder der Hautplatten austrocknen oder aushärten mit der Folge, dass es damit zu Hautreizungen kommt. Ebenso kann die Klebefläche durch Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit entlang der Ränder etwas zerlaufen. Durch Schwimmen oder Baden werden die Ränder schleimig und können sich lösen. Dies kann durch Abkleben der Ränder mit unserem speziellen runden CIRCLEMATE Pflaster verhindert werden. Sämtliche Pflaster können bei einer sensiblen Haut Hautprobleme verursachen. Für diese Fälle gibt es Alternativen: VARIMATE THIN Streifen in einer Größe von 3 x 11 cm, oder Varimate Curve Streifen, von denen 4 Stück einen Zirkel bilden. Varimate Thin besteht aus demselben hautfreundlichen Material (reines Hydrokolloid) wie unsere Hautplatten, aber nur mit einem Fünftel der Stärke. Mit diesen geraden oder gebogenen Streifen können also bei einer hochsensiblen Haut die Ränder der Platten abgeklebt werden. Das Hydrokolloid haftet optimal, ist atmungsaktiv und wasserbeständig.

VARIMATE THIN Streifen sind erhältlich in den Ausführungen:

**3 x 11 cm** mit **Bestell-Nr. VMT 0311**, VE **60 Stück**


**5 x 11 cm** mit **Bestell-Nr. VMT 0511**, VE **30 Stück**

**5 x 22 cm** mit **Bestell-Nr. VMT 0522**, VE **20 Stück**


VARIMATE THIN Curve ist erhältlich in den Ausführungen:

**3 x 9 cm** mit **Bestell-Nr. VMT CURVE**, VE **60 Stück**

## STOMA-ZUBEHÖR: VARIMATE RESIST



VARIMATE RESIST, beidseitig klebende Pastescheiben sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlicher Stomapaste aus der Tube. Sie können mit den Fingern geknetet, gedehnt und modelliert werden. Sie kleben immer! VARIMATE RESIST ist äußerst resistent gegen Urin und flüssigen Stuhl. VARIMATE RESIST lässt sich auf Wunsch rund um das Stoma gut anpassen. Darauf kann



man dann die Platte oder den Beutel anbringen. Das Material ist auch sehr gut geeignet um kleine Hautfalten (mit Pastestreifen) oder größere Falten und Narben (mit VARIMATE EYE) aufzufüllen. VARIMATE RESIST enthält eine kleine Menge an synthetischen Elastomeren.

*VARIMATE RESIST Scheiben können leicht bis auf das Doppelte der Größe gedehnt werden.*

Beschreibung	Abmessungen	VE	Bestell-Nr.
Varimate Streifen	1 x 25 cm	10 Stück	<b>VMR 0125</b>
Varimate Scheiben	50/18 mm	20 Stück	<b>VMR 5018</b>
Varimate Scheiben	70/25 mm	20 Stück	<b>VMR 7025</b>
Varimate Augen	100/50/18 mm	10 Stück	<b>VMR EYE</b>
Platten	10 x 10 cm	5 Stück	<b>VMDR 1010</b>
Platten	15 x 15 cm	5 Stück	<b>VMDR 1515</b>
Platten	20 x 20 cm	5 Stück	<b>VMDR 2020</b>

## STOMA-ZUBEHÖR: VARIMATE KEILE

### Probleme mit Leckagen?

Falls Stuhl oder Urin neben dem Stoma unter der Hautplatte hervortritt, liegt dies oft an Hautfalten links und rechts des Stomas. Mit VARIMATE Keilen lassen sich solche Hautfalten auffüllen und undichte Stellen vermeiden. Die breite Seite des Keils wird so in die Hautfalte



gegen das Stoma geklebt, dass die Spitze des Keils nach außen weist. Bei Hautfalten können mehrere Keile übereinander geklebt werden, wobei der schmalste Keil immer zuerst angebracht werden soll. Da das Schneiden der Keile für viele Menschen eine schwierige und zeitraubende Angelegenheit ist, liefert EuroTec fertige VARIMATE Keile in zwei Abmessungen:



Keilrad large  
40 Stück

Bestell-Nr. VMW 40



Keilrad small  
60 Stück

Bestell-Nr. VMW 60

## ZUBEHÖR: VARIMATE DUO



VARIMATE DUO 2-seitig haftende Platten aus Hydrokolloid werden hergestellt aus optimal absorbierendem „Classic Stoma Adhesive“, ohne Verwendung synthetischer Gummis (Elastomere). VARIMATE DUO 2-seitig haftende Platten sind zwar unsteril, werden aber unter strengsten „Reinraum“-Kriterien produziert. Zudem erfolgt unter hoher Temperatur die Abdeckung der Platten mit einem hermetisch abschließenden, silikonisierten Papier.

VARIMATE DUO eignet sich hervorragend dazu, Hautfalten, Grübchen und andere Hautunebenheiten bei Stomata und Fisteln auszugleichen, aber auch, um Wundränder, z.B. bei Platzbauch, auf Hautniveau zu bringen, sodass ein Auffangsystem befestigt werden kann. VARIMATE DUO ist in vielen Varianten erhältlich und kann sehr gut auf Maß geschnitten werden.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	VE
<b>VMD 1010</b>	Varimate Duo 2-seitig haftend	10 x 10 cm	5 St.
<b>VMD 1515</b>	Varimate Duo 2-seitig haftend	15 x 15 cm	5 St.
<b>VMD 2020</b>	Varimate Duo 2-seitig haftend	20 x 20 cm	5 St.
<b>VMD 2030/1</b>	Varimate Duo 2-seitig haftend	20 x 30 cm	1 St.
<b>VMD 2030/5</b>	Varimate Duo 2-seitig haftend	20 x 30 cm	5 St.
<b>VMD 0522</b>	Varimate Duo 2-seitig haftend	5 x 22 cm	20 St.
<b>VMW 40</b>	Varimate Keilrad 2-seitig haftend	5 x 8 Keilrad large	40 St.
<b>VMW 60</b>	Varimate Keilrad 2-seitig haftend	5 x 12 Keilrad small	60 St.

## ZUBEHÖR: VARIMATE STANDARD



Varimate Standard ist ein klassisches Hydrokolloid mit einer polyethylen Folienschicht versehen. Es ist außerordentlich hautfreundlich und schützt die irritierte Haut beim Wechsel eines aufgeklebten Stoma- oder Fistelbeutels. Auch kann er benutzt werden um entweder Wundränder zu schützen oder präventiv bei Dekubitusrisiko. Die Oberfläche kann leicht gereinigt werden.



*Eine Hautplatte wird auf ein Glas Wasser geklebt und umgedreht. Die rechte Abbildung zeigt an, dass eine Klebeschicht ohne Elastomere viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Diese Eigenschaft ist für eine Hautplatte wichtiger als Elastizität.*

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	VE
VMS 0522	VARIMATE standard Streifen	5 x 22 cm	20 Stück
VMS 1010	VARIMATE standard Platten	10 x 10 cm	5 Stück
VMS 1515	VARIMATE standard Platten	15 x 15 cm	5 Stück
VMS 2020	VARIMATE standard Platten	20 x 20 cm	5 Stück
VMS 2030	VARIMATE standard Platten	20 x 30 cm	5 Stück

## ZUBEHÖR: VARIMATE SUPERSOFT

VARIMATE SUPERSOFT Hydrokolloid Streifen und Platten sind hergestellt aus optimal absorbierendem „Classic Stoma Adhesive“, ohne Verwendung synthetischer Elastomere. Sie sind mit einer extrem geschmeidigen Kunststoff-Schaumschicht versehen. Varimate SuperSoft Streifen und Platten sind geeignet zum Hautschutz bei Wunden und Fisteln sowie präventiv bei drohendem Dekubitus.



VARIMATE SUPERSOFT Streifen und Platten sind zwar unsteril, werden aber unter strengsten „Reinraum“-Kriterien produziert. Zudem erfolgt unter hoher Temperatur die Abdeckung der Platten mit einem hermetisch abschließenden, silikonisiertem Papier.



VARIMATE SUPERSOFT ist in vielen Varianten erhältlich und kann nach Wunsch auf Maß geschnitten werden.

*Hier sieht man wie geschmeidig Varimate SuperSoft ist und den Konturen der Haut problemlos folgt.*

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	VE
VMSS 0505	VARIMATE SuperSoft Platten	5 x 5 cm	20 Stück
VMSS 0522	VARIMATE SuperSoft Streifen	5 x 22 cm	20 Stück
VMSS 1105	VARIMATE SuperSoft Streifen	5 x 11 cm	10 Stück
VMSS 1010	VARIMATE SuperSoft Platten	10 x 10 cm	5 Stück
VMSS 1515	VARIMATE SuperSoft Platten	15 x 15 cm	5 Stück
VMSS 2020	VARIMATE SuperSoft Platten	20 x 20 cm	5 Stück
VMSS 2030/1	VARIMATE SuperSoft Platten	20 x 30 cm	1 Stück
VMSS 2030	VARIMATE SuperSoft Platten	20 x 30 cm	5 Stück

## ZUBEHÖR: VARIMATE THIN



VARIMATE THIN ist ein extra dünnes, nicht-sterilisiertes klassisches Hydrokolloid mit einer atmungsaktiven Polyurethan Folienschicht versehen. Es ist außerordentlich hautfreundlich und schützt irritierte Haut. Da es fast transparent ist, kann der Heilungsprozess beobachtet werden ohne der darunter liegenden Haut zu schaden. Geeignet als Okklusivverband, z.B. bei Psoriasis oder bei Allergietests. Es kann auch als Hautschutz bei Kathetern und Sonden benutzt werden. Ebenso können hiermit Wundränder geschützt werden oder präventiv bei Dekubitusrisiko angewandt werden. Die Oberfläche kann leicht gereinigt werden.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	VE
VMT 0311	VARIMATE Thin Streifen	3 x 11 cm	60 Stück
VMT 1103	VARIMATE Thin Streifen	11 x 3 cm	12 Stück
VMT 0511	VARIMATE Thin Streifen	5 x 11 cm	30 Stück
VMT 1105	VARIMATE Thin Streifen	11 x 5 cm	10 Stück
VMT 0522	VARIMATE Thin Streifen	5 x 22 cm	20 Stück
VMT CURVE	VARIMATE Thin Curve gebogen	3 x 9 cm	60 Stück
VMT 0505	VARIMATE Thin Verbände	5 x 5 cm	20 Stück
VMT 1010	VARIMATE Thin Verbände	10 x 10 cm	5 Stück
VMT 1515	VARIMATE Thin Verbände	15 x 15 cm	5 Stück
VMT 2020	VARIMATE Thin Verbände	20 x 20 cm	5 Stück
VMT 2030/5	VARIMATE Thin Verbände	20 x 30 cm	5 Stück
VMT 2030/1	VARIMATE Thin Verbände	20 x 30 cm	1 Stück



## WAS SIE WEITER NOCH ÜBER EUROTEC WISSEN SOLLTEN

Die Gründer und Geschäftsführer von EuroTec waren früher bei der Gründung von ConvaTec Niederlanden mit einbezogen. Später gründeten sie den Stomaspezialbetrieb CombiCare, wo sie mehr als 10.000 Stomaträger berieten und Stomahilfsmittel aller Hersteller lieferten. Die Erfahrungen im Bereich Produktentwicklung und Patientenversorgung haben sie mitgebracht und auch Sie können nun die Vorteile von EuroTec erleben.


### Erkennen Sie die Unterschiede

EuroTec hat mehr als 600 verschiedene Stomaproducte, worunter viele mit denen anderer Hersteller kombiniert werden können. Probleme mit einer Platte die nicht gut haftet? Oder mit Unterwanderung der Platte? Mit Hautirritationen oder Allergien? Dann probieren Sie mal die Klebeschicht von EuroTec. Ein total anderes Haftkonzept in Kombination mit extremer Geschmeidigkeit wird Sie erstaunen. Und nach Wunsch können Sie dabei häufig auch Ihre gewohnten Beutel des anderen Herstellers weiter benutzen.



### EuroTec ist für Sie bereit

Ob Sie selbst ein Stoma haben oder Stomaschwester sind, jeder wird manchmal mit schwierig lösaren Stomaproblemen konfrontiert. Sie können jederzeit EuroTec um Hilfe bitten. Unsere Beratung ist kostenlos und für Sie unverbindlich. EuroTec hat spezialisierte Stomapfleger, die jahrelange Erfahrung mit Stomaproducten aller Hersteller haben. Wir erkennen die Probleme und können oft überraschende Lösungen bieten.



## Maßarbeit



EuroTec ist Hersteller von Stomahilfsmitteln in den Niederlanden. Das bedeutet, dass EuroTec in sehr schwierigen Fällen schnell spezielle Produkte auf Maß herstellen kann. Ein modifiziertes Modell oder eine andere Klebefläche-Variante. Wir können das oft innerhalb von zwei Tagen.

### EuroTec bringt Farbe in die Stomaversorgung

Die Schachteln von EuroTec springen wegen ihrer farbenfrohen Ausführung direkt ins Auge. Sie basieren auf den Werken des flämischen Malers René Costerop und strahlen eine positive Atmosphäre aus. Es ist sicher nicht angenehm ein Stoma zu haben, aber es ist oft der einzige Weg, das Leben weiter genießen zu können.



### Sie sind herzlich willkommen

In Roosendaal organisieren wir regelmäßig Veranstaltungen für Stomaträger oder Stomaberater. Möchten Sie einen Ausflug in die Niederlande organisieren, besuchen Sie bitte unsere Fabrik und genießen Sie eine geführte Tour. Nehmen Sie an einem Workshop in unserem Indoor-Marktplatz teil. Diese Tage sind völlig kostenlos und Sie werden mit einem warmen Mittagessen versorgt.




# NOTIZEN

A series of 15 horizontal dotted lines for writing notes, overlaid on a large, faint illustration of a bee.

# NOTIZEN

A series of 15 horizontal dotted lines for writing notes, overlaid on a large, faint illustration of a bee.

# NOTIZEN



Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb in den verschiedenen Ländern:



**Deutschland: EuroTec GmbH**  
Winkelsweg 178-180 / Geb. 8  
40764 Langenfeld  
Tel.: 02173 8549800  
Fax: 02173 8549763  
[info@eurotec.eu](mailto:info@eurotec.eu)



**Schweiz: GIULIA MEDICAL SA**  
C.so Elvezia 23,  
6900 Lugano (TI)  
Tel.: 091 921.0400  
Fax: 091 921.0401  
[info@giuliamedical.ch](mailto:info@giuliamedical.ch)



**Österreich: OxyCare**  
Zieglergasse 81/1/1  
1120 Wien  
Tel.: 01890 45 53-0  
Fax: 01890 45 53-44  
[office@oxycare.at](mailto:office@oxycare.at)

QualityMasters



**Hersteller: EuroTec B.V.**  
Schotsbossenstraat 8  
4705 AG Roosendaal  
Niederlande

**Besuchen sie unsere website**  
[www.eurotec.eu](http://www.eurotec.eu)